



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Mercedes Thoracic Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Mercedes Thoracic Retractor

SKU RM-MTR-SERIES-1

\$329 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Robuster halbkreisförmiger Schienenrahmen	Übersetzte Mechanik zur Bereitstellung von mechanischem Drehmoment
4 (2 Paare)	Abnehmbare, hakenförmige Lateralvalven	2 Paare austauschbare fenstrierte Valven (48×68 mm oder 70×75 mm)
1	Zentrales Schraubstellrad	Manueller Sperrmechanismus zur Sicherung der Konfiguration und Entlastung der Hände
2	Ergonomische Retraktionsarme	Leichtbau-Griffrahmen mit glatten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Mercedes Thoracic Retractor ist ein erstklassiger, übersetzter kardiothorakaler Retraktor, der speziell für die expansive, multidirektionale Distraction der Thoraxwand und der Rippen bei größeren kardialen, pulmonalen und thoraxchirurgischen Trauma-Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem anatomisch geformten, halbkreisförmigen Schienensystem ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen das Aufbringen eines erheblichen mechanischen Drehmoments auf benachbarte Rippen und Sternalränder. So entsteht ein weiträumiger Zugangskorridor zu tiefgelegenen mediastinalen und pleuralen Kavitäten, ohne lokale Knochenquetschungen zu verursachen.

Die Mercedes Thoracic Retractor Serie ist für höchste klinische Belastungen ausgelegt und lässt sich bis zu einer maximalen Schienenspreizung von 240 mm öffnen. Das modulare Valvensystem, handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), bietet zwei wählbare Dimensionen: Option A (\$329) umfasst 48 mm × 68 mm fenstrierte Lateralvalven für

Standard-Thoraxöffnungen, während Option B (\$349) 70 mm × 75 mm fenstrierte Lateralvalven für tiefe, voluminöse Thoraxwände bietet. Das Set enthält 4 abnehmbare, hakenförmige Seitenvalven (2 Paare) mit gebogenen Rändern zur Rutschvermeidung, die über ein zentrales Schraubgetriebe gesteuert werden, das die Rahmenposition starr arretiert, um die manuelle Ermüdung zu minimieren.

Geschmiedet mit einer blendfreien, satinierten Mattierung, fertigt Retractor Maker den Mercedes Thoracic Retractor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Damit bietet er kardiovaskulären OPs, Thorax-Traumaeinheiten und Transplantationszentren weltweit unerschütterliche strukturelle Zuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Sterilisationsbeständigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest