



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastadores Ollier

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastadores Ollier

SKU RM-OR-SERIES-1

\$74 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
8 ½" (21.59 cm)	RM-OR-SERIES-1-1	\$74
9.0" (22.86 cm)	RM-OR-SERIES-1-2	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Afastadores Ollier são instrumentos cirúrgicos fundamentais de alta resistência, projetados especificamente para proporcionar deslocamento atraumático de tecidos moles e retração muscular ampla durante grandes procedimentos abdominais abertos, pélvicos e ortopédicos. Desenvolvidos com uma cabeça larga de 4 dentes rombos tipo rastelo, esses afastadores permitem que os assistentes cirúrgicos apliquem uma contra-tração manual vigorosa em paredes musculares espessas e gordura subcutânea sem causar contusões focais ou lacerações teciduais.

Construída para alavancagem duradoura em espaços operatórios profundos, a linha de Afastadores Ollier mantém um perfil de rastelo multi-dentado uniforme, oferecendo dois comprimentos selecionáveis: 8 ½ inches (21.59 cm, \$74) e 9 inches (22.86 cm, \$79). Fabricados artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a geometria estrutural apresenta uma configuração de 4 dentes rombos acoplada a um cabo oco de conforto que reduz significativamente o peso da ferramenta, maximizando a estabilidade da preensão e prevenindo a fadiga nas mãos e pulsos dos assistentes em procedimentos de longa duração.

Forjados com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica os Afastadores Ollier para suportar altas cargas mecânicas e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, proporcionando às equipes de cirurgia geral, ortopédica e de trauma em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest