



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Costelas Burford Rib Spreader

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador de Costelas Burford Rib Spreader

SKU RM-BRS-SERIES-1

\$359 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Opção 3 (Abertura Compacta) — 200 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm lateral blades	RM-BRS-SERIES-1-1	\$359
Opção 1 (Abertura Média) — 260 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm lateral blades	RM-BRS-SERIES-1-2	\$379
Opção 2 (Abertura Máxima) — 300 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm lateral blades	RM-BRS-SERIES-1-3	\$399

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Burford Rib Spreader é um sistema retrator cirúrgico torácico aclamado internacionalmente, projetado especificamente para proporcionar separação de costelas controlada e atraumática, além de exposição da parede torácica durante operações pulmonares, esofágicas e cardiovasculares de grande porte. Projetado com um trilho deslizante paralelo robusto e lâminas curvas intercambiáveis, este instrumento permite que os cirurgiões distribuam as forças de distração mecânica uniformemente entre as costelas adjacentes, prevenindo fraturas intraoperatórias enquanto mantém um corredor operatório estático e amplo.

Construído para se adaptar a diversos tamanhos de pacientes e abordagens operatórias, este kit Burford Rib Spreader abrange três configurações distintas baseadas nas demandas cirúrgicas. A Opção 1 (Abertura Média, \$379) acomoda uma expansão de trilho de 260 mm; a Opção 2 (Abertura Máxima, \$399) oferece uma abertura estendida de 300 mm para exposições torácicas profundas e bariátricas; e a Opção 3 (Abertura Compacta, \$359) oferece uma abertura de 200 mm. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), cada kit de estrutura é fornecido completo com um par de lâminas laterais

rasas de 47 mm x 62 mm e um par de lâminas profundas de 65 mm x 62 mm para acomodar variadas espessuras da parede torácica.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Burford Rib Spreader para suportar alto torque mecânico e ciclos repetidos de esterilização hospitalar, fornecendo a centros cardiotorácicos, salas de trauma e unidades de transplante pulmonar em todo o mundo excepcional rigidez estrutural, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest