



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Ferreira Face Lift Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ferreira Face Lift Retractor

SKU RM-FFLR-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Ferreira Face Lift Retractor	全長4 ¼" (108 mm)、幅22 mm カーブブレード	\$49
保護スリーブ / 箱	個別輸送用パッケージ	\$49

製品詳細

Ferreira Face Lift Retractorは、顔面の若返り手術において、非侵襲的な軟部組織の牽引および皮膚弁の挙上を行うために特別に設計された手持ち式の美容外科器具です。人間工学に基づいたシャンクと緩やかに湾曲した遠位ブレードにより、顔面神経枝や血管網の挫滅を防ぎながら、皮膚やSMAS弁をきれいに剥離・挙上することが可能です。

的確な顔面皮弁の偏位を目的に構築されたこの専用のFerreira Face Lift Retractorは、全長4 ¼インチ (108 mm)を特徴としています。ワーキングエンドには幅22 mmのブレードプロファイルが組み込まれており、滑らかで丸みを帯びた縁が皮膚組織にかかる手動の対抗牽引力を均一に分散させ、局所的な虚血、陥凹、または縁の裂傷を防ぎます。軽量で人間工学に基づいたフラットハンドルは、長時間の顔面剥離中も手術助手に安定した滑りにくいコントロールを提供します。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されたRetractor Maker製のFerreira Face Lift Retractorは、厳格な臨床基準に従って製造されており、世界中の美容外科および顔面形成外科センターへ、高い耐食性、揺るぎない構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest