



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Vasculaire Lobster Étendu

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Vasculaire Lobster Étendu

SKU RM-EVLR-1

\$2,999 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
6	Fixation d'écarteur Lobster	—
1	Pince de table Lobster avec montant vertical et coupleur de cadre	—
1	Bras d'extension articulé Lobster	—
1	Cadre Lobster	—
2	Valve pivotante Lobster Mayo	2¾" × 2"
1	Valve pivotante Lobster Mayo	3½" × 2"
1	Valve pivotante Lobster Deaver	2¾" × 4½"
1	Écarteur Lobster Harrington Sweetheart	2" × 5"
1	Valve pivotante Lobster Malléable (perforée)	2" × 6½"
1	Valve pivotante Lobster Malléable (perforée)	3" × 6½"
1	Valve pivotante Lobster Fence	4" × 6"
2	Valve pivotante Lobster Rénale	1" × 6"
1	Valve pivotante Lobster Splanchnique	2" × 4½"

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Valve pivotante Lobster Splanchnique	2" × 6"
1	Boîte de stérilisation	—

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Écarteur Vasculaire Lobster Étendu est un écarteur autostatique à portée étendue fixé à la table, conçu pour répondre aux exigences de visualisation rigoureuses des reconstructions vasculaires complexes. En combinant un bras d'extension articulé avec un cadre Lobster rigide et un coupleur de montant de table, ce système offre une portée inégalée dans les champs rétropéritonéaux profonds tout en éliminant la fatigue de l'assistant chirurgical.

Conçue pour l'exposition compliquée des vaisseaux aortiques et périphériques, la configuration de l'Écarteur Vasculaire Lobster Étendu intègre six fixations coulissantes à verrouillage rapide et un ensemble étendu de 12 valves pivotantes. L'ensemble comprend deux valves rénales étroites, plusieurs écarteurs splanchniques profonds, des valves protectrices larges (Fence), des valves Harrington Sweetheart, Deaver, Mayo, ainsi que des malléables perforées pliables pivotant à 360 degrés pour épouser de manière atraumatique les marges vasculaires.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) et d'alliages à haute résistance avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker fournit l'Écarteur Vasculaire Lobster Étendu complet non stérile et entièrement autoclavable dans une boîte de stérilisation robuste organisée, offrant aux équipes chirurgicales une polyvalence clinique maximale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest