



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Levasseur Merril Retractor Fiber Optic

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic

SKU RM-LMR-FO-1

\$139 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic	Размеры / Детали: длина 25 см, клинок 12.5 / 27 мм, волоконно-оптический жгут · Количество: 1
1	Универсальный адаптер для светового кабеля	Размеры / Детали: для подключения к стандартным операционным световодам · Количество: 1
1	Защитный чехол / Коробка	Размеры / Детали: стандартная транспортная упаковка · Количество: 1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic — это первоклассный челюстно-лицевой ретрактор с подсветкой, разработанный специально для защиты мягких тканей и обеспечения прямого бестеневого освещения при проведении вертикальной остеотомии ветви нижней челюсти. Направляя свет высокой интенсивности вдоль внутреннего контура желобовидного клинка, этот инструмент устраняет тени в глубоких интраоральных каналах, позволяя хирургам выполнять разрезы при вертикальной остеотомии с полной анатомической уверенностью.

Эта модель Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic, созданная для бескомпромиссных вмешательств на нижнечелюстной кости, имеет общую длину 25 см (\$139). Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали и имеет конфигурацию с параметрами 12.5 mm / 27 mm, оптимизированную специально для вертикальной остеотомии. Встроенный волоконно-оптический жгут оснащен универсальным коннектором, совместимым со стандартными осветительными кабелями (Storz, Olympus, Wolf, ACMI), что гарантирует простоту подключения к источникам света.

Все металлические поверхности инструмента имеют антибликовое сатиновое покрытие. Retractor Maker производит Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic с расчетом на многократные циклы стерилизации, обеспечивая центры челюстно-лицевой и ортогнатической хирургии по всему миру инструментом с исключительной оптической четкостью, высокой жесткостью конструкции и полной пригодностью к автоклавированию.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest