



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Sternberg 両端開口器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sternberg 両端開口器

SKU RM-SDER-1

\$24 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
14 cm Baseline — U字型対向ワイヤー端	RM-SDER-1-1	\$24
37 cm Macro-Reach — U字型対向ワイヤー端	RM-SDER-1-2	\$34

製品詳細

Sternberg 両端開口器は、口腔、歯科、および顎顔面外科手術において、術中の頬、唇、および口腔粘膜を安全かつ非外傷的に排除するために特別に設計された不可欠なレトラクターです。オープンワイヤーフレーム構造で設計されたこの器具は、術野を狭めることなく、繊細な口角や頬組織面を歯科用バーや外科用メスから保護します。

最大限の耐久性を備え、鋳や材料の欠陥に対する生涯保証に裏打ちされたこの Sternberg 両端開口器シリーズは、2つの構造的指標を提供します。標準的な口腔外科手術用の 14 cm 長ワイヤーフレーム構成ベースライン (\$24) と、深い咽頭および経口アプローチ用の延長された 37 cm 長マクロリーチ構成オプションレイアウト (\$34) です。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされたブレード形状は、反対方向を向いたU字型の曲線端と、粘膜の挟み込みを防ぐ滑らかな丸みを帯びたワイヤーエッジを備えた非対称の両端設計を採用しています。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker の Sternberg 両端開口器は、繰り返しの病院のオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の口腔外科センター、歯科クリニック、顔面形成外科に優れた耐食性、構造的弾力性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest