



# RETRACTOR MAKER

## BROCHURE PRODUIT DE

Système d'écarteur général Lobster

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



# Système d'écarteur général Lobster

**SKU** RM-LGRS-1

**\$2,699 USD**

## LISTE DES COMPOSANTS

| QUANTITÉ | COMPOSANT                                             | DIMENSIONS / DESCRIPTION               |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1        | Cadre Lobster                                         | —                                      |
| 1        | Pince de table Lobster avec montant vertical et cadre | —                                      |
| 6        | Pince à écarteur Lobster                              | —                                      |
| 2        | Écarteur pivotant Mayo Lobster                        | $\frac{3}{4}'' \times 2''$             |
| 1        | Écarteur pivotant Fence Lobster                       | $4'' \times 6''$                       |
| 1        | Écarteur pivotant Splachnic Lobster                   | $2'' \times 6''$                       |
| 1        | Écarteur pivotant Deaver Lobster                      | $2\frac{3}{4}'' \times 4\frac{1}{2}''$ |
| 1        | Écarteur pivotant malléable Lobster (perforé)         | $2'' \times 6\frac{1}{2}''$            |
| 1        | Écarteur pivotant malléable Lobster (perforé)         | $3'' \times 6\frac{1}{2}''$            |
| 1        | Écarteur Harrington Sweetheart Lobster                | $2'' \times 5''$                       |
| 1        | Écarteur pivotant Kelly Lobster, modifié              | $3'' \times 2\frac{1}{2}''$            |
| 1        | Écarteur pivotant Kelly Lobster, modifié              | $3'' \times 4''$                       |
| 1        | Boîte de stérilisation                                | —                                      |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système d'écarteur général Lobster est une plateforme de rétraction chirurgicale adaptable fixée à la table, conçue pour éliminer la fatigue de l'assistant et établir une exposition continue sans les mains lors des interventions abdominales ouvertes. En se fixant solidement au rail latéral de la table d'opération, ce cadre autostatique crée un périmètre structurel rigide qui maintient une rétraction stable des tissus sans glissement pendant les opérations prolongées.

Configuré spécifiquement pour les interventions abdominales et viscérales générales, le système d'écarteur général Lobster comprend une pince de montant de table robuste, un cadre rigide Lobster et six pinces coulissantes à verrouillage rapide. Le système comprend un assortiment de 10 lames pivotantes pour chirurgie générale — dont des lames pivotantes Kelly modifiées (3" x 2½" et 3" x 4"), des lames viscérales Splanchnic profondes, des écarteurs Fence larges, Deaver, Harrington Sweetheart, Mayo et des bandes malléables perforées qui s'adaptent aux contours du patient.

Fabriqué en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fournit le système d'écarteur général Lobster non stérile et entièrement autoclavable dans une boîte de stérilisation robuste personnalisée, offrant aux hôpitaux et centres chirurgicaux une durabilité fiable et des performances constantes au bloc opératoire.



## MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

### CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sites web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest