



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Adson самодержащийся для мозжечка

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Adson самодер жащийся для мозжечка

SKU RM-ASCR-1

\$199 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Малый — 6.5 in, 4x4 зубца	RM-ASCR-1-1	\$189
Стандартный — 7.5 in, зубцы 4x4	RM-ASCR-1-2	\$199
Большой — 9.5 in, 4x4 зубца	RM-ASCR-1-3	\$214

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Самодержащийся ретрактор Adson для мозжечка — это универсальный многофункциональный нейрохирургический инструмент, разработанный для обеспечения стабильного и свободного оперативного доступа к задней черепной ямке и позвоночнику. Удерживая параспинальные и субокципитальные мышцы под механическим противотяжением, этот инструмент создает широкое стационарное визуальное поле, предотвращая утомляемость ассистента.

Разработанный для точной адаптации к различным хирургическим доступам, ретрактор Adson от Retractor Maker имеет общую длину 19 cm и поставляется с различными конфигурациями бранш и зубцов. Хирурги могут выбрать прямые бранши для неглубоких ран, изогнутые для бокового доступа или глубокие 80-градусные бранши, в сочетании с острыми зубцами для надежной фиксации фасции или тупыми зубцами для защиты деликатных краев тканей. Мощный кремальерный механизм обеспечивает надежную фиксацию без соскальзывания.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатинированным покрытием, ретрактор Adson производства Retractor Maker соответствует строгим больничным спецификациям, обеспечивая превосходный тактильный баланс, плавную работу кремальеры и полную устойчивость к автоклавированию.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest