



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Fukuda Kujat Tipi Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Fukuda Kujat Tipi Ekartör

SKU RM-FKSR-1

\$94 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Fukuda Kujat Tipi Ekartör	9" (22.86 cm) toplam uzunluk, geniş tırtıklı bıçak, T-Bar sap — 1	\$94
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı — 1	\$94

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Fukuda Kujat Tipi Ekartör, total ve ters omuz artroplastisi sırasında proksimal humerusun güçlü, kaymaya dirençli bir şekilde kaldırılmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış bir ortopedik omuz enstrümanıdır. Posterior humeral başı kavrayacak şekilde tasarlanan bu ekartör, humerusu glenoid kenardan posteriora doğru uzaklaştırarak cerrahi ekibe artiküler socketin geniş ve engelsiz bir görünümünü sunar.

Maksimum manuel kaldırma ve intraoperatif kontrol için üretilen bu Fukuda Kujat Tipi Ekartör konfigürasyonu, 9 inç (22.86 cm) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Çalışma ucu, kortikal kemiği ve çevreleyen kapsül dokusunu sıkıca kavrayan, raybalama ve bileşen yerleştirme sırasında yanlışlıkla kaymayı önleyen geniş tırtıklı bir desen profili içerir. Enstrüman, cerrahi asistana önemli bir mekanik çekme avantajı sağlarken bilek ve ön kol gerginliğini azaltan ağır hizmet tipi bir T-Bar tutma sapı ile biçimlendirilmiştir.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Fukuda Kujat Tipi Ekartörü muazzam ortopedik torka ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki omuz rekonstrüksiyonu ve travma ekiplerine sarsılmaz klinik güvenilirlik ve hassasiyet sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest