



# RETRACTOR MAKER

## 製品パンフレット

Alar レトラクター（鼻翼鉤）

### CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



## Alar レトラクター（ 鼻翼鉤）

SKU RM-AR-1

**\$29 USD**

### 利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細                 | 価格 (USD) |
|---------------|--------------------------|----------|
| Alar レトラクター   | 全長 15 cm、22 × 13 mm ブレード | \$29     |
| 保護スリーブ / ボックス | 個別輸送用パッケージ               | \$29     |

### 製品詳細

Alar レトラクターは、美容および再建鼻形成術において、鼻翼縁や鼻尖部を挙上・保持するために精密に設計された手保持式レトラクターです。鼻孔縁に確実にフィットする遠位の湾曲ブレードを採用しており、虚血性の組織損傷や軟骨の変形を引き起こすことなく、安定した解剖学的術野の展開を可能にします。

繊細な顔面外科手術に最適化されたこの Alar レトラクターは、全長 15 cm の操作性に優れたサイズに、精密なカーブを施した幅 22 mm × 長さ 13 mm のブレードを装備しています。バランスの取れた人間工学に基づくフラットハンドルは、優れたタキタイルフィードバックと安定したグリップ力を提供し、術者や助手が深い鼻前庭部においても視界を妨げることなく、安定した上方牽引を維持することを可能にします。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、光の反射を抑えたサテンマット仕上げを施しています。Retractor Maker は厳格な臨床基準に従ってこの Alar レトラクターを製造しており、美容外科クリニックや耳鼻咽喉科病院において、日常的な手術に使用できる完全オートクレーブ対応・耐腐食性の器具を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

#### RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

[retractormaker.com](https://retractormaker.com)  
[retractormanufacturer.com](https://retractormanufacturer.com)

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

#### フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest