



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Freeman Flap Retractor With Fiber Optic Illumination

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Freeman Flap Retractor With Fiber Optic Illumination

SKU RM-FFR-FO-1

\$89 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
13 mm Wide Blade — 8" 全長, 13 mm 刃, 光ファイバー束付	RM-FFR-FO-1-1	\$89
25 mm ワイドブレード — 8" 全長, 25 mm ブレード, ファイバーオプティック付	RM-FFR-FO-1-2	\$94

製品詳細

Freeman Flap Retractor With Fiber Optic Illuminationは、美容外科および再建外科手術において優れたポケット視認性と緩やかなフラップ挙上を実現するために設計された、最高級の照明付き形成外科用開創器です。ブレードの下面に沿って高輝度ファイバー光を誘導することで、深い皮下ポケット内の影を排除し、術者が止血や解剖学的指標を容易に確認できるようサポートします。

正確な到達範囲と空洞のクリアランスを考慮して設計された本モデルは、全長 8 inches (203 mm)、ハンドル長 8 inches (20.3 cm) のプロファイルを採用しています。ブレード幅は、狭い剥離に適した 13 mm (\$89) と、広範囲の組織フラップに対応する 25 mm (\$94) の2種類から選択可能です。統合されたオプティカルバンドルには、標準的な病院用ライトケーブル (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) と互換性のあるユニバーサルフィッティングが組み込まれています。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼 (非磁性) と高透過性光学ガラスファイバーを使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Freeman Flap Retractor With Fiber Optic Illumination は、厳格な臨床基準に従って製造されています。卓越した耐久性と光透過性を備え、世界中の形成・美容外科センターで完全なオートクレーブ滅菌に対応します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest