



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Super-Slide Laminectomy Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Super-Slide Laminectomy Retractor

SKU RM-SSLR-1

\$2,499 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	開創器フレーム	開創器システムのメイン構造フレーム
4	スモールブレード	外科用開創のための2"深のブレードオプション
4	ミディアムブレード	3"深の中深度用ブレードオプション
4	ラージブレード	4"深の深部用ブレードオプション
4	追加用ブレード	4¾"深の超深部用ブレードオプション
1	滅菌ボックス	コンプリートセットを整理・保管するための容器

製品詳細

Super-Slide Laminectomy Retractorは、広範囲な後方椎弓切除術および脊椎固定術において、強力かつ制御された組織圧排を提供するために開発された堅牢な自動開創器です。厚い椎傍筋群を、対向牽引によるラチェットの飛びやブレを生じさせることなく保持できるよう構築されており、複数の椎体セグメントにわたって広大で安定した術野を確保します。

術中のシームレスな調整を可能にする本システムは、トラックに沿って軽快に動作し、正確な機械的開創を可能にする精密加工のスライディングラチェットフレームを採用しています。セットには、椎弓縁やファセット関節に確実に固定できるよう設計された、スモール（2"深）4枚、ミディアム（3"深）4枚、ラージ（4"深）4枚、および追加用（4¾"深）4枚の計16枚のブレードを含む、全18点のコンポーネントが同梱されています。

Retractor Makerは、非磁性の高級プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）に反射防止サテン仕上げを施した本製品を、未滅菌かつオートクレーブ対応の専用高耐久滅菌ボックスに収納して提供します。脊椎外科医や医療機関に信頼性の高い臨床的耐久性をもたらします。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest