



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Langenbeck Green Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Langenbeck Green Retractor

SKU RM-LGR-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
17 cm	RM-LGR-1-1	\$44
и 22 cm	RM-LGR-1-2	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Langenbeck Green Retractor является незаменимым ручным хирургическим ретрактором, разработанным специально для безопасного атравматичного смещения мягких тканей и мышц во время операций на щитовидной железе, шее и в общей хирургии. Благодаря сочетанию удлиненной Г-образной лопатки и загнутого вниз удерживающего края, этот инструмент позволяет ассистентам хирурга поддерживать постоянную контрретракцию деликатных тканевых слоев без образования локальных кровоподтеков.

Инструмент Langenbeck Green Retractor представлен в адаптивной размерной сетке с двумя вариантами общей длины: 17 см (\$44) для поверхностных диссекций шеи и 22 см (\$49) для более глубоких операционных полей. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой хирургической нержавеющей стали и поставляется с двумя размерами рабочих частей: узкая лопатка длиной 25 мм и шириной 6 мм для узких коридоров при операциях на щитовидной железе, и промежуточная лопатка длиной 41 мм и шириной 11 мм для более широкого разведения мышц. Плоская эргономичная рукоятка обеспечивает стабильный и неусттомительный ручной захват.

Retractor Maker производит Langenbeck Green Retractor с антибликовым сатиновым матовым покрытием, что позволяет инструменту выдерживать многократные циклы автоклавирования. Это обеспечивает операционным блокам, ЛОР-отделениям и центрам амбулаторной хирургии по всему миру исключительную долговечность, коррозионную стойкость и полную клиническую надежность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest