



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Freeman Mini Rake Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Freeman Mini Rake Retractor

SKU RM-FMRR-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Freeman Mini Rake Retractor	4 ¾" (12.0 cm) Länge, 1" breiter Kopf, 4 scharfe Zinken — 1	\$44
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung — 1	\$44

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Freeman Mini Rake Retractor ist ein spezialisierter Wundhaken für die plastische und rekonstruktive Gesichtschirurgie, der speziell für die feine, rutschfeste Traktion von Hautlappen in begrenzten anatomischen Räumen entwickelt wurde. Dank seiner scharfen Zinken ermöglicht dieses Instrument Chirurgen das sichere Greifen kutaner und subkutaner Schichten, ohne empfindliche Geweberänder zu quetschen.

Diese Konfiguration des Freeman Mini Rake Retractor ist strikt für enge anatomische Taschen und minimale Hautretraktionen konzipiert und weist eine kompakte Gesamtlänge von 4 ¾ Zoll (12.0 cm, \$44) auf. Das Arbeitsende besteht aus einem 1 Zoll (25.4 mm) breiten Rechenkopf mit 4 scharfen Zinken, die die manuelle Zugspannung gleichmäßig verteilen, Geweberisse verhindern und eine saubere Lappenpräparation ermöglichen. Der ergonomische Flachgriff bietet chirurgischen Assistenten eine ermüdungsfreie Hebelwirkung und eine hohe Fingerspitzen-Sensibilität bei komplexen kosmetischen Eingriffen.

Gefertigt aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien Satin-Finish, produziert Retractor Maker den Freeman Mini Rake Retractor für eine dauerhafte Sterilisationsbeständigkeit. Er bietet chirurgischen Abteilungen weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest