



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Abdominal Doyen

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Abdominal Doyen

SKU RM-DAR-25-1

\$94 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
90 mm Lâmina Larga — 25 cm	RM-DAR-25-1-1	\$94
100 mm Lâmina larga — 25 cm	RM-DAR-25-1-2	\$99
Lâmina larga de 115 mm — 25 cm	RM-DAR-25-1-3	\$104

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Abdominal Doyen é um instrumento fundamental de cirurgia geral, projetado especificamente para fornecer um deslocamento amplo e atraumático da parede abdominal e das vísceras pélvicas durante procedimentos abertos de grande porte. Projetado com uma lâmina em formato de pá expansiva e profundamente curva, terminando em um lábio de retenção arredondado, este instrumento isola os órgãos internos com segurança para fora do campo operatório, sem causar contusões teciduais focais.

Construído para contra-tração abdominal pesada, este modelo de Afastador Abdominal Doyen apresenta um alcance estrutural total padronizado de 25 cm, que mantém as mãos do assistente seguramente fora do campo cirúrgico estéril. O instrumento é fabricado em três larguras de lâmina selecionáveis: 90 mm (\$94), 100 mm (\$99) e 115 mm (\$104). Seu cabo ergonômico incorpora um amplo anel de dedo que proporciona alavancagem mecânica superior e estabilidade de preensão durante disseções pélvicas e viscerais prolongadas.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Abdominal Doyen para suportar cargas mecânicas pesadas e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, proporcionando aos centros cirúrgicos em todo o mundo durabilidade excepcional e confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest