



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Turner-Warwick Ürolojik Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Turner-Warwick Ürolojik Ekartör

SKU RM-TWUR-549-1

\$549 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Kendinden Tutmalı Dairesel Taban Çerçevesi	360 derece görünürlük için tasarlanmış 180 mm x 140 mm rijit halka şasisi
6	Kavisli Çift Uçlu Ayarlanabilir Tırnaklı Bıçaklar	Fibröz doku için 13 mm x 14 mm çok yönlü ekartör bıçakları
6	Hızlı Kaydırmalı Tutucu Pim Kilitleri	Doku gerginliğini güvenli bir şekilde sabitleyen yarıklı manuel bağlantı elemanları
2	Ergonomik Ekartör Pens Kolları	Pürüzsüz kenarlarla dövülmüş hafif yapılı sap çerçeveleri
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Turner-Warwick Ürolojik Ekartör, açık pelvik, mesane ve rekonstrüktif ürolojik prosedürler sırasında geniş kapsamlı, çok yönlü yumuşak doku ve yara kenarı deplasmanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış, uluslararası düzeyde kabul görmüş, kendinden tutmalı bir ürolojik cerrahi ekartör sistemidir. Anatomik halka şasisi ile tasarlanan bu sistem, üroloji cerrahlarının birden fazla tırnaklı bıçağı çevresel olarak konumlandırmasına olanak tanıyarak karın duvarını, rektus kaslarını ve pelvik fasyayı manuel bir asistan gerektirmeden sürekli mekanik gerilim altında açık tutar.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına uygun olarak üretilen bu Turner-Warwick Ürolojik Ekartör tam seti (\$549), 360 derece ürolojik görünürlük sağlamak üzere tasarlanmış 180 mm x 140 mm dış boyutlara sahip rijit, kendinden tutmalı dairesel bir taban çerçevesine sahiptir. Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen sistem, fibröz doku kılıflarını ve fasyayı kaymadan güvenli bir şekilde tutmak için özel olarak tasarlanmış, uç kısmında 13 mm

× 14 mm ölçülerinde kavisli çift uçlu 6 adet ayarlanabilir tırnaklı bıçak içerir. 6 adet hızlı kaydırmalı tutucu pim kilidi, doku gerginliğini güvenli bir şekilde sabitleyen yarıklı manuel bağlantı elemanlarına sahiptir; pürüzsüz kenarlarla tamamlanmış ergonomik sap çerçeveleri ise yumuşak doku yırtılmasını önler.

Parlamayı önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Turner-Warwick Ürolojik Ekartör'ü tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki üroloji ameliyathanelerine, rekonstrüktif pelvik servislere ve cerrahi merkezlere olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest