



FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Pulmón Allison

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Pulmón Allison

SKU RM-ALR-1

\$79 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Lactante / Pediátrico — 20 mm × 23 cm	RM-ALR-1-1	\$79
Pediatric Compact — 30 mm × 11 cm	RM-ALR-1-2	\$89
Estándar — 40 mm × 25.5 cm	RM-ALR-1-3	\$99
Adulto intermedio — 42 mm × 29 cm	RM-ALR-1-4	\$109
Adulto Ancho — 54 mm × 31 cm	RM-ALR-1-5	\$119
Adulto extra ancho — 65 mm × 31 cm	RM-ALR-1-6	\$129

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Pulmón Allison (frecuentemente denominado espátula pulmonar Allison) es un instrumento quirúrgico torácico manual esencial, diseñado para deprimir y mantener el tejido pulmonar alejado del pericardio y el mediastino. Diseñado con un extremo de trabajo de rejilla de alambre flexible, este instrumento distribuye la fuerza de retracción a través de una superficie de contacto expansiva para prevenir contusiones parenquimatosas localizadas y cizallamiento de tejidos.

Adaptable a intervenciones torácicas neonatales, pediátricas y de adultos, el Separador de Pulmón Allison se fabrica en seis dimensiones anatómicas distintas. Las opciones varían desde modelos compactos para lactantes de 20 mm de ancho por 23 cm hasta hojas anchas para adultos de 65 mm de ancho por 31 cm, incluyendo la configuración de trabajo estándar de 40 mm de ancho por 25.5 cm. Su mango ergonómico sólido proporciona al cirujano una retroalimentación táctil refinada y palanca durante procedimientos cardíacos y pulmonares prolongados.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico, no magnético y con un acabado satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador de Pulmón Allison para resistir ciclos continuos de autoclave hospitalario, ofreciendo flexibilidad mecánica duradera y fiabilidad a los departamentos cardiorrespiratorios de todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest