



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Cerebelar Autoestático Anderson-Adson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Cerebelar Autoestático Anderson-Adson

SKU RM-AASCR-1

\$199 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Pequeno — 6.5 in, 4x4 dentes agudos	RM-AASCR-1-1	\$189
Padrão — 7.5 in (19 cm), 4x4 dentes agudos, profundidade de 13 mm	RM-AASCR-1-2	\$199
Grande — 9.5 in, 4x4 dentes agudos	RM-AASCR-1-3	\$214

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Cerebelar Autoestático Anderson-Adson é um instrumento neurocirúrgico especializado projetado para fornecer retração potente e autossustentável de couro cabeludo e músculos durante operações cranianas posteriores e cervicais altas. Ao exercer contra-tração contínua e travada na musculatura densa paravertebral e suboccipital, este instrumento libera a equipe cirúrgica e evita a obstrução do campo operatório.

Construído para exposição profunda da fossa posterior, esta configuração do Afastador Cerebelar Autoestático Anderson-Adson apresenta um comprimento total de 19 cm e uma geometria de estrutura angulada que mantém os cabos do instrumento posicionados de forma plana contra os contornos do paciente. As extremidades de trabalho apresentam garras 4x4 pontiagudas com um perfil de profundidade de lâmina integrado de 13.0 mm que se fixa firmemente na fáscia espessa sem deslizar. O mecanismo mecânico de cremalheira com anéis para os dedos permite ajustes precisos de abertura que permanecem travados sob forte tensão tecidual.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Cerebelar Autoestático Anderson-Adson seguindo rigorosas tolerâncias clínicas, garantindo um engate suave da cremalheira, alta resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)