



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Gonzalez 臀部用S字型開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Gonzalez 臀部用S字型開創器

SKU RM-GGSR-1

\$39 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGSR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGSR-1-2	\$44

製品詳細

Gonzalez 臀部用S字型開創器は、臀部形成術および臀部増大術において、広範囲かつ愛護的に筋肉や軟部組織を変位させるために設計された、美容整形外科に不可欠な器具です。解剖学に基づいた二重湾曲のS字型シャーシを採用しており、分厚い脂肪層を回避しながら大臀筋をきれいに挙上し、シリコンインプラントを配置するための遮るもののないポケットを作成できます。

多様な手術の深さに対応するため、このGonzalez 臀部用S字型開創器モデルは、20 mmの固定ブレード幅を維持しつつ、2つの機能的長さの選択肢を提供します。標準的なアクセス用の18.1 cm (18 cmと表記、\$39) と、深部筋肉剥離用の延長プロフィールである20 cm (\$44) です。滑らかで輪郭のあるブレードエッジは、線維組織面への局所的な剪断損傷を防ぎ、バランスの取れた人間工学的ハンドルにより、長時間の美容手術を通じて助手に安定した疲労の少ない手動レバレッジを提供します。

反射のないサテンマット仕上げの医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から加工された Retractor Maker製のGonzalez 臀部用S字型開創器は、病院での繰り返しのオートクレープサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の美容・再建整形外科クリニックに高い耐食性、揺るぎない構造的剛性、そして完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest