



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Hoyos Remora Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Hoyos Remora Retractor

SKU RM-HRR-1

\$499 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Hoyos Remora Retractor	Lâmina serrilhada curva, feixe de fibra óptica integrado, tubo de sucção
1	Adaptador Universal para Cabo de Luz	Conecta-se a fontes de luz de fibra óptica padrão de centro cirúrgico
1	Luva Protetora / Caixa	Embalagem padrão de transporte

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Hoyos Remora Retractor é um afastador cirúrgico multifuncional avançado, projetado especificamente para fornecer visualização superior da cavidade, evacuação simultânea de fluidos e elevação de retalho iluminada durante abdominoplastias de alta definição. Projetado para se ajustar de forma modular ao conjunto principal de escultura corporal Hoyos, este instrumento permite que os cirurgiões naveguem por planos teciduais subgaleais e abdominais profundos sem a necessidade de fontes de luz secundárias ou cânulas de sucção separadas.

Construído para otimizar a eficiência operatória e a limpeza da cavidade, esta configuração do Hoyos Remora Retractor (\$499) apresenta um layout de lâmina curva especializado equipado com serrilhas de estabilização proprietárias que se ancoram firmemente contra os planos teciduais, evitando deslizamentos acidentais durante o contorno vigoroso. O instrumento abriga canais de luz de fibra óptica integrados acoplados a um sistema especializado de tubo de evacuação por sucção, fornecendo iluminação sem sombras enquanto remove instantaneamente a fumaça eletrocirúrgica, sangue e fluidos de irrigação.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico e fibras de vidro óptico de alta transmissão com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o

Hoyos Remora Retractor seguindo rigorosos padrões clínicos, proporcionando aos cirurgiões plásticos e estéticos em todo o mundo clareza óptica excepcional, durabilidade inabalável e compatibilidade total com autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)