



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Parker-Tommy

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Separador Parker-Tommy

SKU RM-PTR-16-1

\$39 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Parker-Tommy	Longitud total de 16 cm, hojas curvas asimétricas de doble extremo	\$39
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$39

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Parker-Tommy es un retractor quirúrgico versátil de doble extremo diseñado específicamente para proporcionar una retracción confiable de bordes de herida y tejidos blandos a múltiples profundidades durante procedimientos quirúrgicos generales, ortopédicos y plásticos. Diseñado con hojas curvas contrastantes en los extremos opuestos de un mango central, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos realizar una transición sin esfuerzo entre la retracción superficial del tejido subcutáneo y la elevación fascial más profunda.

Construido en una configuración de tamaño estándar único diseñada para favorecer el desplazamiento eficiente del tejido y una visibilidad óptima del campo, esta configuración del separador Parker-Tommy presenta una longitud total de herramienta de 16 cm (\$39). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la geometría de las hojas incorpora un perfil asimétrico de doble extremo con márgenes redondeados y lisos que sostienen los bordes de la herida limpiamente sin causar traumatismo tisular. Su estructura de agarre central de superficie plana proporciona a los asistentes quirúrgicos un apalancamiento manual constante y sin fatiga durante los procedimientos operativos activos.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejos, Retractor Maker produce el separador Parker-Tommy para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, una rigidez estructural inquebrantable y una durabilidad completa en autoclave para quirófanos, centros de traumatología y clínicas quirúrgicas ambulatorias en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest