



RETRACTOR MAKER

KATALOG 2026

CHIRURGISCHE RETRAKTOREN · SYSTEME · KLINGEN · KOMPONENTEN

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Hersteller von Retraktoren — von Retractor Maker

ÜBER UNS

Direkthersteller von chirurgischen Retraktoren

Retractor Maker ist ein Direkthersteller von chirurgischen Retraktoren mit Sitz in Sialkot, Pakistan. Wir fertigen Retraktorsysteme, Klingen und Komponenten für acht chirurgische Fachgebiete.

Die Anfänge von Retractor Maker

Retractor Maker wurde 2023 gegründet, aber unsere Erfahrung mit chirurgischen Instrumenten reicht viel weiter zurück.

Ich bin Saad Shahid und arbeite nach wie vor mit meinem Vater bei Hospitech Traders, unserem Familienunternehmen für chirurgische Instrumente. Mein Vater gründete Hospitech Traders 1989, und wir fertigen und vertreiben seit vielen Jahren chirurgische Instrumente.

Die Idee zu Retractor Maker kam von einem unserer Kunden. Eines Tages fragte uns ein Kunde nach einem Retraktor für die Bauchchirurgie. Zu dieser Zeit stellten wir keine Retraktoren her, also begann ich, mir die Produkte anderer Firmen anzusehen.

Was ich herausfand, überraschte mich. Einige komplette Retraktorsysteme wurden für rund 60.000 bis 65.000 USD verkauft. Ich fand diese Preise viel zu hoch, besonders da ich wusste, dass wir bereits über die Maschinen, die Arbeitskräfte und die Fertigungserfahrung verfügten, um chirurgische Instrumente selbst herzustellen.

Also dachte ich: Warum stellen wir den Retraktor nicht selbst her und bieten ihn zu einem viel günstigeren Preis an? Das war der Grund, warum ich Retractor Maker gegründet habe.

WAS WIR HEUTE TUN

Wir begannen, sie selbst herzustellen

Anstatt Retraktoren von einer anderen Firma zu kaufen und weiterzuverkaufen, entschied ich mich, sie in unserer eigenen Werkstatt herzustellen. Durch unsere Erfahrung mit chirurgischen Instrumenten verfügten wir bereits über die Maschinen und die Fertigungseinrichtung. Wir nutzten diese Ressourcen, um unsere eigenen Retraktorsysteme zu entwickeln und zu fertigen.

Heute bieten wir viele unserer Retraktorsysteme zu Preisen an, die bis zu 90 % unter denen vergleichbarer Systeme großer Marken liegen. Unser Ziel ist es nicht nur, Retraktoren herzustellen. Es geht darum, sie für Krankenhäuser, Chirurgen und medizinische Organisationen auf der ganzen Welt erschwinglicher und zugänglicher zu machen.

Weiterhin Teil des Fertigungsbetriebs unserer Familie

Retractor Maker entstand aus unserer bereits vorhandenen Erfahrung in der Herstellung chirurgischer Instrumente. Ich bin weiterhin aktiv bei Hospitech Traders tätig und arbeite an der Seite meines Vaters, während ich gleichzeitig Retractor Maker als eigenständiges Unternehmen führe, das sich auf chirurgische Retraktoren spezialisiert hat.

Chirurgische Fachgebiete

Allgemeinchirurgie · Urologie · Kardiovaskuläre Chirurgie · HNO · Plastische Chirurgie · Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie · Neurochirurgie · Gynäkologie und Geburtshilfe.

Wir arbeiten weltweit direkt mit Krankenhäusern, medizinischen Vertriebspartnern, Chirurgen und Gesundheitsorganisationen zusammen. Wir realisieren auch spezielle Konfigurationen und Sonderanfertigungen, wenn ein Standardprodukt die Anforderungen eines Kunden nicht erfüllt.

Unser Ziel

Retraktoren selbst herstellen und zu Preisen anbieten, die bis zu 90 % unter denen vergleichbarer Systeme großer Marken liegen können, damit sich mehr Krankenhäuser die benötigte Ausrüstung leisten können.

PRODUKTKATEGORIEN

Geordnet nach der Anzahl der Produkte in jeder Kategorie

Orthopädische & Wirbelsäulen-Retraktoren

124 Produkte

SEITEN 5-52



Retraktoren für die allgemeine Chirurgie

118 Produkte

SEITEN 53-95



HNO-Retraktoren

109 Produkte

SEITEN 96-132



Plastische Chirurgie Wundhaken

61 Produkte

SEITEN 133-154



Kardiovaskuläre Retraktoren

45 Produkte


SEITEN 155-171



Geburtshilfe & Gynäkologie Retraktoren

26 Produkte


SEITEN 172-181



Neurochirurgische Retraktoren

20 Produkte


SEITEN 182-189



Urologische Wundspreizer

4 Produkte

SEITEN 190-191





Acetabular-Wundhaken, schmal, zwei Zinken

SKU **RM-ARNDP-1**

PREIS **\$99 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Schmal — 32 mm blade	RM-ARNDP-1-1	\$99
Standard — 44 mm Blatt	RM-ARNDP-1-2	\$99



Anterior Femoral Condylar Retractor

SKU **RM-AFCR-1**

PREIS **\$99 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Anterior Femoral Condylar Retractor	5" (12.7 cm) Länge, 45 mm fenstriertes, gezahntes Blatt	\$99
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$99



Anterior Femoral Neck Anteromedial Rim Retractor

SKU **RM-AFNAR-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Anterior Femoral Neck Anteromedial Rim Retractor	15" (37.46 cm) Länge, gebogenes Blatt, Sechskantgriff	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49



Anterolateraler Acetabulumrand-Hebel

SKU **RM-AAARR-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Anterolateraler Acetabulumrand-Hebel	Länge 10" (25.4 cm), Blatt 18 mm Breite x 3.25" Tiefe	\$49
Schutzhülle / Box	Einzeltransportverpackung	\$49



AORI Patellar-Retraktor

SKU **RM-APR-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
5" (12.7 cm), 10 mm Arbeitsende	RM-APR-1-1	\$69
7" (17.8 cm), 10 mm Arbeitsende	RM-APR-1-2	\$79



APC Hüftwundhaken

SKU **RM-APCHR-1**

PREIS **\$49 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Einzinkig	10" (25.4 cm) — gezielter Knochenhalt am Pfannenrand
1	Doppelzinkig	10" (25.4 cm) — ausgewogene Zweipunkt-Freilegung von Weichteilen und Kapsel
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung



B-Z Retraktor

SKU **RM-BZR-1**

PREIS **\$339 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
7.5 cm Tief (45° oder 90°)	RM-BZR-1-1	\$339
10 cm tief (45° oder 90°)	RM-BZR-1-2	\$359



B-Z Weitlaner Retraktor

SKU **RM-BZWR-1**

PREIS **\$339 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
B-Z Weitlaner Retraktor	28 cm Gesamtlänge, 83 mm tiefe 4x4 stumpfe Zinken, 90° abgewinkelt	\$339
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$339



Beard Distal Bicep Selbsthaltender Retraktor

SKU **RM-BDBSRR-1**

PREIS **\$299 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
6.375" (16.19 cm)	RM-BDBSRR-1-1	\$299
7.5" (19.05 cm)	RM-BDBSRR-1-2	\$319



Beard Distal Radius Wide Hohmann Retractor

SKU **RM-BDRWHR-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Beard Distal Radius Wide Hohmann Retractor	5.37" (13.63 cm) Gesamtlänge, breites Hohmann-Blatt	\$79
Schutzhülle / Box	Einzeltransportverpackung	\$79



Beckman-Weitlaner Wundspreizer, selbsthaltend

SKU **RM-BWSRR-1**

PREIS **\$149 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
14 cm	RM-BWSRR-1-1	\$149
16.5 cm	RM-BWSRR-1-2	\$154
21.5 cm	RM-BWSRR-1-3	\$159
24 cm	RM-BWSRR-1-4	\$164
30.5 cm	RM-BWSRR-1-5	\$169
31 cm	RM-BWSRR-1-6	\$174



Beckmann Adson Wundsperrer, selbsthaltend

SKU **RM-BASRR-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
25 mm Schaftprofil	RM-BASRR-1-1	\$49
44 mm Schaftprofil	RM-BASRR-1-2	\$59



Bennett Tibia-Retraktor

SKU **RM-BTR-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Klein — 45 mm Blatt	RM-BTR-1-1	\$79
Groß — 63 mm Blatt	RM-BTR-1-2	\$89



Hohmann-Wundhaken, gebogen

SKU **RM-BHR-ORTHO-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
8"	RM-BHR-ORTHO-1-1	\$69
9 ¾"	RM-BHR-ORTHO-1-2	\$74
11"	RM-BHR-ORTHO-1-3	\$79
11 ½"	RM-BHR-ORTHO-1-4	\$84
12 ½"	RM-BHR-ORTHO-1-5	\$89






Black Belt Zervikales Retraktorsystem

SKU **RM-BBCRS-1**

PREIS **\$2,499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Retraktorrahmen (Rechts)	Rechtsseitige Rahmenkonfiguration
1	Retraktorrahmen (Links)	Linksseitige Rahmenkonfiguration
1	Retraktorrahmen (Versetzt)	Versetzte (Offset) Rahmenkonfiguration
2	Klingen-Insertionsklemmen	Komponenten zum Einsetzen und Befestigen der Valven
14	Gezahnte Valven	34 mm - 70 mm gezahnte Valvenoptionen in mehreren Größen
14	Stumpfe Valven	34 mm - 70 mm stumpfe Valvenoptionen in mehreren Größen
12	Zwei-Etagen-Valven, gezahnt	40 mm - 55 mm gezahnte Zwei-Etagen-Valven
6	Zwei-Etagen-Valven, stumpf	40 mm - 55 mm stumpfe Zwei-Etagen-Valven
1	Sterilisationscontainer	Behälter für Organisation, Lagerung und Aufbereitung



Blount Knie-Retraktor

SKU **RM-BKR-1**

PREIS **\$64 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
6 7/8" (17.5 cm)	RM-BKR-1-1	\$64
7" (17.8 cm)	RM-BKR-1-2	\$69
10 1/4" (26.0 cm)	RM-BKR-1-3	\$74
10 3/8" (26.4 cm)	RM-BKR-1-4	\$79





Browne Deltoid Retractors

SKU **RM-BDR-1**

PREIS **\$109 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
10 ¾" (27.3 cm)	RM-BDR-1-1	\$109
11 ½" (29.2 cm)	RM-BDR-1-2	\$114
12 ¼" (31.1 cm)	RM-BDR-1-3	\$119



C Retractors

SKU **RM-CR-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
12 ½" (31.8 cm)	RM-CR-1-1	\$69
14" (35.6 cm)	RM-CR-1-2	\$74



Campbell Nervenwurzel-Retraktor

SKU **RM-CNRR-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Campbell Nervenwurzel-Retraktor	8 ¾" (22.2 cm) Länge, 10-10.5 mm breites Blatt	\$69
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$69



Kapsel-Retraktoren

SKU **RM-CR-ORTHO-1**

PREIS **\$64 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Einzinkig (Scharf)	RM-CR-ORTHO-1-1	\$64
Zweizinkig (Scharf oder Stumpf)	RM-CR-ORTHO-1-2	\$69
Dreizinkig	RM-CR-ORTHO-1-3	\$74



Carpal Tunnel Wundspreizer, selbsthaltend

SKU **RM-CTSRR-1**

PREIS **\$144 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Carpal Tunnel Self-Retaining Retractor	4 1/4" (10.79 cm) Länge, stumpfe Zinken, Ratschensperre	\$144
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$144



Caspar Cervical Retractor With Ratchet

SKU **RM-CCRWR-1**

PREIS **\$289 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
16.5 cm	RM-CCRWR-1-1	\$289
22.3 cm	RM-CCRWR-1-2	\$299



Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System

SKU **RM-CLMRS-1**

PREIS **\$799 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Laterale Valve	40 mm
1	Laterale Valve	45 mm
1	Laterale Valve	50 mm
1	Laterale Valve	55 mm
1	Laterale Valve	60 mm
1	Laterale Valve	65 mm
1	Laterale Valve	75 mm
1	Spekula	40 mm
1	Spekula	45 mm
1	Spekula	50 mm
1	Spekula	55 mm
1	Spekula	60 mm
1	Spekula	65 mm
1	Spekula	75 mm
1	Ausstoßzange	Zange zum schnellen Valvenwechsel
1	Caspar Microdiscectomy Retraktorrahmen	Gegenzugrahmen
1	Sterilisationsbox	Aluminiumcontainer mit Instrumentensieb




Caspar Nervwurzeltraktor

SKU **RM-CNRR-SERIES-1**

PREIS **\$84 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
4 mm Blatt	RM-CNRR-SERIES-1-1	\$84
6 mm Blatt	RM-CNRR-SERIES-1-2	\$89
8 mm Blatt	RM-CNRR-SERIES-1-3	\$94
10 mm Blatt	RM-CNRR-SERIES-1-4	\$99





Casper Wundhaken

SKU **RM-CR-21-1**

PREIS **\$64 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Casper Wundhaken	Länge 21 cm, Blatt 17,0 x 67,0 mm, Ringgriff	\$64
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$64



Casper Wundspreizer, selbsthaltend

SKU **RM-CSRR-SET-1**

PREIS **\$649 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Doppelgelenk-Scherenrahmen	Artikulierter Low-Profile-Rahmen mit Ratschen- und Schraubverschluss
1	Manueller Einstellschlüssel	Kalibrierter Schlüssel zur Einstellung der Mikrospannung
1 Set	Halbscharfe laterale gezinkte Valven	38 mm Tiefe (wählbare 2-, 3- oder 4-Zinken-Ausführung)
1 Set	Verlängerte flache Viszeralhaken-Valven	Atraumatische Valvenmodule mit 38 mm Tiefe
1	Schutz- und Transportbox	Passgenauer Transportkoffer



Casper Cervical Retractor

SKU **RM-CCR-115-1**

PREIS **\$199 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Casper Cervical Retractor Chassis	11.5 cm Rahmen, 4-armiges klappbares Transversal-Design, 85 mm Spreizung	\$199
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$199



Cervical Retractor Frame

SKU **RM-CRF-1**

PREIS **\$109 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
16.5 cm Starre Arme	RM-CRF-1-1	\$109
25.5 cm Gelenkarme	RM-CRF-1-2	\$119



Zervikaler Geweberetraktor

SKU **RM-CTR-13-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Zervikaler Geweberetraktor	13 cm Gesamtlänge, 1x1 stumpfe Zinkenspitze	\$79
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$79



Chandler Retractor

SKU **RM-CHR-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Klein (16.0 mm Blatt)	RM-CHR-1-1	\$69
Mittel (20.0 mm Blatt)	RM-CHR-1-2	\$74
Groß (25.0 mm Blatt)	RM-CHR-1-3	\$79



Charnley Initial Incision Retractor

SKU **RM-CIIR-399-1**

PREIS **\$399 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltendes Loop-Zangenchassis	Glatte Perimeter-Rahmenring
1	Kurzes, nach außen gebogenes 4-zinkiges stumpfes Blatt	25 mm x 32 mm Arbeitsende
1	Langes, nach außen gebogenes 4-zinkiges stumpfes Blatt	25 mm x 38 mm Arbeitsende
1	Abnehmbarer Traktionshaken	Gebogener Anker zur Gewebefassung
1	Metall-Traktionsverbindungskette	Mechanisches Verbindungsstück
1	Schwerkraft-Gewichtsbaugruppe	Gewicht für konstante Zugkraft
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung



Cloward Cervical/Lamina Retractor

SKU **RM-CCLR-1**

PREIS **\$99 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Kreuzgeriffelte Branchen	RM-CCLR-1-1	\$99
Gezähnte Branchen	RM-CCLR-1-2	\$99



Cloward-Style Blatt-Wundhaken

SKU **RM-CSBR-1**

PREIS **\$84 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
13 x 75 mm	RM-CSBR-1-1	\$84
18 x 75 mm	RM-CSBR-1-2	\$89
20 x 75 mm	RM-CSBR-1-3	\$94
23 x 75 mm	RM-CSBR-1-4	\$99



Cloward-Style Zervikal-Sperrer

SKU **RM-CSCR-17-1**

PREIS **\$75 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Cloward-Style Zervikal-Sperrer Rahmen	17 cm Gesamtlänge, klappbare Arme, Ratschenarretierung	\$75
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$75



Cobra Retractor

SKU **RM-COBR-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Standard Spitze — 12.0"	RM-COBR-1-1	\$79
Standard Spitze scharf — 12.0"	RM-COBR-1-2	\$84
Breites Modell — 11.75"	RM-COBR-1-3	\$89
Modifiziert Klein — 12.5"	RM-COBR-1-4	\$94
Doppelendig — 14.0"	RM-COBR-1-5	\$99
Tiefes Modell — 14.5"	RM-COBR-1-6	\$104
Modifiziert Groß — 14.75"	RM-COBR-1-7	\$109



Cobra Retractor with Hand Rest

SKU **RM-CRHR-1**

PREIS **\$169 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Cobra Retractor with Hand Rest	10.22" Länge, 32 mm Blatt, integrierte Handauflage	\$169
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$169



Cobra Style Femur-Retraktor

SKU **RM-CSFR-1**

PREIS **\$84 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Cobra Style Femur-Retraktor	Länge 11.75" (29.84 cm), Cobra-gebogenes Blatt, große Hakenspitze	\$84
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$84



Seitenband-Retraktoren

SKU **RM-CLR-1**

PREIS **\$104 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Seitenband-Retraktor	8" (20.3 cm) Gesamtlänge, 5 mm & 11 mm Blattprofile	\$104
Schutzhülle / Box	Individuelle Versandverpackung	\$104



Collateral Soft Tissue Retractor

SKU **RM-CSTR-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Collateral Soft Tissue Retractor	9 1/2" Länge, 45 mm Klinge, 11 mm 2-zinkige gebogene Spitze	\$69
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$69



Concave Knee Retractor Kniehebel

SKU **RM-CKR-1**

PREIS **\$105 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Standardblatt	RM-CKR-1-1	\$105
Schmales langes Blatt	RM-CKR-1-2	\$105



D'Errico Nervenwurzelhaken

SKU **RM-DNRR-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
22.8 cm (approx. 9.0") — 7.0 mm breit x 11.0 mm lang — Standard-Lendenwirbel-Dissektomie und Nervenwurzelmobilisation	RM-DNRR-1-1	\$49
28.0 cm (ca. 11.0") — 7.0 mm breit x 11.0 mm lang — tiefer operativer Korridor und bariatrischer lumbaler Zugang	RM-DNRR-1-2	\$54



Deep Gelpi Retractor

SKU **RM-DGR-SERIES-1**

PREIS **\$68 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
3 1/2" - 4 1/2" — Spitz, Stumpf, Abgewinkelt spitz, 90°, Rechtwinklig — Oberflächliche Kleingriffe, Handchirurgie und Pädiatrie-Exposition	RM-DGR-SERIES-1-1	\$68
5 1/2" - 6 3/4" — Scharf, stumpf, abgewinkelt scharf, 90°, rechtwinklig — Mittlerer Weichteil-, Plastik- und Zervikalzugang	RM-DGR-SERIES-1-2	\$74
7 1/2" - 7 3/4" — Scharf, Stumpf, Abgewinkelt Scharf, 90°, Rechtwinklig — Standard Lendenwirbelsäulen-Laminektomie und Gelenkretraktion	RM-DGR-SERIES-1-3	\$84
9 1/4" - 12" — Scharf, Stumpf, Abgewinkelt Scharf, 90°, Rechtwinklig — Tiefes Becken, bariatrische Chirurgie und mehrstufige Spondylodese	RM-DGR-SERIES-1-4	\$94



Deep Gelpi Wundsperrer, selbsthaltend

SKU **RM-DGSRR-1**

PREIS **\$129 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
7 ½" (ca. 19.0 cm) — Abgewinkeltes Gehäuse, scharfe, nach außen gebogene Zinken — Standard Lendenwirbelsäulen-Laminektomie und Gelenkexposition	RM-DGSRR-1-1	\$129
10 ½" (approx. 26.7 cm) — Verlängerter gewinkelter Schaft, spitze nach außen gebogene Zinken — Tiefe pelvine, bariatrische und Mehretagen-Spondylodese	RM-DGSRR-1-2	\$139



Dingo Modified Humeral Head Retractors

SKU **RM-DMHHR-1**

PREIS **\$134 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Dingo Modified Humeral Head Retractor	10" (25.5 cm) Länge, gebogene gezahnte Spitze	\$134
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$134



Direct Access Anterior Broaching Retractor

SKU **RM-DAABR-1**

PREIS **\$99 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Linke Ausrichtung — 9" (22.86 cm), 57 mm Blatt	RM-DAABR-1-1	\$99
Rechte Ausrichtung — 9" (22.86 cm), 57 mm Valve	RM-DAABR-1-2	\$99



Engh Intercondylar Notch Retractor

SKU **RM-EINR-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Engh Intercondylar Notch Retractor	Länge 8 1/8" (206.4 mm), Spitze 2.25"	\$79
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$79



Feler-Ducker Retractor

SKU **RM-FDR-1**

PREIS **\$109 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Option A — 54×25 mm Links / 76×38 mm Rechts	RM-FDR-1-1	\$109
Option B — 76×38 mm Links / 54×25 mm Rechts	RM-FDR-1-2	\$109



Femoral Calcar Retractor

SKU **RM-FCR-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Femoral Calcar Retractor	25 mm Blattbreite, 5.08 cm (2") Tiefe, Ringgriff	\$44
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$44



Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor

SKU **RM-FGR-1175-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor	11.75" (29.85 cm) Länge, 20 mm breites Blatt	\$44
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$44



Flared Cobra Retractors

SKU **RM-FCR-15-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Nach links gerichtet — einzinkig, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-1	\$69
Nach links gerichtet — zweizinkig, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-2	\$69
Nach rechts gerichtet — Einzinkig, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-3	\$69
Nach rechts gerichtet — Doppelzinkig, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-4	\$69



Unterarm-Spreizer mit Schwenkvalven

SKU **RM-FSBR-1**

PREIS **\$74 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Unterarm-Spreizer mit Schwenkvalven	5.12" (13.00 cm) Valve, Ringgriff, Ratschensperre — 1	\$74
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung — 1	\$74



Fukuda Kujat Style Retractor

SKU **RM-FKSR-1**

PREIS **\$94 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Fukuda Kujat Style Retractor	9" (22.86 cm) Gesamtlänge, breites gezahntes Blatt, T-Griff — 1	\$94
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport — 1	\$94



Fukuda Style Retractors

SKU **RM-FSR-SHLD-1**

PREIS **\$89 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
6 1/2" (16.51 cm) — 30 mm oder 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-1	\$89
8 3/4" (22.23 cm) — 30 mm oder 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-2	\$94
9" (22.86 cm) — 30 mm oder 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-3	\$99



Gelpi Crossover Retractor - Deep Angles

SKU **RM-GCRDA-1**

PREIS **\$124 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
3 1/2 in (9 cm) Blatt	RM-GCRDA-1-1	\$94
5 1/2 in (14 cm) Blatt	RM-GCRDA-1-2	\$104
6 1/2 in (16.5 cm) Blatt	RM-GCRDA-1-3	\$114
7 1/2 in (19 cm) Blatt	RM-GCRDA-1-4	\$119
8 in (20.3 cm) Blatt — Standard	RM-GCRDA-1-5	\$124



Glenoid-Condyle-Retraktor

SKU **RM-GCR-7-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Glenoid-Condyle-Retraktor	7" (17.8 cm) Gesamtlänge, konturiertes Hakenblatt — 1	\$44
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport — 1	\$44




Glenoid-Retraktoren

SKU **RM-GLR-SERIES-1**

PREIS **\$88 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
8 3/4" - 9" — Linksgerichtet	RM-GLR-SERIES-1-1	\$88
8 3/4" - 9" — Rechtsgerichtet	RM-GLR-SERIES-1-2	\$91
9 1/2" - 10 1/2" — Linksseitig	RM-GLR-SERIES-1-3	\$94
9 1/2" - 10 1/2" — Rechtsseitig	RM-GLR-SERIES-1-4	\$97
11" - 11 3/4" — linksbündig	RM-GLR-SERIES-1-5	\$100
11" - 11 3/4" — rechtsbündig	RM-GLR-SERIES-1-6	\$103



Trochanter-Major-Hebel

SKU **RM-GTR-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Greater Trochanteric Retractor	14.875" (37.8 cm) Länge, 25 mm Breite x 1.5" tiefes Blatt — 1	\$49
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung — 1	\$49



Harvey Jackson Self Retaining Retractor

SKU **RM-HJSRR-1**

PREIS **\$229 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Harvey Jackson Self Retaining Retractor	28 cm Gesamtlänge, 45 x 32 mm Valven, 3x3 scharfe Zinken — 1	\$229
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung — 1	\$229



Hess Nervwurzelhaken

SKU **RM-HNRR-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
10.0 cm — 3.0 mm - 4.0 mm Blatt — Standard	RM-HNRR-1-1	\$69
10.0 cm — 5.0 mm - 7.0 mm Blatt — Standard	RM-HNRR-1-2	\$69
12.0 cm	RM-HNRR-1-3	\$74
17.5 cm	RM-HNRR-1-4	\$79



Hibbs Retractor

SKU **RM-HBR-24-1**

PREIS **\$39 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
51 mm lang x 19 mm breit — 24 cm	RM-HBR-24-1-1	\$39
76 mm lang x 25 mm breit — 24 cm	RM-HBR-24-1-2	\$41
82 mm lang x 25 mm breit — 24 cm	RM-HBR-24-1-3	\$43
101 mm lang x 25 mm breit — 24 cm	RM-HBR-24-1-4	\$45



Hohmann Posterior-Inferior-Hebel

SKU **RM-HPIR-11-1**

PREIS **\$74 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Linker Griff zur Biegung #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-1	\$74
Mittlerer rechter Griff, Biegung #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-2	\$74



Hohmann Retractor

SKU **RM-HR-12IN-1**

PREIS **\$74 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
15 mm Breite Valvula — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-1	\$74
17 mm Breite Valvula — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-2	\$79



Hohmann Retractor Bent Extra Long Handle

SKU **RM-HRBELH-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
9 ¾" (24.76 cm) — Extralanger, gebogener Griff	RM-HRBELH-1-1	\$69
10.0" (25.40 cm) — Überlanger, abgewinkelter Griff	RM-HRBELH-1-2	\$79



Hohmann Retractor Right Angled

SKU **RM-HRRA-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
9 ½" Gesamtlänge — 24.13 cm Länge, 7" Griff, 40 mm rechtwinklig abgewinkelt	RM-HRRA-1-1	\$84
9 ¾" Gesamtlänge — 24.76 cm Länge, 7" Griff, 18 mm rechtwinklig abgewinkelt	RM-HRRA-1-2	\$79



Hohmann Retractor mit abgerundetem Ende

SKU **RM-HRRE-1**

PREIS **\$74 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
8 ⅝" (21.91 cm) — 19 mm Rundblatt	RM-HRRE-1-1	\$74
9 ¾" (24.76 cm) — 19 mm rundes Blatt	RM-HRRE-1-2	\$79
11.0" (27.94 cm) — 19 mm rundes Blatt	RM-HRRE-1-3	\$84
11 ½" (29.21 cm) — 19 mm rundes Blatt	RM-HRRE-1-4	\$89
12.0" (30.48 cm) — 19 mm Rundblatt	RM-HRRE-1-5	\$94
12 ⅝" (30.80 cm) — 19 mm Rundblatt	RM-HRRE-1-6	\$99



Hohmann Retractor Square End

SKU **RM-HRSE-1**

PREIS **\$74 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
8 ½" (21.59 cm) — Gebogenes Blatt mit quadratischem distalem Ende	RM-HRSE-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Gebogenes Blatt mit quadratischem distalem Ende	RM-HRSE-1-2	\$79



Hohmann Retractors Angled

SKU **RM-HRA-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
6 ½" Gesamtlänge — 16.51 cm Länge, 4 mm abgewinkelte Spitze	RM-HRA-1-1	\$69
11" Gesamtlänge — 27.94 cm Länge, 7" Griff, 17 mm abgewinkelt	RM-HRA-1-2	\$79



Hohmann Retractors Square Blade

SKU **RM-HRSB-1**

PREIS **\$74 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
8 ½" (21.59 cm) — Quadratisches Blattprofil, extralanger Griff	RM-HRSB-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Quadratisches Blattprofil, extralanger Griff	RM-HRSB-1-2	\$79



Holscher Retraktoren

SKU **RM-HLSR-1**

PREIS **\$43 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
7 mm Breit — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-1	\$43
9 mm breit — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-2	\$46
13 mm breit — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-3	\$49



Holsher Nervwurzel-Haken

SKU **RM-HNRR-235-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Holsher Nervwurzel-Haken	23.5 cm Gesamtlänge, breites absteigendes stumpfes Blatt	\$44
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung	\$44



Humeral Head Retractor

SKU **RM-HHR-ORTHO-1**

PREIS **\$84 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
8 ¾" (22.23 cm) — Gebogener Schaft, abgewinkeltes Ringblatt	RM-HHR-ORTHO-1-1	\$84
9.0" (22.86 cm) — Gebogener Schaft, abgewinkeltes Ringblatt	RM-HHR-ORTHO-1-2	\$89
10.0" (25.40 cm) — Gebogener Schaft, gewinkeltes Ringblatt	RM-HHR-ORTHO-1-3	\$94
11.0" (27.94 cm) — Gebogener Schaft, abgewinkeltes Ringblatt	RM-HHR-ORTHO-1-4	\$99





Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set

SKU **RM-ILACF-1**

PREIS **\$4,499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Tiefenlehre	Farbcodiert
2	Twist-Lock-Griff	Silikongriff
1	Longitudinalrahmen	Standard
1	Transversalrahmen	Standard
2	Stumpfe Valve	30 mm, silber
2	Stumpfe Valve	35 mm, blau
2	Stumpfe Valve	40 mm, rot
2	Stumpfe Valve	55 mm, schwarz
2	Stumpfe Valve	60 mm, gold
2	Stumpfe Valve	65 mm, marineblau
2	Stumpfe Valve	70 mm, hellgrün
2	Stumpfe Valve	75 mm, orange
1	Kurz gezahnte Valve	30 mm, silber
1	Kurz gezahnte Valve	35 mm, blau
1	Kurz gezahnte Valve	40 mm, rot
1	Kurz gezahnte Valve	45 mm, grün
1	Kurz gezahnte Valve	50 mm, violett
1	Kurz gezahnte Valve	55 mm, schwarz
1	Kurz gezahnte Valve	60 mm, gold
1	Kurz gezahnte Valve	65 mm, marineblau
1	Lang gezahnte Valve	30 mm, silber
1	Lang gezahnte Valve	35 mm, blau
1	Lang gezahnte Valve	40 mm, rot
1	Lang gezahnte Valve	45 mm, grün
1	Lang gezahnte Valve	50 mm, violett
1	Lang gezahnte Valve	55 mm, schwarz
1	Lang gezahnte Valve	60 mm, gold
1	Lang gezahnte Valve	65 mm, marineblau
2	Mikro-Valve, stumpf	14 x 35 mm, blau
2	Mikro-Valve, stumpf	14 x 40 mm, rot
2	Mikro-Valve, stumpf	14 x 45 mm, grün
2	Mikro-Valve, stumpf	14 x 50 mm, violett
2	Mikro-Valve, stumpf	14 x 55 mm, schwarz
2	Mikro-Valve, stumpf	14 x 60 mm, gold
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 x 35 mm
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 x 40 mm
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 x 45 mm
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 x 50 mm
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 x 55 mm
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 x 60 mm
2	CVB Spiralbohrer	8 mm Tiefe, 5¼" Länge
1	CVB Distraktor-Bohrführung	Links
1	CVB Distraktor-Bohrführung	Rechts
1	Wirbelkörperdistraktor	Links, 100 mm Schiene
1	Wirbelkörperdistraktor	Rechts, 100 mm Schiene
2	CVB Schraubendreher	Silikongriff
1	Multilevel-Distraktor	Links, 120 mm Schiene, 90 mm Verlängerung
1	Multilevel-Distraktor	Rechts, 120 mm Schiene, 90 mm Verlängerung
1	Knochenransplantathalter	8 x 15 mm Spitze, 210 mm Länge
1	Knochenransplantat-Impaktor	3 mm
1	Knochenransplantat-Impaktor	5 mm
1	Knochenransplantat-Impaktor	8 mm
1	Transplantatschneider	Verstellbare Tiefe 8.75", 7 mm Breite
1	ACF Messsschieber	9"
1	Sterilisationssieb	Passgenauer Koffer





Johnson Neuroma Retractor

SKU **RM-JNR-1**

PREIS **\$74 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
8.0 cm	RM-JNR-1-1	\$74
10.0 cm	RM-JNR-1-2	\$79
11.0 cm	RM-JNR-1-3	\$84
14.0 cm	RM-JNR-1-4	\$89



Kolbel Schulter-Sperrer-Rahmen

SKU **RM-KSRF-23-1**

PREIS **\$159 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Klein — 36 mm x 36 mm Blatt	RM-KSRF-23-1-1	\$159
Mittel — 53 mm x 36 mm blade	RM-KSRF-23-1-2	\$169
Groß — 68 mm x 36 mm Blatt	RM-KSRF-23-1-3	\$179



Kolbel Weichteil-Retraktor

SKU **RM-KSTR-8IN-1**

PREIS **\$119 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Kolbel Weichteil-Retraktor	Abmessungen / Details: 8" (20.32 cm) Gesamtlänge, gebogenes Blatt mit stumpfen Zinken · Enthaltene Menge: 1	\$119
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelne Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$119



Lateral Fat Pad Retractor

SKU **RM-LFPR-10IN-1**

PREIS **\$84 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Lateral Fat Pad Retractor	Maße / Details: 10" (25.4 cm) Gesamtlänge, 41 mm breite polierte gebogene Klinge · Enthaltene Menge: 1	\$84
Schutzhülle / Box	Maße / Details: Einzel-Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$84



Laterale Weichteil-Retraktoren

SKU **RM-LSTR-ORTHO-1**

PREIS **\$84 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
9.75 in — 20 mm Blatt	RM-LSTR-ORTHO-1-1	\$84
9.87 in — 22 mm Blatt	RM-LSTR-ORTHO-1-2	\$89





Lobster Anterior Lumbar Retractor

SKU **RM-LALR-1**

PREIS **\$3,999 USD**

KOMPONENTENLISTE



MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
6	Lobster Retraktorklemme	—
1	Lobster Tischklemme mit Vertikalpfosten & Rahmenkupplung	—
1	Lobster Rahmen	—
2	Lobster Mayo Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	2¾" × 2"
1	Lobster Mayo Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	3½" × 2"
1	Lobster Deaver Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	2¾" × 4½"
1	Lobster Harrington Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	2" × 5"
1	Lobster Malleable Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	2" × 6½"
1	Lobster Malleable Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	3" × 6½"
1	Lobster Fence Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	4" × 6"
2	Lobster Renal Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	1" × 4"
2	Lobster Renal Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	1" × 6"
2	Lobster Renal Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	1" × 8"
1	Lobster Splanchnic Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	1½" × 6"
1	Lobster Splanchnic Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	2" × 4½"
1	Lobster Splanchnic Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	2" × 6"
1	Lobster Splanchnic Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	2" × 8"
1	Sterilisationsbox	—



Love Nervwurzelhaken

SKU **RM-LNRR-MAT-1**

PREIS **\$24 USD**

KOMPONENTENLISTE



MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Gerades Profil	Verfügbare Längen: 17.5 cm oder 21.5 cm · Klinische Hauptrolle: Direkter linearer interlaminärer Zugang und Mobilisierung austretender Wurzeln · Preis (USD): \$24.00 / \$29.00
1	45-Grad-Winkelprofil	Verfügbare Längen: 17.5 cm oder 21.5 cm · Klinische Hauptrolle: Dekompression im Recessus lateralis und subartikulärer Nervwurzelerschutz · Preis (USD): \$24.00 / \$29.00
1	90-Grad-Winkelprofil	Verfügbare Längen: 17.5 cm oder 21.5 cm · Klinische Hauptrolle: Tiefe foraminale Exploration und mediales Halten des Duralsacks · Preis (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Schutzhülle / Box	Verfügbare Längen: Standard-Transportverpackung · Klinische Hauptrolle: — · Preis (USD): Inbegriffen



Love Nervwurzelhaken, Bajonettform

SKU **RM-LNRR-BAY-21-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Love Nervwurzelhaken (Bajonett)	Abmessungen / Details: 21 cm Gesamtlänge, Bajonett-Schaft, löffelförmiges Nervenblatt · Enthaltene Menge: 1	\$29
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelverpackung für den Transport · Enthaltene Menge: 1	\$29



Low Profile Fuß- und Sprunggelenks-Retraktor

SKU **RM-LPFAR-1**

PREIS **\$84 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
7.5 inches	RM-LPFAR-1-1	\$84
8.75 inches	RM-LPFAR-1-2	\$89




Markham-Meyerding Hemilaminectomy-Spreizer

SKU **RM-MMHR-17-1**

PREIS **\$124 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Klein — 40 mm x 25 mm Blatt	RM-MMHR-17-1-1	\$104
Mittel — 50 mm x 25 mm blade	RM-MMHR-17-1-2	\$114
Groß — 60 mm x 25 mm Blatt	RM-MMHR-17-1-3	\$124



McCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frame

SKU **RM-MMRRF-14-1**

PREIS **\$384 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
McCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frame	Abmessungen / Details: 14 cm Gesamtlänge, starres Chassis, Zahnradantrieb · Menge: 1	\$384
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelne Transportverpackung · Menge: 1	\$384



McCulloch-Type Nervenwurzel-Retraktor

SKU **RM-MNRR-1**

PREIS **\$64 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
12.8 cm	RM-MNRR-1-1	\$64
14.5 cm	RM-MNRR-1-2	\$74



Meniscal Repair Retractor

SKU **RM-MRR-5IN-1**

PREIS **\$59 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Meniscal Repair Retractor	Abmessungen / Details: 5" (12.7 cm) Gesamtlänge, poliertes gebogenes Deflektorblatt · Enthaltene Menge: 1	\$59
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelne Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$59



Meyering Retractor

SKU **RM-MDR-18-1**

PREIS **\$99 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Stumpfes Arbeitsende	Gesamtlänge: 18 cm · Klinische Hauptrolle: Atraumatische paraspinale Muskelverdrängung und Weichteilhaltung · Preis (USD): \$99.00
1	Scharfes Arbeitsende	Gesamtlänge: 18 cm · Klinische Hauptrolle: Sicherer Halt in dichter fibröser Faszie und Sehnenansätzen · Preis (USD): \$99.00
1	Gezahntes Arbeitsende	Gesamtlänge: 18 cm · Klinische Hauptrolle: Rutschfeste ossäre Verankerung an der Lamina und dem Facettenrand · Preis (USD): \$99.00
1	Sattelförmiges Arbeitsende	Gesamtlänge: 18 cm · Klinische Hauptrolle: Konturierte Aufnahme von Muskelbündeln und Zugang zur spinalen Dekompression · Preis (USD): \$99.00
1	Schutzhülle / Box	Gesamtlänge: Standard-Transportverpackung · Klinische Hauptrolle: — · Preis (USD): Inbegriffen



Meyering Sperr-Wundspreizer

SKU **RM-MRWR-18-1**

PREIS **\$84 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
32 mm × 25 mm Breit	RM-MRWR-18-1-1	\$84
41 mm × 25 mm breit	RM-MRWR-18-1-2	\$89
50 mm × 25 mm Breit	RM-MRWR-18-1-3	\$94
57 mm × 25 mm Breit	RM-MRWR-18-1-4	\$99



Minimal-invasive Knie-Retraktoren

SKU **RM-MIKR-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
19 cm Gesamtlänge	RM-MIKR-1-1	\$79
20 cm Gesamtlänge	RM-MIKR-1-2	\$84
22 cm Gesamtlänge	RM-MIKR-1-3	\$89



MIS Nervenwurzelhaken

SKU **RM-MIS-NRR-17-1**

PREIS **\$84 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
4.7 mm breites Blatt	RM-MIS-NRR-17-1-1	\$84
7.3 mm Breites Blatt	RM-MIS-NRR-17-1-2	\$89



Modified Fukuda Type Wundhaken

SKU **RM-MFTR-SHLD-1**

PREIS **\$89 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Modified Fukuda Type Wundhaken	Handgehaltener orthopädischer Humerus-Hebelretractor, gefensterter Ringblatt	\$89
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$89



Patella-Retraktor

SKU **RM-PTR-9IN-1**

PREIS **\$84 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Patella-Retraktor	Länge 9" (22.86 cm), 22 mm Platte, 16 mm Blatt, Hakenspitze	\$84
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$84



PCL Retractor

SKU **RM-PCLR-25-1**

PREIS **\$99 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
PCL Retractor	25 cm (10") Gesamtlänge, 21 mm Spitze, 4 mm Zinken-Array	\$99
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$99



PERCY AMPUTATIONS-WUNDHAKEN

SKU **RM-PAR-1**

PREIS **\$399 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
24.3 cm	RM-PAR-1-1	\$399
35.0 cm	RM-PAR-1-2	\$449
42.0 cm	RM-PAR-1-3	\$499



Perkins Wundsperrer, selbsthaltend

SKU **RM-PSRR-99-1**

PREIS **\$99 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Standard Massiv-Zinken — 13 cm, links oder rechts	RM-PSRR-99-1-1	\$99
2 Zinken & spitzes Blatt — 11 cm	RM-PSRR-99-1-2	\$99
2 Zinken & spitzes Blatt — 13 cm	RM-PSRR-99-1-3	\$99
3 Zinken & spitzes Blatt — 11 cm	RM-PSRR-99-1-4	\$99
3 Zinken & spitzes Blatt — 13 cm	RM-PSRR-99-1-5	\$99
Gebogenes gefenstertes Blatt — 13 cm, Links oder Rechts	RM-PSRR-99-1-6	\$99
Massives Dorn-Blatt — 12.7 cm, Links oder Rechts	RM-PSRR-99-1-7	\$99



Phantom AL Anterior Lumbar Surgical Access System

SKU **RM-PAL-1**

PREIS **\$3,999 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
4	Valve 25 x 60 mm	Retraktorvalve für geringe Tiefe
4	Valve 25 x 80 mm	Retraktorvalve für mittelfache Tiefe
4	Valve 25 x 100 mm	Retraktorvalve für mittlere Tiefe
4	Valve 25 x 120 mm	Standard-Retraktorvalve
4	Valve 25 x 140 mm	Retraktorvalve für erweiterte Tiefe
4	Valve 25 x 160 mm	Retraktorvalve für tiefe Korridore
4	Valve 25 x 180 mm	Retraktorvalve für extrem tiefe Korridore
4	Valve 25 x 200 mm	Retraktorvalve mit maximaler Reichweite
1	Retraktoring	Zentraler kreisförmiger Rahmen mit 300 mm Durchmesser
2	Verlängerungsstange	Verlängert oder positioniert die Retraktorrahmen-Baugruppe
6	Ringklemme	Sichert Halter und Komponenten am Retraktoring
6	Schwenkbarer Valvenhalter	Ermöglicht verstellbare Valvenmontage am Ring
1	Sechskantschlüssel	Manueller 225 mm Schlüssel für Rahmenmontage und Justierung
2	Arm mit Ringhalter	Stützt und verbindet den Retraktoring mit den Tischhalterungen
2	Drehbare Tischklemme	Verankert die Stützstruktur an den OP-Tisch-Seitenschienen
1	Inbus-Schraubendreher	Spezialwerkzeug zur Systemjustierung
1	Sterilisationsbox	Perforierter Aluminiumbehälter für die Aufbereitung





Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System

SKU **RM-PML-1**

PREIS **\$3,999 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Gerader Haken 40 mm	Spezialisierte schmaler Retraktionshaken
1	Gerader Haken 50 mm	Spezialisierte schmaler Retraktionshaken
1	Gerader Haken 60 mm	Spezialisierte schmaler Retraktionshaken
1	Gerader Haken 70 mm	Spezialisierte schmaler Retraktionshaken
1	Gerader Haken 80 mm	Spezialisierte schmaler Retraktionshaken
1	Gerader Haken 90 mm	Spezialisierte schmaler Retraktionshaken
1	Gerader Haken 100 mm	Spezialisierte schmaler Retraktionshaken
1	T-Griff Schwenksteuerung	Manueller Kontrollgriff zur Schwenkjustierung
1	Rotierbare Tischklemme	Verankert die Einheit an der Seitenschiene des OP-Tisches
1	Lichtkabel	Standardkrümmung, 10 ft, unsteril; überträgt Licht von der Quelle zum Retraktor
1	LED-Lichtquelle	Tragbare Tisch-Beleuchtungseinheit
1	Abgewinkelter Gelenkarm	Mehrgelenkarm mit Zahnstangenklemme zur Verbindung von Klemme und Rahmen
1	MIS Lumbar Base Schwenkretraktor	Top-Load, 250 mm Zahnstangen-Hauptrahmen für lumbalen Zugang
1	Rahmenverbinder	Verbindet Zusatzrahmen mit dem Hauptrahmen
1	Schwenkbarer Zentralvalvenhalter	Top-Load, 130 mm Zahnstange; hält Zentralvalve mit Schwenksteuerung
1	Counter Pivoting Step Over Retraktor	Side-Load, Sure-Lock, 225 mm Zahnstangen-Gegenretraktionsarm für laterale Stabilität
1 Paar	Abgeschrägte Valven (Paar) 22 x 50 mm	Gepaarte Retraktorvalven mit abgeschrägten Spitzen
1 Paar	Abgeschrägte Valven (Paar) 22 x 60 mm	Gepaarte Retraktorvalven mit abgeschrägten Spitzen
1 Paar	Abgeschrägte Valven (Paar) 22 x 70 mm	Gepaarte Retraktorvalven mit abgeschrägten Spitzen
1 Paar	Abgeschrägte Valven (Paar) 22 x 80 mm	Gepaarte Retraktorvalven mit abgeschrägten Spitzen
1 Paar	Abgeschrägte Valven (Paar) 22 x 90 mm	Gepaarte Retraktorvalven mit abgeschrägten Spitzen
1 Paar	Abgeschrägte Valven (Paar) 22 x 100 mm	Gepaarte Retraktorvalven mit abgeschrägten Spitzen
1 Paar	Abgeschrägte Valven (Paar) 22 x 110 mm	Gepaarte Retraktorvalven mit abgeschrägten Spitzen
1 Paar	Abgeschrägte Valven (Paar) 22 x 120 mm	Gepaarte Retraktorvalven mit abgeschrägten Spitzen
1	Kurzzahn-Gegenvalve 14 x 40 mm	Gegenvalve mit kurzen Greifzähnen
1	Kurzzahn-Gegenvalve 14 x 50 mm	Gegenvalve mit kurzen Greifzähnen
1	Kurzzahn-Gegenvalve 14 x 60 mm	Gegenvalve mit kurzen Greifzähnen
1	Kurzzahn-Gegenvalve 14 x 70 mm	Gegenvalve mit kurzen Greifzähnen
1	Kurzzahn-Gegenvalve 14 x 80 mm	Gegenvalve mit kurzen Greifzähnen
1	Kurzzahn-Gegenvalve 14 x 90 mm	Gegenvalve mit kurzen Greifzähnen
1	Kurzzahn-Gegenvalve 14 x 100 mm	Gegenvalve mit kurzen Greifzähnen
1	Kurzzahn-Gegenvalve 14 x 110 mm	Gegenvalve mit kurzen Greifzähnen
1	Kurzzahn-Gegenvalve 14 x 120 mm	Gegenvalve mit kurzen Greifzähnen
1	Kurzzahn-Fächervalue 18 x 50 mm	Distal expandierende Fächervalue mit kurzen Zähnen
1	Kurzzahn-Fächervalue 18 x 60 mm	Distal expandierende Fächervalue mit kurzen Zähnen
2	Kurzzahn-Fächervalue 18 x 70 mm	Distal expandierende Fächervalue mit kurzen Zähnen
2	Kurzzahn-Fächervalue 18 x 80 mm	Distal expandierende Fächervalue mit kurzen Zähnen
2	Kurzzahn-Fächervalue 18 x 90 mm	Distal expandierende Fächervalue mit kurzen Zähnen
2	Kurzzahn-Fächervalue 18 x 100 mm	Distal expandierende Fächervalue mit kurzen Zähnen
2	Kurzzahn-Fächervalue 18 x 110 mm	Distal expandierende Fächervalue mit kurzen Zähnen
2	Kurzzahn-Fächervalue 18 x 120 mm	Distal expandierende Fächervalue mit kurzen Zähnen
1	Dilatator 8 mm	Instrument zur sequenziellen Gewebedilatation
1	Dilatator 13 mm	Instrument zur sequenziellen Gewebedilatation
1	Dilatator 18 mm	Instrument zur sequenziellen Gewebedilatation
1	Dilatator 22 mm	Instrument zur sequenziellen Gewebedilatation
1	Obturator 18 mm	Instrument zur Ersteinführung und Führung
1	Obturator 22 mm	Instrument zur Ersteinführung und Führung
1	Sterilisationsbox	Lagerbehälter für Organisation und Wiederaufbereitung





Ranawat Knie-Retraktor

SKU **RM-RKR-95-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Ranawat Knie-Retraktor	Länge 9 ½" (24.13 cm), Blatt 17 x 34 mm 90° (stumpf oder scharf)	\$79
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$79



Reverse Hohmann Wundhaken

SKU **RM-RHR-85-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Reverse Hohmann Retractor	8 ½" (21.59 cm) Länge, asymmetrisches Blatt mit stumpfen Zinken, fenestrierter Griff	\$69
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung	\$69



S Total Knee Retractor

SKU **RM-STKR-6IN-1**

PREIS **\$59 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Einblatt-Modell 10 mm — 6" length, 10 mm breites Blatt	RM-STKR-6IN-1-1	\$59
Einblatt-Modell 20 mm — 6" length, 20 mm breites Blatt	RM-STKR-6IN-1-2	\$59
Doppelendige Ausführung — 6" Länge, 5 mm & 13 mm duale Enden	RM-STKR-6IN-1-3	\$59



Sandhu Nervenwurzelhaken

SKU **RM-SNRR-243-1**

PREIS **\$54 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Sandhu Nervenwurzelhaken	24.3 cm Gesamtlänge, 3.2 mm stumpfe Valvula, 90° biegsamer Schaft	\$54
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$54



Saxena Bone Grafting Retractor

SKU **RM-SBGR-1**

PREIS **\$124 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
16.5 cm Variante — Gerieft oder Kreuzgerieft	RM-SBGR-1-1	\$124
25.5 cm Variante — gerieft oder kreuzgerieft	RM-SBGR-1-2	\$149



Scoville Nervenwurzelhaken

SKU **RM-SNRR-235-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Scoville Nervenwurzelhaken	23.5 cm Gesamtlänge, abgewinkelte konturierte Spitze, schlanker Schaft	\$29
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$29



Scoville Self Retaining Retractor

SKU **RM-SSRR-150-1**

PREIS **\$259 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltender Gleitschienenrahmen	Hauptbasis-Gleitschiene für neurochirurgische und spinale Kavitätsexpositionen
1	Abnehmbares laterales Einzinken-Spitzblatt	50 mm Einzinken-Blatt zur tiefen Verankerung unter starken Inzisionslinien
1	Abnehmbares massives gezahntes Seitenblatt	60 mm x 25 mm massives Knochenretraktionsblatt mit strukturierten gezahnten Spitzen
1	Integrierte manuelle Schraubsperr	Gewindebaugruppe zur Fixierung der exakten Spreizung bei gleichzeitiger Verringerung der Anwenderermüdung
2	Ergonomische Retraktorarme	Leichte Doppelarm-Branchen mit vollständig glatten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung



Scoville-Haverfield Self Retaining Retractor

SKU **RM-SHSRR-150-1**

PREIS **\$339 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltendes Gestell mit Gelenkschenkeln	Gelenkiges Scherengestell, das außerhalb der Sichtlinie nach unten abgewinkelt ist
1	Abnehmbare einzinkige scharfe Lateralvalvula	50 mm Einzinken-Kralle zur tiefen Verankerung unter den Inzisionsrändern
1	Abnehmbare massive gezahnte Lateralplatte	60 mm x 25 mm massive Knochenretraktionsplatte mit mikro-gezahnter Spitze
1	Integrierte manuelle Schraubbarretierung	Zentraler Gewindemechanismus für festen Halt zur Vermeidung von Ermüdungserscheinungen
2	Ergonomische Retraktorarme	Leichtgewichtige, strukturierte Griffarme mit vollständig glatten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung



Scoville-Richter Self Retaining Retractor

SKU **RM-SRSRR-155-1**

PREIS **\$395 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltender Basisrahmen	Haupt-Gleitschienenchassis zur Fixierung anspruchsvoller Expositionen
1	Abnehmbare 3-zinkige halbscharfe Lateralvalve	62 mm x 37 mm Krallenaufsatz zur Sicherung tiefer Gewebeoberflächen
1	Abnehmbare 4-zinkige halbscharfe Lateralvalve	62 mm x 52 mm Krallenaufsatz zur Spreizung breiterer Geweberänder
1	Integrierte manuelle Schraubsperr	Mechanische Drehklemme für stabilen Halt zur Minimierung der Ermüdung
2	Ergonomische Retraktorarme	Leichte Doppelgriffprofile mit glatten Außenkanten
1	Schutzbox / Verpackung	Standard-Transportverpackung



SHADOWLINE Trimline Zervikales Wirbelsäulen-Retraktor-Set

SKU **RM-STCSRS-1**

PREIS **\$2,999 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Farbcodierter Tiefenmesser	Instrumente & Rahmen — Standard
2	Verriegelbarer Retraktorgriff (Side-loading)	Instrumente & Rahmen — Standard
1	Step-Down Transversal-Retraktorrahmen	Instrumente & Rahmen — doppelgelenkig, seitlich ladend
1	Transversal-Retraktorrahmen	Instrumente & Rahmen — doppelgelenkig, seitlich ladend (120 mm Öffnung)
1	Instrumentensieb	Lagerung & Schutz — Organisationstray
1	Sterilisationsbox	Lagerung & Schutz — perforierter Container
2	Silberne Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 30 mm x 23 mm
2	Blaue Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 35 mm x 23 mm
2	Rote Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 40 mm x 23 mm
2	Grüne Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 45 mm x 23 mm
2	Violette Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 50 mm x 23 mm
2	Schwarze Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 55 mm x 23 mm
2	Goldene Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 60 mm x 23 mm
2	Marineblaue Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 65 mm x 23 mm
2	Hellgrüne Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 70 mm x 23 mm
2	Orangefarbene Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 75 mm x 23 mm
2	Blaue schmale Muskelvalve	Schmale Muskelvalven (kurze Zähne, Paare) — 35 mm x 14 mm
2	Rote schmale Muskelvalve	Schmale Muskelvalven (kurze Zähne, Paare) — 40 mm x 14 mm
2	Grüne schmale Muskelvalve	Schmale Muskelvalven (kurze Zähne, Paare) — 45 mm x 14 mm
2	Violette schmale Muskelvalve	Schmale Muskelvalven (kurze Zähne, Paare) — 50 mm x 14 mm
2	Schwarze schmale Muskelvalve	Schmale Muskelvalven (kurze Zähne, Paare) — 55 mm x 14 mm
2	Goldene schmale Muskelvalve	Schmale Muskelvalven (kurze Zähne, Paare) — 60 mm x 14 mm
1	Silberne laterale Muskelvalve	Laterale Muskelvalven (kurze Zähne, Einzel) — 30 mm x 23 mm
1	Blaue laterale Muskelvalve	Laterale Muskelvalven (kurze Zähne, Einzel) — 35 mm x 23 mm
1	Rote laterale Muskelvalve	Laterale Muskelvalven (kurze Zähne, Einzel) — 40 mm x 23 mm
1	Grüne laterale Muskelvalve	Laterale Muskelvalven (kurze Zähne, Einzel) — 45 mm x 23 mm
1	Violette laterale Muskelvalve	Laterale Muskelvalven (kurze Zähne, Einzel) — 50 mm x 23 mm
1	Schwarze laterale Muskelvalve	Laterale Muskelvalven (kurze Zähne, Einzel) — 55 mm x 23 mm
1	Goldene laterale Muskelvalve	Laterale Muskelvalven (kurze Zähne, Einzel) — 60 mm x 23 mm
1	Marineblaue laterale Muskelvalve	Laterale Muskelvalven (kurze Zähne, Einzel) — 65 mm x 23 mm
1	Silberne mediane Muskelvalve	Mediane Muskelvalven (lange Zähne, Einzel) — 30 mm x 23 mm
1	Blaue mediane Muskelvalve	Mediane Muskelvalven (lange Zähne, Einzel) — 35 mm x 23 mm
1	Rote mediane Muskelvalve	Mediane Muskelvalven (lange Zähne, Einzel) — 40 mm x 23 mm
1	Grüne mediane Muskelvalve	Mediane Muskelvalven (lange Zähne, Einzel) — 45 mm x 23 mm
1	Violette mediane Muskelvalve	Mediane Muskelvalven (lange Zähne, Einzel) — 50 mm x 23 mm
1	Schwarze mediane Muskelvalve	Mediane Muskelvalven (lange Zähne, Einzel) — 55 mm x 23 mm
1	Goldene mediane Muskelvalve	Mediane Muskelvalven (lange Zähne, Einzel) — 60 mm x 23 mm
1	Marineblaue mediane Muskelvalve	Mediane Muskelvalven (lange Zähne, Einzel) — 65 mm x 23 mm
2	Blaue schmale Gewebevalve	Schmale Gewebevalven (stumpf, Paare) — 35 mm x 14 mm
2	Rote schmale Gewebevalve	Schmale Gewebevalven (stumpf, Paare) — 40 mm x 14 mm
2	Grüne schmale Gewebevalve	Schmale Gewebevalven (stumpf, Paare) — 45 mm x 14 mm
2	Violette schmale Gewebevalve	Schmale Gewebevalven (stumpf, Paare) — 50 mm x 14 mm
2	Schwarze schmale Gewebevalve	Schmale Gewebevalven (stumpf, Paare) — 55 mm x 14 mm
2	Goldene schmale Gewebevalve	Schmale Gewebevalven (stumpf, Paare) — 60 mm x 14 mm





Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure

SKU **RM-SAR-GE-775-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure	7 ¾" (19.68 cm) Länge, 40 mm breites Blatt, ergonomischer T-Griff	\$79
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$79



Sofield Wundhaken

SKU **RM-SFR-SERIES-1**

PREIS **\$46 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Größe #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-1	\$46
Größe #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-2	\$46
Größe #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-3	\$46
Größe #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-4	\$46
Größe #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-5	\$46
Größe #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-6	\$46



Stackable Hohmann-Hebel

SKU **RM-SHR-1**

PREIS **\$89 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
8 ¼" (20.96 cm) — Standard, Breites oder Gebogenes Blatt	RM-SHR-1-1	\$89
9 ¼" (23.50 cm) — Standard, Breites oder Gebogenes Blatt	RM-SHR-1-2	\$99



Super-Slide Laminektomie-Spreizer

SKU **RM-SSLR-1**

PREIS **\$2,499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Spreizerrahmen	Hauptstrukturrahmen des Retraktorsystems
4	Kleine Valven	2" tiefe Valve-Optionen für die chirurgische Retraction
4	Mittlere Valven	3" tiefe Valven mittlerer Tiefe
4	Große Valven	4" tiefe Valven großer Tiefe
4	Zusatzvalven	4¾" tiefe Valven mit erweiterter Tiefe
1	Sterilisationsbox	Behälter zur Organisation und Aufbewahrung des kompletten Sets



Surgical Lead Hand Retractor Plate

SKU **RM-SLHRP-199-1**

PREIS **\$199 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Surgical Lead Hand Retractor Plate	Formbare Blei-Retraktorplatte in Handform für Erwachsene	\$199
Schutzhülle / Karton	Standard-Transportverpackung	\$199



T-Griff Wundhaken mit abgewinkeltem Blatt

SKU **RM-THRAB-1**

PREIS **\$99 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
8.0" (20.32 cm) — 110×32 mm oder 120×32 mm gezahnt	RM-THRAB-1-1	\$99
11.0" (27.94 cm) — 110×32 mm oder 120×32 mm gezahnt	RM-THRAB-1-2	\$109
14.0" (35.56 cm) — 110×32 mm oder 120×32 mm gezahnt	RM-THRAB-1-3	\$139



Taylor Wirbelsäulen-Retraktor

SKU **RM-TSR-1**

PREIS **\$74 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
7 ¼" (18.42 cm) — 3" (7.62 cm) Tiefe — Zervikale und thorakale posteriore Laminektomie, jugendliche Wirbelsäule	RM-TSR-1-1	\$74
7 ½" (19.05 cm) — 3" oder 4" Tiefe — Standard Lendenwirbelsäulen-Laminektomie und Disrektomie bei Erwachsenen	RM-TSR-1-2	\$79
8.0" (20.32 cm) — 4" (10.16 cm) Tiefe — Tiefe lumbale Fusion, bariatrische Wirbelsäulenchirurgie und sakrale Exposition	RM-TSR-1-3	\$89



Toennis Nervwurzelhaken

SKU **RM-TNRR-15-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Toennis Nervwurzelhaken	15 cm Gesamtlänge, schlanker Schaft, glatte konturierte Hakenspitze	\$29
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$29



Glenosphären-Komponenten-Hebel für die totale und inverse Schulterarthroplastik

SKU **RM-TRSAGCR-26-1**

PREIS **\$109 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Total and Reverse Shoulder Arthroplasty Glenosphere Component Retractor	Länge 10 ¼" (26.03 cm), 24 mm Doppelzinken-Spitze, ergonomischer Griff	\$109
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$109




Tubular Retractor System

SKU **RM-TRS-MIS-1**

PREIS **\$2,199 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 12-14 mm, Länge 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 12-14 mm, Länge 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 12-14 mm, Länge 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 12-14 mm, Länge 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 12-14 mm, Länge 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 12-14 mm, Länge 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 12-14 mm, Länge 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 14-16 mm, Länge 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 14-16 mm, Länge 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 14-16 mm, Länge 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 14-16 mm, Länge 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 14-16 mm, Länge 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 14-16 mm, Länge 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 14-16 mm, Länge 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 16-18 mm, Länge 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 16-18 mm, Länge 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 16-18 mm, Länge 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 16-18 mm, Länge 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 16-18 mm, Länge 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 16-18 mm, Länge 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 16-18 mm, Länge 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 18-20 mm, Länge 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 18-20 mm, Länge 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 18-20 mm, Länge 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 18-20 mm, Länge 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 18-20 mm, Länge 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 18-20 mm, Länge 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 18-20 mm, Länge 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 27-29 mm, Länge 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 27-29 mm, Länge 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 27-29 mm, Länge 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 27-29 mm, Länge 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 27-29 mm, Länge 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 27-29 mm, Länge 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 27-29 mm, Länge 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Durchmesser 6 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Durchmesser 8 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Durchmesser 10 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Durchmesser 12 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Durchmesser 14 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Durchmesser 16 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Durchmesser 18 mm
1	Tubular Flexible Arm	Mehrgelenkiger, flexibler Haltearm
1	Table Clamp Set	OP-Tischschienenhalterung
1	Sterilization Box	Passgenaues Case für die organisierte Wiederaufbereitung





Wallace Knee Retractor

SKU **RM-WKR-5IN-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Wallace Knee Retractor	5" (12.7 cm) Gesamtlänge, doppelarmiger selbsthaltender Rahmen, Schraubgetriebe	\$79
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$79



Williams Discectomy Retractor

SKU **RM-WDR-1**

PREIS **\$94 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
50 mm x 20 mm (Links oder Rechts)	RM-WDR-1-1	\$94
70 mm x 20 mm (Links oder Rechts)	RM-WDR-1-2	\$99



Williams Distal Radius Fraktur-Retraktor

SKU **RM-WDRFR-45-1**

PREIS **\$189 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Gebogenes Blatt Links — 4.5" (11.43 cm) Länge, stumpfe abgewinkelte Zinken, links gebogen	RM-WDRFR-45-1-1	\$189
Gebogenes Blatt Rechts — 4.5" (11.43 cm) Länge, stumpfe abgewinkelte Zinken, rechts gebogen	RM-WDRFR-45-1-2	\$189




Williams Spinal Discectomy Wundsperrer

SKU **RM-WSDR-153-1**

PREIS **\$149 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
50 mm - 70 mm Tiefe (10 oder 20 mm) — Linksseitig oder Rechtsseitig	RM-WSDR-153-1-1	\$149
80 mm - 90 mm Tiefe (10 oder 20 mm) — Linksseitig oder Rechtsseitig	RM-WSDR-153-1-2	\$149
110 mm Tiefe (10 oder 20 mm) — Linksseitig oder Rechtsseitig	RM-WSDR-153-1-3	\$149



Wiltse-Gelpi selbsthaltender Wundspreizer

SKU **RM-WGSRR-1**

PREIS **\$99 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
28.0 cm Ausführung — nach außen gebogene Arme, spitze Enden, Sperre	RM-WGSRR-1-1	\$99
30.5 cm Ausführung — Außen gebogene Arme, spitze Enden, Sperre	RM-WGSRR-1-2	\$109






Image-Line ACF Retractor mit Distractions-Schnellverschluss-Set

SKU RM-ILACF-QR-1

PREIS **\$4,999 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Tiefenlehre	Farbcodiert
2	Federbelasteter Griff	Schnellverschluss-Mechanismus
1	Längsrahmen	Schnellverschluss Standard
1	Längsrahmen (Panther-beschichtet)	Reflexionsarme Oberfläche
1	Querrahmen	Schnellverschluss Standard
1	Querrahmen (Panther Keramik)	Nicht-reflektierende Keramikbeschichtung
2	Valve, stumpf	30 mm, silber
2	Valve, stumpf	35 mm, blau
2	Valve, stumpf	40 mm, rot
2	Valve, stumpf	45 mm, grün
2	Valve, stumpf	50 mm, violett
2	Valve, stumpf	55 mm, schwarz
2	Valve, stumpf	60 mm, gold
2	Valve, stumpf	65 mm, marineblau
2	Valve, stumpf	70 mm, hellgrün
2	Valve, stumpf	75 mm, orange
1	Valve, kurz gezahnt	30 mm, silber
1	Valve, kurz gezahnt	35 mm, blau
1	Valve, kurz gezahnt	40 mm, rot
1	Valve, kurz gezahnt	45 mm, grün
1	Valve, kurz gezahnt	50 mm, violett
1	Valve, kurz gezahnt	55 mm, schwarz
1	Valve, kurz gezahnt	60 mm, gold
1	Valve, kurz gezahnt	65 mm, marineblau
1	Valve, lang gezahnt	30 mm, silber
1	Valve, lang gezahnt	35 mm, blau
1	Valve, lang gezahnt	40 mm, rot
1	Valve, lang gezahnt	45 mm, grün
1	Valve, lang gezahnt	50 mm, violett
1	Valve, lang gezahnt	55 mm, schwarz
1	Valve, lang gezahnt	60 mm, gold
1	Valve, lang gezahnt	65 mm, marineblau
2	Mikro-Valve, stumpf	14 x 35 mm, blau
2	Mikro-Valve, stumpf	14 x 40 mm, rot
2	Mikro-Valve, stumpf	14 x 45 mm, grün
2	Mikro-Valve, stumpf	14 x 50 mm, violett
2	Mikro-Valve, stumpf	14 x 55 mm, schwarz
2	Mikro-Valve, stumpf	14 x 60 mm, gold
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 x 35 mm
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 x 40 mm
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 x 45 mm
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 x 50 mm
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 x 55 mm
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 x 60 mm
1	CVB Spiralbohrer	8 mm Tiefe, 5¼" Länge
1	CVB Distraktor-Bohrführung, links	Standard
1	CVB Distraktor-Bohrführung, rechts	Standard
1	Wirbelkörper-Distraktor, links	100 mm Zahnstange
1	Wirbelkörper-Distraktor, rechts	100 mm Zahnstange
2	CVB Schraubendreher, Silikongriff	Standard
1	Multilevel-Distraktor, links	120 mm Zahnstange, 90 mm Verlängerung
1	Multilevel-Distraktor, rechts	120 mm Zahnstange, 90 mm Verlängerung
1	Knochenspanhalter	8 x 15 mm Spitze, 210 mm Länge
1	Knochenspan-Impaktor	3 mm
1	Knochenspan-Impaktor	5 mm
1	Knochenspan-Impaktor	8 mm
1	Graft-Cutter	Einstellbare Tiefe 8.75", 7 mm Breite
1	ACF Messschieber	9"
1	Sterilisationscontainer	Hochleistungs-Organisationsbox






Bookwalter Posterior Spinal Retractor

SKU **RM-BPSR-1**

PREIS **\$2,399 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Stativ (Field Post)	12" (30.5 cm)
1	Kupplung (Post Coupler)	Standard
1	Horizontale Stange	1" Durchmesser (2.5 cm)
6	Standard-Rätschen	Nicht neigbar
4	Kipp-Rätschen	Mehrwinklig
1	Halbkreis-Ringsegmente	8½" Durchmesser (21.6 cm)
1	Gerades Ringsegment	4" Durchmesser (10.2 cm)
1	Gerades Ringsegment	6" Durchmesser (15.2 cm)
1	Gerades Ringsegment	8" Durchmesser (20.3 cm)
2	Meyerdig-Valven	¾" x 2½" (1.7 x 5.9 cm)
2	Meyerdig-Valven	1" x 3¾" (2.5 x 8.5 cm)
2	Meyerdig-Valven	2" x 3¾" (5.1 x 9.5 cm)
2	Scoville-Haken	Klein
2	Scoville-Haken	Groß
2	3-zinkige Rechen	¾" breit x ¾" tief (1.7 x 1.9 cm)
2	4-zinkige Rechen	¾" breit x ½" tief (1.9 x 0.8 cm)
2	6-zinkige Rechen	1" breit x ½" tief (2.5 x 0.8 cm)
1	Sterilisationscontainer	Schutzgehäuse



Tedan Phantom CS-1600 Zervikales Retraktor-Set

SKU **RM-TPCS1600-SET-1**

PREIS **\$2,899 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
10 Paare (insgesamt 20 Klingen)	Stumpfkantige Retraktorklingen	Längen von 30 mm bis 75 mm (in 5 mm Schritten)
6 Paare (insgesamt 12 Klingen)	Mikrostumpfkantige Retraktorklingen	Längen von 35 mm bis 60 mm (in 5 mm Schritten)
8 Klingen	Langgezahnte Retraktorklingen	Längen von 30 mm bis 65 mm (in 5 mm Schritten)
1 Paar (insgesamt 2 Klingen)	Paddelklingen	Standardmäßige Kompatibilität mit multidirektionalen Distractionsrahmen
2 Griffe	Seitlich einzuführende Retraktorgriffe	Ergonomisches Drehverschluss-Design für schnelle modulare Klingenwechsel
1 Lehre	Farbcodierte Tiefenlehre	Kalibriert für schnelle Messung der Weichteiltiefe
1 Einheit	Spiralbohrer mit Treibergriff	Manuelle Starterbit-Einheit für Distractionschrauben
1 Führung	Duale Bohrführung	Zur Sicherung des exakten parallelen Abstands zwischen vertebraalen Distractionschrauben
1 Führung	Einzelne Bohrführung	Für die unabhängige oder modulare Platzierung von Distractionschrauben
1 Bohrer	Spiralbohrer	Spezifischer Ersatzbohrer für die Pilotbohrung von Distractionschrauben
2 Treiber	Distractionschraubendreher	Manuelle Installationschraubendreher mit sicherem Griff für Caspar-Stifte
1 Werkzeug	Messschieber	Präzisionslehre zur Bestätigung der Bandscheibenhöhe und der Implantatstapptoleranzen
1 Werkzeug	Knochenstampfer mit Schutz	Zweiseitiges chirurgisches Setzwerkzeug mit 6 mm x 10 mm Profil
1 Behälter	Sterilisationsbox	Strapazierfähiger, maßgeschneiderter chirurgischer Organisationsbehälter





ALM Wundsperrer, selbsthaltend

SKU **RM-ASRR-1**

PREIS **\$89 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
7 cm (ca. 2.75"), 4x4 scharfe oder stumpfe Zinken	RM-ASRR-1-1	\$89
10 cm (approx. 4.0"), 4x4 spitze oder stumpfe Zinken	RM-ASRR-1-2	\$99



Ambidextrous Self-Retaining Retractors

SKU **RM-ASRR-AMB-1**

PREIS **\$239 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
4x3 Zähne Anordnung	RM-ASRR-AMB-1-1	\$239
4x4 Zähne Anordnung	RM-ASRR-AMB-1-2	\$249
7x7 Zähne Layout	RM-ASRR-AMB-1-3	\$259




Army-Navy Wundhaken-Set (2-teilig)

SKU **RM-ANR-SET-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Army-Navy Wundhaken	21 cm Gesamtlänge, doppelendige Blätter	\$49
Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung	\$49



Balfour Baby selbsthaltender Retraktor

SKU **RM-BBSRR-1**

PREIS **\$299 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1 Set (2 Valven)	Seitenvalven	60 mm tief
1	Balfour Mittelvalve	21 mm breit x 24 mm tief
1	Balfour Retraktorrahmen	125 x 90 mm




Balfour Retraktor

SKU **RM-BR-STD-1**

PREIS **\$299 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Balfour Spreizrahmen	200 x 155 mm, 200 x 235 mm oder 200 x 265 mm
1 Paar	Laterale Retraktionsvalven	Integriert/Abnehmbar (60 mm oder 90 mm Tiefe)
1	Verstellbare Zentralvalve	47 x 80 mm, 62 x 76 mm oder 80 x 80 mm
1	Schutzverpackung	Individuelle Transportbox



Balfour USA Wundspreizer, selbsthaltend

SKU **RM-BUSRR-1**

PREIS **\$399 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
4 Sets (insgesamt 8 Valven)	Seitenvalven	65 mm, 85 mm, 105 mm und 155 mm tief
1	Balfour-Mittelvalve	70 mm breit x 70 mm tief
1	Gerade Mittelvalve	70 mm breit x 100 mm tief
1	Balfour-Rahmen	Zentraler Tragrahmen mit Feststellschraube



Boley Wundhaken

SKU **RM-BR-16-1**

PREIS **\$85 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Boley Wundhaken	16 cm Gesamtlänge, doppelendige Blätter	\$85
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$85



Brewster Retractor

SKU **RM-BRW-1**

PREIS **\$159 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Klasse 'E' (1.9 × 3.8 cm)	RM-BRW-1-1	\$159
Klasse 'D' (4.4 × 2.5 cm)	RM-BRW-1-2	\$164
Klasse 'C' (5.1 × 3.5 cm)	RM-BRW-1-3	\$169
Klasse 'B' (5.7 × 4.4 cm)	RM-BRW-1-4	\$174
Klasse 'A' (6.3 × 4.7 cm)	RM-BRW-1-5	\$179



Brunner Wundhaken

SKU **RM-BRUN-1**

PREIS **\$54 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
89 × 19 mm	RM-BRUN-1-1	\$54
101 × 25 mm	RM-BRUN-1-2	\$56
120 × 25 mm	RM-BRUN-1-3	\$58
130 × 29 mm	RM-BRUN-1-4	\$60
140 × 29 mm	RM-BRUN-1-5	\$62
159 × 29 mm	RM-BRUN-1-6	\$64
178 × 29 mm	RM-BRUN-1-7	\$69




Children's Hospital Wundhaken

SKU **RM-CHR-PED-1**

PREIS **\$39 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Children's Hospital Wundhaken	14 cm Gesamtlänge, doppelendige pädiatrische Blätter	\$39
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung	\$39



Collin Hartmann S-Shaped Retractor

SKU **RM-CHSR-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Collin Hartmann S-Shaped Retractor	16 cm Gesamtlänge, 52x33 mm & 30x21 mm Doppelenden	\$29
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$29



Cope Retractor Double Ended

SKU **RM-CRDE-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Cope Retractor Double Ended	18 cm Gesamtlänge, 6,0 mm & 11,0 mm Doppelblätter	\$29
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$29



Crile Wundhaken, doppelseitig

SKU **RM-CRDE-RET-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Modell #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16")	RM-CRDE-RET-1-1	\$29
Modell #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"	RM-CRDE-RET-1-2	\$35




Czerny Retractor Double-Ended

SKU **RM-CRDE-CZ-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Czerny Retractor Double-Ended	17.5 cm Gesamtlänge, 38 × 22 mm Doppelend-Valven	\$44
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$44





Deaver Retractor

SKU **RM-DR-STD-1**

PREIS **\$59 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
18 cm L x 10 mm / 19 mm B — Pädiatrische, flache abdominale und Schilddrüsen-Exposition	RM-DR-STD-1-1	\$59
20 cm L x 13 mm / 16 mm / 26 mm B — Standard-Appendektomie- und kleine Laparotomie-Exposition	RM-DR-STD-1-2	\$63
21 cm L x 23 mm W — Mittlere Bauchwand- und Beckenretraktion	RM-DR-STD-1-3	\$69
23 cm L x 26 mm W — Standard-Explorativlaparotomie-Exposition für Erwachsene	RM-DR-STD-1-4	\$71
26 cm L x 26 mm B — tiefer pelviner und gynäkologischer Zugang	RM-DR-STD-1-5	\$73
30 cm L x 26 mm / 38 mm / 50 mm W — Breite Viszeral- und Leberexposition	RM-DR-STD-1-6	\$75
30 cm L x 76 mm / 101 mm W — Extrabreiter Bauchwand-Halter und bariatrische Viszeral-Exposition	RM-DR-STD-1-7	\$81
33 cm L x 26 mm W — Tiefe retroperitoneale und pelvine Tumorchirurgie	RM-DR-STD-1-8	\$85
36 cm L x 26 mm W — Maximale Reichweite für Adipositaschirurgie und Aortenexposition	RM-DR-STD-1-9	\$87



Deaver Retractor Thin Handle

SKU **RM-DRTH-1**

PREIS **\$59 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
12" (ca. 30.5 cm) — 25, 38, 50, oder 75 mm — Standard-Retraktion von Bauchwand und Beckenviszera	RM-DRTH-1-1	\$59
13" (approx. 33.0 cm) — 25, 38, 50, oder 75 mm — Tiefer retroperitonealer, bariatrischer und orthopädischer Hüftzugang	RM-DRTH-1-2	\$64





Deaver Retractors Hollow Grip Handle

SKU **RM-DRHGH-1**

PREIS **\$64 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
7" (ca. 17.8 cm) — Pädiatrische und flache abdominale Wundexposition	RM-DRHGH-1-1	\$64
8" - 8 ½" (approx. 20.3 - 21.6 cm) — Standard-Appendektomie, Schilddrüsen- und Beckenretraktion	RM-DRHGH-1-2	\$66
9" - 10" (approx. 22.9 - 25.4 cm) — Standardexposition für explorative Laparotomie bei Erwachsenen	RM-DRHGH-1-3	\$70
10 ½" (approx. 26.7 cm) — Tiefe pelvine und gynäkologische Operationsfelder	RM-DRHGH-1-4	\$74
12" - 13" (approx. 30.5 - 33.0 cm) — Tiefe Viszeralverdrängung und Leber-/Milz-Elevation	RM-DRHGH-1-5	\$76
14" (approx. 35.6 cm) — Maximale Reichweite für bariatrische und retroperitoneale Chirurgie	RM-DRHGH-1-6	\$80




Tiefenwundhaken (Deep Rake Retractor)

SKU **RM-DRR-1**

PREIS **\$68 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
38 mm Tiefe — 57 mm breit x 38 mm tief — Intermediäre subkutane und muskuläre Retraktion	RM-DRR-1-1	\$68
51 mm Tiefe — 57 mm breit x 51 mm tief — Standard-Exposition der Bauchwand und orthopädischen Gelenke	RM-DRR-1-2	\$72
63 mm Depth — 57 mm wide x 63 mm deep — Tiefe Beckenboden- und paraspinale Muskelverdrängung	RM-DRR-1-3	\$76
76 mm Tiefe — 57 mm breit x 76 mm tief — Maximale Tiefe für bariatrische Eingriffe und starke Muskelhebelwirkung	RM-DRR-1-4	\$80



Denis-Browne Retractor

SKU **RM-DBR-SET-1**

PREIS **\$499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltender kreisförmiger Grundrahmen	175 mm x 150 mm Chassis für Allrichtungs-Sichtbarkeit
2 (1 Paar)	Austauschbare flache Gewebevalven	40 mm x 30 mm gebogene Spitzen, ideal für delikate Schichten
2 (1 Paar)	Austauschbare tiefe Gewebevalven	40 mm x 40 mm gebogene Spitzen, optimiert für voluminöses Gewebe
4	Quick-Slide-Wechselstiftsperrern	Slide-and-Lock-Verankerungsmechanismus zur Reduzierung der Fingerbelastung
1	Schutzaufbewahrung / Box	Standard-Transportverpackung



Desai Wundspreizer, selbsthaltend

SKU **RM-DSRR-1**

PREIS **\$129 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Desai Wundspreizer, selbsthaltend	Länge 7.25" (18.41 cm), 90° offene Schlingenvalven, Ratschenarretierung	\$129
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$129



Dockhorn Retractor

SKU **RM-DOCK-1**

PREIS **\$64 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
12.0 mm × 40.0 mm Blatt	RM-DOCK-1-1	\$64
14.0 mm × 55.0 mm Blatt	RM-DOCK-1-2	\$69



Doyen Bauchretraktor

SKU **RM-DAR-25-1**

PREIS **\$94 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
90 mm breites Blatt — 25 cm	RM-DAR-25-1-1	\$94
100 mm breites Blatt — 25 cm	RM-DAR-25-1-2	\$99
115 mm breites Blatt — 25 cm	RM-DAR-25-1-3	\$104




Doyen Retractor

SKU **RM-DR-22-1**

PREIS **\$99 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
30 x 30 mm Blatt — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-1	\$89
32 x 40 mm Blatt — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-2	\$94
40 x 50 mm Blatt — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-3	\$99
40 x 60 mm Blatt — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-4	\$104
45 x 75 mm Blatt — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-5	\$109
65 x 85 mm Blatt — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-6	\$114




Farabeuf Wundhaken

SKU **RM-FBR-SET-1**

PREIS **\$24 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
12 cm (ca. 4.7") Satz	RM-FBR-SET-1-1	\$24
15 cm (approx. 6.0") Set	RM-FBR-SET-1-2	\$29



Farr Spring Retractor

SKU **RM-FSR-1**

PREIS **\$34 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
4 cm — Flaches Blatt oder spitze Spitze	RM-FSR-1-1	\$34
5 cm — Flaches Blatt oder scharfe Spitze	RM-FSR-1-2	\$36
5.5 cm — Flaches Blatt oder scharfe Spitze	RM-FSR-1-3	\$38
6 cm — Flaches Blatt oder Scharfe Spitze	RM-FSR-1-4	\$40
7.8 cm — Flachblatt oder Scharfe Spitze	RM-FSR-1-5	\$42
14 cm — Flaches Blatt oder scharfe Spitze	RM-FSR-1-6	\$44



Fiber optic Deaver Retractor

SKU **RM-FODR-1**

PREIS **\$139 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Fiber optic Deaver Retractor	8" (20.3 cm) Griff, 1" (25 mm) gebogenes Blatt, Glasfaserbündel
1	Universal-Lichtleitkabel-Adapter	Anschluss an Standard-OP-Glasfaserkabel
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung



Fischl Shoe Horn Wundhaken

SKU **RM-FSHR-16-1**

PREIS **\$24 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Fischl Shoe Horn Wundhaken	16 cm Gesamtlänge, gebogenes Schuhlöffel-Spatelblatt	\$24
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung	\$24



Goelet Retractor

SKU **RM-GLR-185-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Goelet Retractor	Länge 18.5 cm, 38 mm & 45 mm Doppelvalven — 1	\$44
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung — 1	\$44



Golligher Wundspreizer, selbsthaltend

SKU **RM-GSRR-SET-1**

PREIS **\$299 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltendes Abdominal-Rahmenchassis	Mehrzweck-Strukturrahmen für den tiefen chirurgischen Zugang
2	Abnehmbare massive Seitenvalven	Flache Seitenpaneele (51 mm oder 102 mm Tiefe)
2	Abnehmbare Zentralblätter	Leicht gebogene Blätter, konturiert für innere Organstrukturen (51 mm oder 102 mm)
3	Individuelle Schiebeschraubverschlüsse	Mechanische Ratschen-Arretierbolzen an jeder Valve zur Entlastung des Operateurs
2	Ergonomische Retraktionsarme	Leichtbauprofile mit glatten Umfangskanten
1	Schutzbehälter / Box	Standard-Transportverpackung



Gosset selbsthaltender Wundspreizer

SKU **RM-GSR-SET-1**

PREIS **\$349 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltender Gleitschienenrahmen	Basis-Chassis erhältlich mit geraden oder gebogenen mechanischen Schenkeln
2 (1 Paar)	Fixierte laterale Drahtvalven	63 mm x 35 mm Schlaufen-Design, atraumatische Valven
1	Abnehmbare massive Mittelvalve	60 mm x 65 mm leicht gebogenes Gewebepaddel (bei 3-Blatt-Konfiguration)
1	Doppeltes Schiebeschrauben-Arretiergetriebe	Manuelles Mehrpunkt-Rändelschrauben-System zur Fixierung der Schienenposition
2	Ergonomische Zangenverlängerungsschenkel	Leichte Griffschienen mit vollständig glatten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung



Harrington Splanchnic Retractor

SKU **RM-HSR-SPL-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
127 mm lang x 38 mm breit — 30.5 cm oder 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-1	\$69
127 mm lang x 63 mm breit — 30.5 cm oder 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-2	\$69
190 mm lang x 63 mm breit — 30.5 cm oder 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-3	\$74



Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic

SKU **RM-HSR-FO-1**

PREIS **\$189 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic	127 × 62 mm Blatt, Lichtleiterbündel, Saug-Spül-Kanal — 1
1	Universal Light Cable Fitting	Anschluss für Standard-OP-Lichtleiterkabel — 1
1	Protective Sleeve / Box	Standard-Transportverpackung — 1




Harrington Sweetheart Retractor

SKU **RM-HSR-1**

PREIS **\$129 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
4 × 12.8 cm	RM-HSR-1-1	\$129
6.5 × 12.8 cm	RM-HSR-1-2	\$134
6.5 × 14.6 cm	RM-HSR-1-3	\$139
9 × 25.5 cm	RM-HSR-1-4	\$144
11.5 × 25.5 cm	RM-HSR-1-5	\$149



Hasson S-Retraktor

SKU **RM-HSR-LAP-1**

PREIS **\$24 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Starre Ausführung — 10.0 mm oder 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-1	\$24
Biegbares Design — 10.0 mm oder 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-2	\$44



Heiss Wound Retractor

SKU **RM-HWR-1**

PREIS **\$94 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
5×5 Zinken-Anordnung — 10×10 mm oder 15×10 mm (Scharf / Stumpf)	RM-HWR-1-1	\$94
6×6 Zinken-Schema — 10×10 mm oder 15×10 mm (Scharf / Stumpf)	RM-HWR-1-2	\$99



Holzhimer Self-Retaining Retractor

SKU **RM-HSRR-4IN-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Holzhimer selbsthaltender Retraktor — 4" (10 cm) Länge, 4×4 nach außen gebogene Zinken (Scharf oder Stumpf)	RM-HSRR-4IN-1-1	\$49



Hauthäkchen-Retraktor

SKU **RM-HKR-165-1**

PREIS **\$14 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
1-zinkig (Einhakig) — Spitze oder stumpfe Enden	RM-HKR-165-1-1	\$14
2 Zinken — Spitz oder stumpf	RM-HKR-165-1-2	\$16
3 Zinken — Spitze oder stumpfe Enden	RM-HKR-165-1-3	\$18
4 Zinken — Spitze oder stumpfe Enden	RM-HKR-165-1-4	\$20



Kelly Wundhaken

SKU **RM-KLR-26-1**

PREIS **\$89 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
55 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-1	\$89
70 mm × 40 mm	RM-KLR-26-1-2	\$94
95 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-3	\$99



Kelly Retractor-Grip Handle

SKU **RM-KLR-GH-1**

PREIS **\$94 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	38 mm lang × 51 mm breit	Verfügbare Längen: 24 cm oder 26 cm · Griffvarianten: Hohlgriff oder Leichtbaugriff · Preis (USD): \$94.00 / \$99.00
1	51 mm lang × 63 mm breit	Verfügbare Längen: 24 cm oder 26 cm · Griffvarianten: Hohlgriff oder Leichtbaugriff · Preis (USD): \$94.00 / \$99.00
1	63 mm lang × 76 mm breit	Verfügbare Längen: 24 cm oder 26 cm · Griffvarianten: Hohlgriff oder Leichtbaugriff · Preis (USD): \$94.00 / \$99.00
1	76 mm lang × 89 mm breit	Verfügbare Längen: 24 cm oder 26 cm · Griffvarianten: Hohlgriff oder Leichtbaugriff · Preis (USD): \$94.00 / \$99.00
1	89 mm lang × 76 mm breit	Verfügbare Längen: 24 cm oder 26 cm · Griffvarianten: Hohlgriff oder Leichtbaugriff · Preis (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Schutzhülle / Box	Verfügbare Längen: Standard-Transportverpackung · Griffvarianten: — · Preis (USD): Inklusive



Kelly Retractor-Lamb Handle

SKU **RM-KLR-LH-1**

PREIS **\$94 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	51 mm lang × 63 mm breit	Gesamtlänge: 24 cm · Primäre klinische Rolle: Standard-Bauchwand- und intermediäre Muskelretraktion · Preis (USD): \$94.00
1	63 mm lang × 76 mm breit	Gesamtlänge: 24 cm · Primäre klinische Rolle: Tiefer Beckenboden und viszerale Verdrängung bei Laparotomie · Preis (USD): \$94.00
1	76 mm lang × 89 mm breit	Gesamtlänge: 24 cm · Primäre klinische Rolle: Maximale Breite für Bauchwand- und bariatrische Viszeralexposition · Preis (USD): \$94.00
1	Schutzhülle / Karton	Gesamtlänge: Standard-Transportverpackung · Primäre klinische Rolle: — · Preis (USD): Inklusive



Kirschner Retractor

SKU **RM-KR-SET-1**

PREIS **\$449 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltender Führungsschienen-Basisrahmen	Ovale oder quadratisches Chassis (240×240 mm oder 340×240 mm)
4 bis 6 Blätter	Modulare stumpfe Gewebevalven	Wahlweise 2-Blatt-Paarset oder 4-Blatt-Komplettsset
4	Einzelne Sperrstifte	Slide-and-Lock-Verankerungsmechanismen zur Sicherung der Blätter
2	Ergonomische Retraktorarme	Ultraleichte strukturierte Griffe mit glatten Außenkanten
1	Schutzaufbewahrung / Box	Standard-Transportverpackung



Kocher Langenbeck Retractor

SKU **RM-KLR-GEN-1**

PREIS **\$44 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Schmale Blätter (z.B. 25×6, 35×8 mm)	Verfügbare Längen & Griffe: 20.3 oder 22 cm (Ring / Hohl) · Klinische Rolle: Gezielte Schilddrüsen-, Sehnen- und klein chirurgische Retraction · Preis (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Mittlere Blätter (z.B. 28×15, 41×14 mm)	Verfügbare Längen & Griffe: 20.3 oder 22 cm (Ring / Hohl) · Klinische Rolle: Standard-Appendektomie, Hernien und orthopädische Gelenkzugänge · Preis (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Tiefe Blätter (z.B. 70×14, 80×16 mm)	Verfügbare Längen & Griffe: 20.3 oder 22 cm (Ring / Hohl) · Klinische Rolle: Halten tiefer Muskelschichten sowie Becken- oder Hüftrekonstruktionen · Preis (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Schutzhülle / Box	Verfügbare Längen & Griffe: Standard-Transportverpackung · Klinische Rolle: — · Preis (USD): Inbegriffen



Kocher Retractor

SKU **RM-KCR-1**

PREIS **\$49 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	20.3 cm Ausführung mit 20 mm × 12 mm Blatt	Klinische Hauptfunktion: Oberflächliche Wundrand- und Schilddrüsenlappenanhebung · Preis (USD): \$49.00
1	21 cm Ausführung mit 8×25, 12×40, 12×45 mm Blättern	Klinische Hauptfunktion: Intermediäre Weichteilretraction und Appendektomie · Preis (USD): \$54.00
1	21 cm Ausführung mit 12×60, 12×65 mm Blättern	Klinische Hauptfunktion: Tiefe Faszienretraction und Halten der Extremitätenmuskulatur · Preis (USD): \$54.00
1	23 cm Ausführung mit 18×40, 20×38, 20×60 mm Blättern	Klinische Hauptfunktion: Standard-Laparotomie beim Erwachsenen und orthopädische Gelenkexposition · Preis (USD): \$64.00
1	23 cm Ausführung mit 25×60, 30×75, 40×75 mm Blättern	Klinische Hauptfunktion: Breite Muskelverdrängung in der Becken- und Hüftchirurgie · Preis (USD): \$64.00
1	Schutzhülle / Box	Klinische Hauptfunktion: Standard-Transportverpackung · Preis (USD): Inbegriffen



Koenig Wundhaken

SKU **RM-KNR-17-1**

PREIS **\$49 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Mit fenestriertem Blatt	Verfügbare Maße: 13×13 mm oder 13×16 mm · Primäre klinische Funktion: Direkte Visualisierung darunterliegender Gefäße/Strukturen durch das Blatt · Preis (USD): \$49.00
1	Ohne fenestriertes Blatt	Verfügbare Maße: 13×13 mm oder 13×16 mm · Primäre klinische Funktion: Feste Barriere zur Gewebehaltung und Wundrandretraktion · Preis (USD): \$49.00
1	Schutzhülle / Box	Verfügbare Maße: Standard-Transportverpackung · Primäre klinische Funktion: — · Preis (USD): Inbegriffen



Koerte Retractor

SKU **RM-KTR-24-1**

PREIS **\$54 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Koerte Retractor	Abmessungen / Details: 24 cm Gesamtlänge, 8 scharfe Zinken, Ringgriff mit Anti-Rutsch-Ring · Enthaltene Menge: 1	\$54
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelverpackung für den Transport · Enthaltene Menge: 1	\$54



Krasky Retractor

SKU **RM-KRK-28-1**

PREIS **\$99 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Krasky Retractor	Abmessungen / Details: 28 cm Gesamtlänge, 50 × 25 mm Blatt, 6 scharfe Zinken · Enthaltene Menge: 1	\$99
Schutzhülle / Karton	Abmessungen / Details: Einzelne Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$99



Lahey Finger Retractor

SKU **RM-LFR-12-1**

PREIS **\$24 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
1-zinkig / Einhakig	RM-LFR-12-1-1	\$24
2 Zinken	RM-LFR-12-1-2	\$29
3 Zinken	RM-LFR-12-1-3	\$34



Lahey Wundhaken

SKU **RM-LR-HH-1**

PREIS **\$39 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
18 cm (ca. 7")	RM-LR-HH-1-1	\$39
20.3 cm (approx. 8")	RM-LR-HH-1-2	\$49



Langenbeck Green Wundhaken

SKU **RM-LGR-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
17 cm	RM-LGR-1-1	\$44
und 22 cm	RM-LGR-1-2	\$49



Langenbeck Retractor-Solid Handle

SKU **RM-LRSH-203-1**

PREIS **\$49 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Modell #1	Abmessungen (Länge x Breite): 32 mm lang x 10 mm breit · Klinische Hauptanwendung: Gezielte Wundrand- und oberflächliche Weichgeweberetraktion · Preis (USD): \$49.00
1	Modell #2	Abmessungen (Länge x Breite): 38 mm lang x 10 mm breit · Klinische Hauptanwendung: Intermediäre Faszienretraktion und Sehnenexposition · Preis (USD): \$49.00
1	Modell #3	Abmessungen (Länge x Breite): 38 mm lang x 12 mm breit · Klinische Hauptanwendung: Standard-Appendektomie bei Erwachsenen, Hernien und orthopädischer Gelenkzugang · Preis (USD): \$49.00
1	Modell #4	Abmessungen (Länge x Breite): 38 mm lang x 16 mm breit · Klinische Hauptanwendung: Breite Muskelverdrängung und tiefer Weichgewebehalt · Preis (USD): \$49.00
1	Schutzhülle / Karton	Abmessungen (Länge x Breite): Standard-Versandverpackung · Klinische Hauptanwendung: — · Preis (USD): Inbegriffen



Leriche Wundhaken - Atraumatisch, Breite Spatel

SKU **RM-LRAW-1**

PREIS **\$94 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
25.5 cm	RM-LRAW-1-1	\$94
und 27 cm	RM-LRAW-1-2	\$99



Little Retractor

SKU **RM-LTR-195-1**

PREIS **\$54 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
10 mm x 12 mm	RM-LTR-195-1-1	\$54
16 mm x 12 mm	RM-LTR-195-1-2	\$59



Lobster General Retractor System

SKU **RM-LGRS-1**

PREIS **\$2,699 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Lobster-Rahmen	—
1	Lobster-Tischkloben mit vertikaler Stativsäule & Halterung	—
6	Lobster-Retraktorklemme	—
2	Lobster Mayo Gelenkretraktor	¾" x 2"
1	Lobster Fence Gelenkretraktor	4" x 6"
1	Lobster Splanchnikus Gelenkretraktor	2" x 6"
1	Lobster Deaver Gelenkretraktor	2¼" x 4½"
1	Lobster Biegsamer Gelenkretraktor (perforiert)	2" x 6½"
1	Lobster Biegsamer Gelenkretraktor (perforiert)	3" x 6½"
1	Lobster Harrington Sweetheart Retraktor	2" x 5"
1	Lobster Kelly Gelenkretraktor, modifiziert	3" x 2½"
1	Lobster Kelly Gelenkretraktor, modifiziert	3" x 4"
1	Sterilisationscontainer	—



Lone Star Retractor (Kolon-, Rektal-, Kopf- & Halschirurgie)


SKU **RM-LSR-CRHN-1**

PREIS **\$399 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Kleiner Ring — 14.1 cm x 14.1 cm (Kolorektal)	RM-LSR-CRHN-1-1	\$384
Standardring — 18.6 cm x 8.9 cm (Kolorektal)	RM-LSR-CRHN-1-2	\$399
Großer Ring — 25.0 cm x 25.0 cm (Kolorektal)	RM-LSR-CRHN-1-3	\$414





Lone Star Retractor (Allgemein-, Kopf- & Halschirurgie)

SKU **RM-LSR-GHN-1**

PREIS **\$499 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Kleiner Ring — 22.0 cm x 11.3 cm (Allgemeinchirurgie/Kopf & Hals)	RM-LSR-GHN-1-1	\$484
Standard Ring — 28.3 cm x 18.3 cm (Allgemeinchirurgie/Kopf & Hals)	RM-LSR-GHN-1-2	\$499
Großer Ring — 32.5 cm x 18.3 cm (Allgemein/Kopf & Hals)	RM-LSR-GHN-1-3	\$514



Martin Arm Retractor

SKU **RM-MAR-1**

PREIS **\$799 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Kupplung	Wird sicher an der Seitenschiene des OP-Tisches festgeklemt und fixiert die L-Stange.
1	L-Stange	Wird in die Kupplung eingesetzt und dient als primäre vertikale und horizontale Stützstruktur.
1	Gelenkarm	Wird mit der L-Stange verbunden, um eine mehrachsige Bewegung und arretierte Positionierung für Instrumente über dem OP-Feld zu ermöglichen.



Mathieu Finger-Wundhaken

SKU **RM-MFR-16-1**

PREIS **\$34 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Mathieu Finger-Wundhaken	Abmessungen / Details: 16 cm Gesamtlänge, 8,0 mm Breite, 3 Zinken pro Ende (scharf oder stumpf) · Enthaltene Menge: 1	\$34
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Individuelle Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$34



Mathieu Retractor

SKU **RM-MTR-20-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-1	\$44
47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-2	\$54



Mayo Bauchretraktor

SKU **RM-MAR-28-1**

PREIS **\$109 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Standard — 11 in, 70 mm gebogenes Blatt	RM-MAR-28-1-1	\$109



Mayo-Collins Wundhaken-Set (2er-Pack)

SKU **RM-MCR-SET-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Standard — 5 7/8 in, doppelendige Blätter	RM-MCR-SET-1-1	\$49



Meyerding Finger-Wundhaken

SKU **RM-MFR-178-1**

PREIS **\$39 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	3-zinkig, scharf	Abmessungen (Länge x Breite): 9.5 mm x 3.9 mm breit · Primäre klinische Rolle: Rutschfester Halt im Dermisgewebe und Elevation kleiner Hautlappen · Preis (USD): \$39.00
1	Gezahntes Profil	Abmessungen (Länge x Breite): 3.1 mm x 6.3 mm breit · Primäre klinische Rolle: Gezielte Sehnenscheidenexposition und Halten fibröser Ränder · Preis (USD): \$39.00
1	Gezahntes Profil	Abmessungen (Länge x Breite): 4.7 mm x 15.8 mm breit · Primäre klinische Rolle: Intermediäre Faszienretraktion und Sehnenrekonstruktion · Preis (USD): \$39.00
1	Stumpfes Profil	Abmessungen (Länge x Breite): 3.1 mm x 9.5 mm breit · Primäre klinische Rolle: Atraumatische neurovaskuläre Retraktion und digitale Exposition · Preis (USD): \$39.00
1	Stumpfes Profil	Abmessungen (Länge x Breite): 6.3 mm x 17.4 mm breit · Primäre klinische Rolle: Breite Weichteilelevation und Exposition der Handbänder · Preis (USD): \$39.00
1	Schutzhülle / Box	Abmessungen (Länge x Breite): Standard-Transportverpackung · Primäre klinische Rolle: — · Preis (USD): Inbegriffen



Middledorpf Wundhaken

SKU **RM-MDR-28-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
7.0 mm x 14.0 mm	RM-MDR-28-1-1	\$49
22.0 mm x 20.0 mm	RM-MDR-28-1-2	\$54
30.0 mm x 26.0 mm	RM-MDR-28-1-3	\$59



Morris Retractor einendig

SKU **RM-MRSE-23-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Morris Retractor einendig	230 mm (23 cm) Gesamtlänge, L-förmige massive Valv, gefensterter Griff	\$49
Schutzhülle / Karton	Individuelle Transportverpackung	\$49



Murphy Ball Retractor

SKU **RM-MBR-35-1**

PREIS **\$39 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
2.0 mm Kugelkopf	RM-MBR-35-1-1	\$39
3.0 mm Sphärische Spitze	RM-MBR-35-1-2	\$39
4.0 mm Kugelkopf	RM-MBR-35-1-3	\$39



Murphy Retractor

SKU **RM-MR-195-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
2 Zinken (8.0 mm breit)	RM-MR-195-1-1	\$44
3 Zinken (13.0 mm breit)	RM-MR-195-1-2	\$49
4 Zinken (18.0 mm breit)	RM-MR-195-1-3	\$54
6 Zinken (28.0 mm breit)	RM-MR-195-1-4	\$59



Neonatal T Ribbon Retractor

SKU **RM-NTRR-265-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
2.5 cm × 1.25 cm	RM-NTRR-265-1-1	\$49
3.8 cm × 1.40 cm	RM-NTRR-265-1-2	\$54
4.5 cm × 1.60 cm	RM-NTRR-265-1-3	\$59



Ollier Wundhaken

SKU **RM-OR-SERIES-1**

PREIS **\$74 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
8 ½" (21.59 cm)	RM-OR-SERIES-1-1	\$74
9.0" (22.86 cm)	RM-OR-SERIES-1-2	\$79



Parker Retractor - 2er-Set

SKU **RM-PR-SET-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
5 in	RM-PR-SET-1-1	\$44
5 1/2 in	RM-PR-SET-1-2	\$49
6 in	RM-PR-SET-1-3	\$54
7 in	RM-PR-SET-1-4	\$59
7 1/4 in	RM-PR-SET-1-5	\$64



Parker-Mott Wundhaken-Set (Zweiteilig)

SKU **RM-PMR-SET-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Parker-Mott Wundhaken	15,3 cm Gesamtlänge, asymmetrische doppelendige massive Blätter	\$49
Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung	\$49




Parker-Tommy Wundhaken

SKU **RM-PTR-16-1**

PREIS **\$39 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Parker-Tommy Retractor	16 cm Gesamtlänge, asymmetrische doppelendige gebogene Klingen	\$39
Schutzhülle / Box	Einzeltransportverpackung	\$39



Pädiatrische Deaver Retraktoren

SKU **RM-PDR-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
17.5 cm (6.9")	RM-PDR-1-1	\$69
20.0 cm (7.9")	RM-PDR-1-2	\$74
22.0 cm (8.7")	RM-PDR-1-3	\$79



Biegsames Bauchspatel für die Pädiatrie

SKU **RM-PRR-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
17.5 cm (6.9")	RM-PRR-1-1	\$44
20.0 cm (7.9")	RM-PRR-1-2	\$49
22.0 cm (8.7")	RM-PRR-1-3	\$54



Rake Finger Retractor

SKU **RM-RFR-153-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
1-zinkig (Einhakig) — Stumpfe oder spitze Enden	RM-RFR-153-1-1	\$29
2 Zinken — Stumpf oder spitz	RM-RFR-153-1-2	\$34
3 Zinken — Stumpfe oder spitze Enden	RM-RFR-153-1-3	\$39
4 Zinken — Stumpfe oder spitze Enden	RM-RFR-153-1-4	\$44



Redler Retractor

SKU **RM-RDR-5IN-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Redler Retractor	5" (12.7 cm) Gesamtlänge, verjüngtes Funktionsblatt, schlanker ergonomischer Griff	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49



Ricard Abdominal Retractor

SKU **RM-RAR-SET-1**

PREIS **\$229 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltender Basisrahmen	Chassis mit gebogenen Schenkeln zur Verbesserung des visuellen Zugangs
2 (1 Paar)	Abnehmbare massive Seitenvalven	Breite, schaufelförmige Seitenelemente (Option A: 50×58 mm / Option B: 60×80 mm)
1	Abnehmbare Mittelvalve	Asymmetrische Flachplatte (Option A: 55×70 mm / Option B: 80×90 mm)
1	Spezielles Gewindeschloss	Manuelle Arretierung zur Fixierung der Spreizweite
1	Kompakter Hakengriff	Integrierter minimalistischer Griff zur Platzersparnis im OP-Feld
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung



Richardson Eastman Retractor

SKU **RM-RER-SERIES-1**

PREIS **\$54 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
10 ¼" (approx. 26.0 cm) — Zwei rechtwinklig konkave Blätter	RM-RER-SERIES-1-1	\$54
10 ½" (approx. 26.7 cm) — Zwei rechtwinklig konkave Blätter	RM-RER-SERIES-1-2	\$59
10 ¾" (approx. 27.3 cm) — Zwei rechtwinklig konkave Blätter	RM-RER-SERIES-1-3	\$64
11 ¼" (approx. 28.6 cm) — Zwei rechtwinklig konkave Blätter	RM-RER-SERIES-1-4	\$69



Richardson Retractor Grip Handle

SKU **RM-RRGH-1**

PREIS **\$64 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
9 ½" (24.13 cm) — Hohlgriff, Lamb- oder Leichtbaugriff	RM-RRGH-1-1	\$64
10.0" (25.40 cm) — Hohlgriff, Lamb-Griff oder Leichtgewicht-Griff	RM-RRGH-1-2	\$69
11.0" (27.94 cm) — Hohlgriff, Lamb-Griff oder Leichtgewicht-Griff	RM-RRGH-1-3	\$74



Richardson Retractor mit Ringgriff

SKU **RM-RRLH-1**

PREIS **\$54 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
9 ½" (24.13 cm) — Rechtwinklig gebogenes Blatt, Ringgriff	RM-RRLH-1-1	\$54
10.0" (25.40 cm) — Rechtwinklig gebogenes Blatt, Ringgriff	RM-RRLH-1-2	\$59



Rochard Retractor

SKU **RM-RR-1**

PREIS **\$1,699 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Schienenkloben	Befestigung an der OP-Tischschiene
2	Tischseitenstange	26" (Montagerahmen)
1	Tischquerstange	21" (Montagerahmen)
1	Rochard-Fixiervorrichtung	Rahmenfixierungsmechanismus
1	Rochard-Bauchretractor	50 × 90 mm
1	Rochard-Bauchretractor	50 × 105 mm
1	Rochard-Bauchretractor	50 × 120 mm



Rose Retractor Double Ended

SKU **RM-RRDE-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
5.0" (12.7 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm stumpfe Zinken	RM-RRDE-1-1	\$44
5 ½" (13.97 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm stumpfe Zinken	RM-RRDE-1-2	\$49



Roux Retractor - Doppelendig

SKU **RM-RRDE-14-1**

PREIS **\$54 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Kleines Blatt — 19 mm wide × 25 mm long	RM-RRDE-14-1-1	\$54
Mittleres Blatt — 22 mm wide × 41 mm long	RM-RRDE-14-1-2	\$59
Große Valve — 25 mm breit × 41 mm lang	RM-RRDE-14-1-3	\$64
3er-Set-Upgrade — Kombiniert Klein, Mittel & Groß	RM-RRDE-14-1-4	\$94



S-Form Wundhaken doppelseitig

SKU **RM-SSDER-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
10.0 cm (approx. 4.0") — 15x11 mm / 14x10 mm doppelendig	RM-SSDER-1-1	\$29
11.5 cm (approx. 4.5") — 15x11 mm / 14x10 mm zwei Enden	RM-SSDER-1-2	\$34



Sauerbruch Wundhaken

SKU **RM-SBR-9IN-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
$\frac{3}{8}$ " x $1\frac{3}{4}$ " (ca. 16 x 44 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-1	\$69
$2\frac{1}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ " (approx. 54 x 22 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-2	\$69
$\frac{7}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ " (ca. 22 x 64 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-3	\$69
$\frac{3}{4}$ " x $2\frac{7}{8}$ " (ca. 19 x 73 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-4	\$69



Seeburger Retractor-Zweierset

SKU **RM-SRS-14-1**

PREIS **\$54 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Seeburger Retraktoren	14 cm Gesamtlänge, Flachgriff, gebogene Blätter	\$54
Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung	\$54



Senn Forward Retractor

SKU **RM-SFR-625-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Senn Forward Retractor	6.25" (15.87 cm) Länge, flach gezahnte Vorwärtsspitze, Flachgriff	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49



Senn Green Wundhaken

SKU **RM-SGR-14-1**

PREIS **\$27 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
6 mm x 10 mm Blatt — 14 cm	RM-SGR-14-1-1	\$27
6 mm x 20 mm Blatt — 14 cm	RM-SGR-14-1-2	\$29



Senn Miller Retractor

SKU **RM-SMR-SERIES-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
15.0 cm Nutzlänge — 10x9 mm Flachblatt / 10x11 mm 3-zinkiger Rechen	RM-SMR-SERIES-1-1	\$29
15.5 cm Nutzlänge — 10x9 mm Flachblatt / 10x11 mm 3-zinkiger Rechen	RM-SMR-SERIES-1-2	\$34
16.0 cm Nutzlänge — 10x9 mm Flachblatt / 10x11 mm 3-zinkiger Rechen	RM-SMR-SERIES-1-3	\$39
20.0 cm Arbeitslänge — 10x9 mm flaches Blatt / 10x11 mm 3-zinkiger Rechen	RM-SMR-SERIES-1-4	\$49



Senn T-Handle Wundhaken

SKU **RM-STHR-45-1**

PREIS **\$54 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Senn T-Handle Wundhaken	Länge 4.5" (11.43 cm), mehrzinkiger Rechen (stumpf oder scharf), T-Griff	\$54
Schutzhülle / Box	Einzeltransportverpackung	\$54



Strandell Stille Retractor

SKU **RM-SSR-17-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Strandell Stille Retractor	17 cm Gesamtlänge, 6 x 15 mm gebogene Klinge (scharf oder stumpf)	\$44
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$44



US Army Retractor, 2er-Set

SKU **RM-USAR-SET-21-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
US Army Retraktoren	21 cm Gesamtlänge, doppelendige Klingen 38x22 mm & 41x25 mm	\$49
Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung	\$49



Volkman Retractor-USA Pattern

SKU **RM-VRUP-223-1**

PREIS **\$64 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
2 Zinken (stumpf / spitz) — 8 mm - 11 mm	RM-VRUP-223-1-1	\$64
3 Zinken (Stumpf / Spitz) — 11 mm - 18 mm	RM-VRUP-223-1-2	\$69
4 Zinken (Stumpf / Spitz) — 18 mm - 26 mm	RM-VRUP-223-1-3	\$74
6 Zinken (Stumpf / Scharf) — 26 mm - 40 mm	RM-VRUP-223-1-4	\$79



Volkman Wundhaken

SKU **RM-VR-SERIES-1**

PREIS **\$64 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
2 Zinken (stumpf / spitz) — 8 mm - 11 mm	RM-VR-SERIES-1-1	\$64
3 Zinken (Stumpf / Spitz) — 10 mm - 18 mm	RM-VR-SERIES-1-2	\$69
4 Zinken (Stumpf / Spitz) — 13 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-3	\$74
6 Zinken (Stumpf / Scharf) — 18 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-4	\$79
8 Zinken (Stumpf / Scharf) — 28 mm - 42 mm	RM-VR-SERIES-1-5	\$84



W.M. Lemmon Deaver Wundhaken

SKU **RM-WMLDR-395-1**

PREIS **\$119 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
25 mm breite Valva — 25 mm breit x 235 mm Arbeitsfläche	RM-WMLDR-395-1-1	\$119
50 mm breites Blatt — 50 mm breit x 235 mm Arbeitsfläche	RM-WMLDR-395-1-2	\$119



Weitlaner Wundsperrer

SKU **RM-WR-SERIES-1**

PREIS **\$94 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
4" bis 4 ½" (10–11.5 cm) — 2×2 oder 2×3 Zinken	RM-WR-SERIES-1-1	\$94
5" bis 5 ½" (13–14 cm) — 3×4 Zinken	RM-WR-SERIES-1-2	\$99
6 ½" (16.5 cm) — 3×4 Zinken	RM-WR-SERIES-1-3	\$104
8" (20 cm) — 3×4 Zinken	RM-WR-SERIES-1-4	\$109
9 ½" to 10" (24–25.5 cm) — 5×6 Zinken	RM-WR-SERIES-1-5	\$114




Breiter selbsthaltender Wundsperrer

SKU **RM-WSRR-35-1**

PREIS **\$139 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Breiter selbsthaltender Wundsperrer	3.5" (8.89 cm) breite glatte Valven, 10×12 mm Spitzen, Ratschen-Chassis	\$139
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$139



Zalkind Biegsamer Biegespatel (Malleable)

SKU **RM-ZMRR-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
10 cm	RM-ZMRR-1-1	\$44
18 cm	RM-ZMRR-1-2	\$49
20 cm	RM-ZMRR-1-3	\$54
21 cm	RM-ZMRR-1-4	\$59
26 cm	RM-ZMRR-1-5	\$64
30 cm	RM-ZMRR-1-6	\$69
33 cm	RM-ZMRR-1-7	\$69




Bookwalter Retractor (Standard)

SKU **RM-SBR-1**

PREIS **\$2,499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Bookwalter Stativsäule	12" (30.5 cm)
1	Bookwalter Horizontalarm	Standard
1	Bookwalter Säulenkupplung	Hochbelastbar
1	Bookwalter Horizontaler Flexarm	1" Durchmesser (2.5 cm)
2	Bookwalter Standard-Ratschen	Nicht neigbar
7	Bookwalter Kipp-Ratschenmechanismen	Mehrwinkelverstellung
1	Mittlerer ovaler Ring	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Mittlerer segmentierter Ring	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
2	Balfour-Valven	2¾" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
4	Kelly-Valven	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
4	Kelly-Valven	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
4	Kelly-Valven	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
4	Kelly-Valven	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
4	Kelly-Valven	2" x 7" (5.1 x 17.8 cm)
1	Biegsame Valve	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Biegsame Valven	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Sterilisationsbox	Perforiertes Organisations-Case



Omni Retractor System

SKU **RM-OR-1**

PREIS **\$2,499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Omni Clamp Stativsäule	Hochbelastbare OP-Tisch-Schienenklammer und Säule
1	Standard Wishbone Rahmen	Gabelartiger struktureller Ringrahmen
1	Gelenkarm	19" (48.3 cm) für erweiterte Reichweite und Flexibilität
8	SnapClamp Valvenhalter	Schnellverschluss-Rahmenklammern zum Aufschieben
2	Mayo Schwenkvalven	2¾" x 2" (7.0 x 5.1 cm)
1	Mayo Schwenkvalve	3½" x 2" (8.9 x 5.1 cm)
1	Fence Schwenkvalve	4" x 6" (10.2 x 15.2 cm) breite Muskelwandvalve
1	Splanchnic Schwenkvalve	2" x 4½" (5.1 x 11.4 cm) tiefe Viszeralvalve
1	Splanchnic Schwenkvalve	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm) tiefe Viszeralvalve
2	Nierenvenen-Schwenkvalven	1" x 6" (2.5 x 15.2 cm) schmale Gefäßvalven
1	Deaver Schwenkvalve	2¾" x 4½" (7.0 x 11.4 cm) gebogene Valve
1	Biegsame geschlitzte Schwenkvalve	2" x 6½" (5.1 x 16.5 cm) biegsamer Streifen
1	Biegsame geschlitzte Schwenkvalve	3" x 6½" (7.6 x 16.5 cm) biegsamer Streifen
1	Harrington (Sweetheart) Schwenkvalve	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm) herzförmige Valve
1	Aufbewahrungskiste	Holzkofer mit individuellen Polstereinsätzen






Bookwalter Bariatric Retractor System

SKU **RM-BBRS-1**

PREIS **\$1,899 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Field Post	18" (45.7 cm)
1	Horizontal Bar	Standard
1	Post Coupler	Standard
6	Tilt Ratchet Mechanism	Winkelverstellbar
1	Ratchet Extender	Standard-Verlängerung
1	Twist Ratchet	Variabler Winkel
1	Ring, Oval	Mittel
1	Kelly Blade	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Kelly Blade	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Kelly Blade	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Balfour Blade	3½" x 2¼" (8.9 x 7.0 cm)
1	Malleable Blade	3" x 10" (7.6 x 25.4 cm)
1	Malleable Blade	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Malleable Blade	2" x 10" (5.1 x 25.4 cm)
1	Malleable Blade	4" x 8" (10.2 x 20.3 cm)
1	Harrington Blade	2½" x 8" x 3½" (6.4 x 20.3 x 8.9 cm)
1	Sterilization Box	Schutzgehäuse




Bookwalter Allgemeinchirurgie-Retraktorsystem

SKU **RM-BGSR-1**

PREIS **\$1,999 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Stativsäule	12" (30.5 cm)
1	Horizontalarm	Standard
1	Säulenkupplung	Standard
1	Flexibler Horizontalarm	1" Durchmesser (2.5 cm)
2	Standard-Ratschen	Nicht kippbar
6	Kipp-Ratschenmechanismen	Multiwinkel
1	Ovaler Ring, mittel	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Segmentierter Ring, mittel	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
1	Balfour-Valve	2½" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
2	Kelly-Valven	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Kelly-Valve	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Kelly-Valve	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	Kelly-Valve	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Biegsame Valve	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Biegsame Valven	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Biegsame Valve	1½" x 6" (3.8 x 15.2 cm)
1	Harrington-Valve	1" x 5½" x 2½" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)
1	Gelpi-Valve	Standard
1	Sterilisationscontainer	Schutzkassette





Thompson Retractor System

SKU **RM-TRS-1**

PREIS **\$2,499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Elite Rail Clamp	22" (55.9 cm) hochbelastbare Seitenschienenhalterung
1	Double Angled Arm	22" (7" × 9" × 7" / 17.8 × 22.9 × 17.8 cm)
1	Lateral Angled Arm	19" (12" × 7" / 30.5 × 17.8 cm) @ 45° (⅜" Durchmesser)
2	Lateral Angled Arms	17" (10" × 7" / 25.4 × 17.8 cm) @ 45° (⅜" Durchmesser)
1	Bilateral Crossbar (Hinged)	34" (11½" × 8½" × 11½" / 29.2 × 21.6 × 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	Schnellverbindungs-Rahmengleiter
1	Micro-Adjustable Handle	10" (25.4 cm) mit präziser Spannschraube
3	Balfour Blades with Lips	83 × 73 mm, 83 × 123 mm, 83 × 175 mm
3	Wide Balfour Blades	Austauschbar, breiter Halt der Muskelwand
1	Harrington (Sweetheart) Blade	114 × 254 mm (4½" × 10") für tiefen Organhalt
9	Kelly Interchangeable Blades	3" × 3½" (7.6 × 8.9 cm) Standard-Winkelvalve
1	Malleable Interchangeable Blade Set	25×190 mm, 51×254 mm, 76×254 mm, 102×254 mm
2	St. Marks Interchangeable Blades	51 × 152 mm (2" × 6") mit tiefer Lippenkante
1	Storage Box	Holz-Aufbewahrungskoffer mit individuellen Polsterschlitten




Bookwalter Rectal/Trans-Anal Surgery Retractor

SKU **RM-BRTASR-1**

PREIS **\$2,199 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Stativ	12" (30 cm)
2	Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)-Stativkupplungen	1" × 1" (2.5 cm × 2.5 cm)
2	Horizontale Flex-Arme	1" Durchmesser (2.5 cm)
1	Vertikale Verlängerungsstange	12" (30 cm)
5	Kipp-Ratschen	Standard, winkelverstellbar
1	Kleiner Halbkreisring	8½" (21.3 cm) ID
1	Segmentierter Perinealring	9½" × 14½" (23.8 cm × 36.3 cm)
2	Rektal-Valven	⅞" × 3⅞" (2.2 cm × 9.7 cm)
2	Rektal-Valven	⅞" × 2⅞" (2.2 cm × 7.2 cm)
2	Biegsame Valven	1" × 3½" (2.5 cm × 10 cm)
2	Biegsame Valven	⅞" × 4" (1.3 cm × 8.8 cm)
2	Biegsame Valven	¾" × 4" (1.9 cm × 10 cm)
2	Deaver-Valven	1" × 3½" (2.5 cm × 8.8 cm)
1	Sterilisierungssieb	Schutzbehälter





Bookwalter Retractor

SKU **RM-BR-1**

PREIS **\$1,999 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Bookwalter Standstab	12" (30,5 cm)
1	Bookwalter Horizontale Stange	Standard
1	Bookwalter Stabkupplung	Standard
1	Bookwalter Horizontaler Flexstab	1" Durchmesser (2,5 cm)
2	Bookwalter Standard-Ratschen	Nicht neigbar
5	Bookwalter Kippratschen-Mechanismen	Winkelverstellbar
1	Bookwalter Ovaler Ring, Medium	10½" x 14½" (26,7 x 36,8 cm)
1	Bookwalter Segmentierter Ring, Medium	10½" x 19" (26,7 x 48,3 cm)
2	Bookwalter Balfour-Valven	2¾" x 3" (6,7 x 7,6 cm)
1	Bookwalter Kelly-Valve	2" x 3" (5,1 x 7,6 cm)
1	Bookwalter Kelly-Valve	2" x 4" (5,1 x 10,2 cm)
1	Bookwalter Kelly-Valve	2" x 5" (5,1 x 12,7 cm)
1	Bookwalter Kelly-Valve	2" x 6" (5,1 x 15,2 cm)
1	Bookwalter Biegsame Valve	3" x 6" (7,6 x 15,2 cm)
2	Bookwalter Biegsame Valven	2" x 6" (5,1 x 15,2 cm)
1	Bookwalter Harrington-Valve	1" x 5½" x 2½" (2,5 x 14,3 x 6,4 cm)
1	Holz-Lagerkiste	Passgenauer Schutzkoffer



Bookwalter Small Incision Retractor System

SKU **RM-BSIRS-1**

PREIS **\$2,199 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Stativstab	12" (30 cm) vertikaler Stützstab
1	Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)-Stativkupplung	1" x 1" (2,5 x 2,5 cm) Hochleistungs-Schienenklemme
1	Horizontaler Flex-Stab	1" Durchmesser (2,5 cm) Mehrgelenkarm
1	Kleiner runder Vollring	8½" (21,3 cm) Innendurchmesser (ID)
1	Kleiner ovaler Segmentring	8½" x 14" (20 x 35 cm) klappbarer, konfigurierbarer Rahmen
6	Neigungsratschen	Flache mechanische Rahmenverriegelungen
2	Biegsame Valven	1" x 3½" (2,5 x 12,5 cm)
2	Biegsame Valven	¾" x 4" (1,9 x 10 cm)
2	Biegsame Valven	2" x 6" (5 x 15 cm)
2	Deaver-Valven	1" x 3½" (2,5 x 8,8 cm) gebogene Beckenvalven
2	Kelly-Valven	2" x 1½" (5 x 3,8 cm) flache, rechtwinklige Valven
2	Kelly-Valven	1" x 2½" (2,5 x 6,3 cm) rechtwinklige Valven
2	Kelly-Valven	1" x 3" (2,5 x 7,5 cm) rechtwinklige Valven
2	Tiefe Rake-Valven	¾" tief x ¾" breit (1,9 x 1,7 cm) Mehrzinkenkrallen
2	Richardson-Valven	¾" x 2" (1,9 x 5 cm) flache Valven mit Lippe
2	Richardson-Valven	1" x 1½" (2,5 x 3,1 cm) flache Valven mit Lippe
2	Richardson-Valven	¾" x 1" (1,9 x 2,5 cm) flache Valven mit Lippe
1	Sterilisationsbox	Maßgeschneiderter perforierter Organisationsbehälter






Bookwalter StrongArm Basic General Retractor System

SKU **RM-BSABGRS-1**

PREIS **\$1,499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	StrongArm PLUS Holder (Oberseitenmontage)	Höhenverstellbar / Artikuliert
1	Ovaler Ring, Medium	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Hochleistungs-Schienenklemme	Kompatibel mit OP-Tischschienen
4	Kippratschen-Mechanismus	Winkelverstellbar
1	Balfour-Valve	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Harrington-Valve	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
2	Biegsame Valven	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Sterilisationsbox	Schutzbehälter




Bookwalter StrongArm General Surgery Retractor System

SKU **RM-BSAGSRS-1**

PREIS **\$2,199 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	StrongArm PLUS Halter zur Obermontage	Höhenverstellbar / Gelenkig
1	Robuste Schienenklemme	Kompatibel mit OP-Tischschiene
2	Rätschen-Mechanismen	Standard, ohne Kippfunktion
6	Kipp-Rätschen-Mechanismen	Winkelverstellbar
1	Segmentring	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Segmentring	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Balfour-Valve	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Kelly-Valven	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Kelly-Valve	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Kelly-Valve	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Kelly-Valve	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Harrington-Valve	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Gelpi-Valve	Standard
1	Biegsame Valve	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	Biegsame Valven	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Biegsame Valve	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Sterilisationsbehälter	Schutzgehäuse





Individueller Bookwalter Retractor

SKU **RM-CBR-1**

PREIS **\$2,999 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
Konfigurierbar	Befestigungsteile (verfügbare Optionen)	Standard-Haltestangen (12", 18"), Top-Mount StrongArm PLUS Halter, Hochleistungs-Schienenklemmen, Postenkupplungen, Horizontalstäbe, flexible Horizontalstäbe, Verlängerungsstäbe
Konfigurierbar	Ringrahmen (verfügbare Optionen)	Massive Ovalringe, massive Rundringe, segmentierte Ovalringe, segmentierte Rundringe, Halbkreis-Segmente, gerade Ringsegmente (4", 6", 8"), gekerbte Perinealringe
Konfigurierbar	Sperrklinken-Mechanismen (verfügbare Optionen)	Standard-Sperrklinken (starr), winkelverstellbare Kipp-Sperrklinken, Twist-Ratchets, Verlängerungen, Low-Profile-Verschlussmechanismen
Konfigurierbar	Starre & biegsame Valven (verfügbare Optionen)	Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, biegsame Valven, Richardson, Meyerding, Gelpi, vaginale Lateral-/Posterior-Valven, Wylie-Nierenvalven und Rektalvalven, tiefe Wundhaken
Konfigurierbar	Lagerung & Verpackung (verfügbare Optionen)	Perforierte Sterilisationsboxen, individuelle Tray-Einsätze, schützende Transportbehälter, OEM-Eigenmarkenverpackung




Rektal/Transanal-Zubehörset

SKU **RM-RTAAS-1**

PREIS **\$499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Rektalvalven	7/8" x 2 1/8" (2.2 x 7.2 cm)
2	Rektalvalven	7/8" x 3 1/8" (2.2 x 9.7 cm)
1	Kleiner runder Vollring	8.5" (21.3 cm) Innendurchmesser (ID)
1	Sterilisationsbox	Schützender Aufbewahrungs-Organizer



Zubehör-Set für kleine Inzisionen

SKU **RM-SIAS-1**

PREIS **\$449 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Gelpi-Hakenblatt	Standard-Feinprofil
1	Kelly-Valve	1" x 1 1/2" (2.5 x 3.8 cm)
1	Kelly-Valve	1" x 2 1/2" (2.5 x 6.3 cm)
1	Kleiner runder Vollring	8.5" (21.3 cm) Innendurchmesser (ID)
1	Sterilisationscontainer	Spezieller Aufbewahrungs-Organizer




Bookwalter StrongArm System

SKU **RM-BSA-1**

PREIS **\$899 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Bookwalter StrongArm Positionierungsarm	Vollständiges artikuliertes 3-Gelenk-Positionierungssystem
1	Stativpfosten	Erhältlich in Längen von 12" (30 cm) oder 18" (45 cm)



Snake Leber-Retraktoren

SKU **RM-SLR-SERIES-1**

PREIS **\$299 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Dreieckiges Spitzenmodell	RM-SLR-TRI-1	\$299
Gastric Band Spitzenmodell	RM-SLR-GB-1	\$299
Kreisförmiges Spitzenmodell	RM-SLR-CIR-1	\$299
Hakenförmiges Spitzenmodell	RM-SLR-HOOK-1	\$299
Polygon Spitzenmodell	RM-SLR-POLY-1	\$299
Komplettes Set von 5 Modellen	RM-SLR-SERIES-1	\$1,399



Fächerretraktor mit 5 Fingern

SKU **RM-FR5F-299-1**

PREIS **\$299 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
5 mm — Artikulierend	RM-FR5F-5A-1	\$299
5 mm — Nicht-Artikulierend	RM-FR5F-5N-1	\$299
10 mm — Artikulierend	RM-FR5F-10A-1	\$299
10 mm — Nicht-Artikulierend	RM-FR5F-10N-1	\$299



Fächerretraktor mit 3 Fingern

SKU **RM-FR3F-299-1**

PREIS **\$299 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
5 mm — Artikulierend	RM-FR3F-5A-1	\$299
5 mm — Nicht-Artikulierend	RM-FR3F-5N-1	\$299
10 mm — Artikulierend	RM-FR3F-10A-1	\$299
10 mm — Nicht-Artikulierend	RM-FR3F-10N-1	\$299



Ösophagus-Artikulationsretraktor

SKU **RM-EAR-299-1**

PREIS **\$299 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
5 mm Schaft	RM-EAR-5-1	\$299
10 mm Schaft	RM-EAR-10-1	\$299



Fächer-Retraktor im Drachenstil

SKU **RM-KSFR-299-1**

PREIS **\$299 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
5 mm — Gerader Schaft	RM-KSFR-5S-1	\$299
5 mm — Gebogener Schaft	RM-KSFR-5C-1	\$299
10 mm — Gerader Schaft	RM-KSFR-10S-1	\$299
10 mm — Gebogener Schaft	RM-KSFR-10C-1	\$299



Iron Intern Einarm

SKU **RM-IIISA-SERIES-1**

PREIS **\$999 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
17" Standardmodell	RM-IIISA-1-1	\$999
22" Standardmodell	RM-IIISA-2-1	\$1,199
22" Jumbo Heavy Duty	RM-IIISA-3-1	\$1,299
22" Duplex-Variante	RM-IIISA-4-1	\$1,399
22" Collapsible-Variante	RM-IIISA-5-1	\$1,499
26" Standardmodell	RM-IIISA-6-1	\$1,599
26" Jumbo Heavy Duty	RM-IIISA-7-1	\$1,699



Iron Intern Hydra Doppelarm

SKU **RM-IIHDA-SERIES-1**

PREIS **\$1,699 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
22" Standard Hydra Modell	RM-IIHDA-1-1	\$1,699
22" Jumbo Heavy Duty	RM-IIHDA-2-1	\$1,799
26" Jumbo Heavy Duty	RM-IIHDA-3-1	\$1,999





Stieber Rib Grip Retractor Kit

SKU **RM-SRGRK-4999-1**

PREIS **\$4,999 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Lees Center Plattform	Verbindet den Hauptquerbalken mit dem speziellen Hydra Yoke Doppelarm-Aufsatz
1	Hydra Yoke Doppelarm	Wandelt eine Einzelpostenkonfiguration in einen starren Doppelarmrahmen für bilateralen Zugang um
1	Vertikale Stange mit Flügelmutter	Standard-Aufrechtstützpfosten; muss an der linken Seite des Tisches montiert werden
1	Vertikale Stange mit V-Kerbe	Vertikaler Doppelverankerungspfosten, der Rahmenbalance und Anti-Rotationsstabilität bietet
1	Zweiteilige horizontale Stange	Robuster horizontaler Querbalken, der über dem oberen Brust-/Bauchbereich verriegelt wird
2	Gerillte 3/D Swinger Schienenklemmen	Verriegelt die vertikalen Stützpfosten sicher direkt an den Operationstischschienen
1	Stieber Kleine Plattform (links)	Ratschengehäuse, das die linke Retraktorklinge vor- oder zurückführt
1	Stieber Kleine Plattform (rechts)	Ratschengehäuse, das die rechte Retraktorklinge vor- oder zurückführt
1	Stieber Große Plattform (links)	Äußerer anatomischer Flügel, der strukturelle Hebelwirkung im linken Operationsfeld bietet
1	Stieber Große Plattform (rechts)	Äußerer anatomischer Flügel, der strukturelle Hebelwirkung im rechten Operationsfeld bietet
2	Stieber Drehgriffe	Einsteckbare Treibergriffe, die verwendet werden, um die Ratschenklängen manuell vor- oder zurückzuschieben
1	Stieber Nadel	Spezialisiertes Einstellnadelwerkzeug zum sicheren Verriegeln oder Lösen von Plattformbaugruppen
2	Stieber Ratschenklinge (Größe 4A)	Mitteltiefe, robuste Strukturklinge (wird mit Griffen vom Typ A oder Typ B geliefert)
2	Stieber Ratschenklinge (Größe 5A)	Strukturklinge mit tiefem Profil (wird mit Griffen vom Typ A oder Typ B geliefert)
1	Schutzhülle / Box	Standard-Robuster Transport- und Lagerkoffer
Mechanisch e Verbindun gsart	Klingengriff-Variante	Detail zum Bewegungsbereich
Feste / Permanente Stiftkonfigur ation	Typ A Griffe	Beschränkt die Klängenrotation streng auf eine einzelne flache Ebene
Geschlitztes Ende / Austa uschbar	Typ B Griffe	Ermöglicht eine volle multidimensionale Rotation; ideal zum Anheben hartnäckiger Rippenbögen





Alar-Retraktor

SKU **RM-AR-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Alar-Retraktor	15 cm Gesamtlänge, 22 x 13 mm Valvula	\$29
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$29



Allport Mastoid-Retraktor

SKU **RM-AMR-1**

PREIS **\$59 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Allport Mastoid-Retraktor	10.2 cm Gesamtlänge, 4x4 scharfe Zinken	\$59
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$59



Arnett Le Fort Oberlippenhaken

SKU **RM-ALFULR-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Arnett Le Fort Oberlippenhaken	Instrument zur maxillofazialen Oberlippen-Exposition	\$49
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$49



Aufricht Daniel Nasenhaken

SKU **RM-ADNR-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Aufricht Daniel Nasenhaken	11 cm Gesamtlänge, 50 x 10 mm Blatt	\$29
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$29



Aufricht Nasen-Retraktor

SKU **RM-ANR-6IN-1**

PREIS **\$59 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Ohne Absaugung (Standard)	RM-ANR-6IN-1-1	\$59
Mit Saugrohr	RM-ANR-6IN-1-2	\$199



Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic

SKU **RM-ANR-FO-1**

PREIS **\$149 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic	6 1/4" (15.9 cm) Länge, 7,0 mm konkave Klinge, Lichtbündel
1	Universal-Lichtleiteradapter	Passend für Standard-Glasfaserkabel im OP
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung



Aufricht Walter Nasen-Wundhaken

SKU **RM-AWNR-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Aufricht Walter Nasen-Wundhaken	13.5 cm Gesamtlänge, 42 x 7 mm doppelendige Blätter	\$69
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$69



Austin Gewebe- und Wangenretraktor

SKU **RM-ATCR-1**

PREIS **\$45 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Austin Gewebe- und Wangenretraktor	Kompakter rechtwinkliger Intraoral-Retraktor	\$45
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$45



Awty Kondylenhals-Retraktor

SKU **RM-ACNR-1**

PREIS **\$59 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Awty Kondylenhals-Retraktor	22 cm Gesamtlänge, gebogenes Kondylenblatt	\$59
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$59



Barsky Nasen-Retraktor

SKU **RM-BNR-1**

PREIS **\$64 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Barsky Nasen-Retraktor	3 ¾" (9.5 cm) Länge, 10 x 55 mm Blatt	\$64
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$64



Bauer Sigmoid Notch Intraoral-Retraktor

SKU **RM-BSNIOR-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Ohne Lichtleiter-Anschluss (Links oder Rechts)	RM-BSNIOR-1-1	\$79
Mit Glaslichtleiter-Anschluss (Links oder Rechts)	RM-BSNIOR-1-2	\$149



Bellucci Endaural-Sperrer

SKU **RM-BER-1**

PREIS **\$174 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Massives Blatt mit 2 stumpfen Zähnen	RM-BER-1-1	\$174
Massives Blatt mit 2 scharfen Zähnen	RM-BER-1-2	\$174



Bishop Lippen- und Wangenhalter

SKU **RM-BLCR-1**

PREIS **\$24 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Bishop Lippen- und Wangenhalter	13.5 cm Gesamtlänge, 27 mm doppelendige Blätter	\$24
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$24



Bose Tracheal-Retraktor

SKU **RM-BOTR-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Linke Ausrichtung	RM-BOTR-1-1	\$29
Rechte Ausrichtung	RM-BOTR-1-2	\$29



Bose Tracheal-Retraktor, Feder-Modell

SKU **RM-BTR-ST-1**

PREIS **\$59 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Bose Tracheal Retractor Spring Type	7 cm Gesamtlänge, federbelastete gebogene Valven	\$59
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$59



Bremerich Unterkiefer-Rinnenhaken

SKU **RM-BMCR-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
18 cm	RM-BMCR-1-1	\$44
22.5 cm	RM-BMCR-1-2	\$49



Cerkes Nasenretraktor, doppelendig

SKU **RM-CDENR-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Klein (10×7 mm & 15×7 mm)	RM-CDENR-1-1	\$69
Groß (30×8 mm & 35×10 mm)	RM-CDENR-1-2	\$74



Cerkes Nasal Retractor With Weight - Gruber Columella Retractor

SKU **RM-CNRW-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Cerkes / Gruber Weighted Columella Retractor	Konturierte Hakenklinge mit kalibriertem sphärischem Gewicht	\$79
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$79



Kombinierter Wund- und Wangenretractor

SKU **RM-CWCR-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Kombinierter Wund- und Wangenretractor	Doppelendiger Oral- und Wundretractor — 1	\$69
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung — 1	\$69



Kondylus-Haken

SKU **RM-CONDR-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
8 mm × 27 mm	RM-CONDR-1-1	\$44
10 mm × 44 mm	RM-CONDR-1-2	\$49



Converse Alar Retractor Double Ended

SKU **RM-CARDE-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
10 mm weite Öffnung	RM-CARDE-1-1	\$49
14 mm weite Öffnung	RM-CARDE-1-2	\$54



Converse Nasal Retractor

SKU **RM-CNR-45-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Ohne Glaslichtleiter	RM-CNR-45-1-1	\$69
Mit Glaslichtleiter	RM-CNR-45-1-2	\$209



Converse Nasal retractor, 10 cm

SKU **RM-CNR-10CM-1**

PREIS **\$14 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
10 mm × 16 mm	RM-CNR-10CM-1-1	\$14
12 mm × 30 mm	RM-CNR-10CM-1-2	\$19
12 mm × 40 mm	RM-CNR-10CM-1-3	\$24
12 mm × 50 mm	RM-CNR-10CM-1-4	\$29



Cottle Nasenflügelhaken / Alar-Retraktor

SKU **RM-CANR-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Kugel auf linker Seite — 14.0 cm Länge, 10 mm Breite, linksseitige Kugelzinke	RM-CANR-1-1	\$44
Kugel auf rechter Seite — 14.0 cm Länge, 10 mm Breite, rechtsseitige Kugelzinke	RM-CANR-1-2	\$44



Cottle Nasal Retractor - 4 stumpfe Zinken

SKU **RM-CNR4BP-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Cottle Nasal Retractor - 4 Blunt Prongs	6" (15.0 cm) Länge, 10.0 mm breiter Haken, 4 stumpfe Zinken	\$44
Schutzhülle / Box	Einzel-Transportverpackung	\$44




Cottle Retractor Wundhaken 2-zinkig

SKU **RM-CRH2P-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Zinken mit Kugelkopf — 6 ¾" Länge, 12 mm Breite	RM-CRH2P-1-1	\$49
Scharfe Zinken — 6 ¾" length, 12 mm width	RM-CRH2P-1-2	\$49



Cronin Wangenabhalter

SKU **RM-CCR-ORAL-1**

PREIS **\$24 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Cronin Wangenabhalter	16 cm Gesamtlänge, 19 mm breites gebogenes Blatt	\$24
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$24



Cronin Lippen- und Nasenflügel-Wundhaken

SKU **RM-CLNR-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Cronin Lippen- und Nasenflügel-Wundhaken	6" (15.2 cm) Gesamtlänge, 14 mm Breite, doppelendig	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49



Dumbach Mandibular Channel Retractor

SKU **RM-DMCR-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Links gebogen — 23 cm	RM-DMCR-1-1	\$49
Rechts gebogen — 23 cm	RM-DMCR-1-2	\$49



Dunn Dautrey Lateral Wundhaken

SKU **RM-DDLR-135-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Dunn Dautrey Lateral Wundhaken	13.5 cm Gesamtlänge, abgewinkeltes laterales Blatt	\$29
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$29



Fisch Retractor with Joint

SKU **RM-FRWJ-1**

PREIS **\$109 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
2 Zähne rechts / geriffelte Platte links — 17 cm	RM-FRWJ-1-1	\$109
2 Zähne links / geriffelte Platte rechts — 17 cm	RM-FRWJ-1-2	\$109



Biegsamer Nacken-Retraktor

SKU **RM-FNR-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
2-Zinken-Ausführung — Spitze oder stumpfe Enden	RM-FNR-1-1	\$29
3-Zinken-Konfiguration — Spitze oder stumpfe Enden	RM-FNR-1-2	\$34
4-Zinken-Setup — Spitze oder stumpfe Enden	RM-FNR-1-3	\$39



Fomon Retractor

SKU **RM-FMR-17-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Standardkonfiguration — 17 cm Länge, 5 × 10 mm Kugelspitze, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	RM-FMR-17-1-1	\$44
Isolierte Ausführung — 17 cm Länge, 5 × 10 mm Kugelspitze, dielektrische Beschichtung	RM-FMR-17-1-2	\$54



Gerbault Tebbett's Saughaken

SKU **RM-GTSR-1**

PREIS **\$209 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
14 cm — Saug-Retractor	RM-GTSR-1-1	\$194
18 cm — Saugretractor — Standard	RM-GTSR-1-2	\$209
Duale Saug- & Fiberoptik-Ausführung — Retraktor mit 3-Loch-Spitze, Saugleitung und Fiberoptik-Bündel	RM-GTSR-1-3	\$209



Gifford-Jansen Retractor

SKU **RM-GJR-115-1**

PREIS **\$84 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
3×3 Zinken Anordnung — scharfe oder stumpfe Spitzen	RM-GJR-115-1-1	\$84
4×4 Zinken Anordnung — Scharfe oder stumpfe Spitzen	RM-GJR-115-1-2	\$89



Goodyear Uvula Retractor

SKU **RM-GUR-18-1**

PREIS **\$34 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
6 1/4 in (15.9 cm)	RM-GUR-18-1-1	\$26
7 3/8 in (18.7 cm) — Standard, 15 mm Blatt	RM-GUR-18-1-2	\$34



Green Schilddrüsen-Wundhaken

SKU **RM-GTR-223-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Green Schilddrüsen-Wundhaken	22.3 cm Gesamtlänge, gebogenes offenes Drahtschlingenblatt, Ringgriff — 1	\$44
Schutzhülle / Box	Einzeltransportverpackung — 1	\$44



Gruber Rhinoplasty Retractor

SKU **RM-GRR-NOSE-1**

PREIS **\$89 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Gruber Rhinoplasty Retractor	10 mm breites Doppelhaken-Layout, Flachgriff — 1	\$89
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung — 1	\$89



Hajek Wangenhalter

SKU **RM-HCR-175-1**

PREIS **\$24 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Hajek Wangenhalter	17.5 cm Gesamtlänge, atraumatisches Blatt, Komfortgriff — 1	\$24
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung — 1	\$24



Hargis Koronoid-Retraktor mit Kette

SKU **RM-HCRWC-1**

PREIS **\$49 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Hargis Koronoid-Retraktor	19 cm Gesamtlänge, gekerbte Koronoid-Klinge — 1
1	Integrierte Retraktionskette	20 cm hochbelastbare Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)-Gliederkette — 1
1	Schutzhülle / Box	Individuelle Versandverpackung — 1



Hargis Mandibular Body Wundhaken

SKU **RM-HMBR-17-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Hargis Mandibular Body Wundhaken	17 cm Gesamtlänge, 13 mm Hakenspitze — 1	\$44
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung — 1	\$44



Hargis Medial Ramus Wundhaken

SKU **RM-HMRR-1**

PREIS **\$59 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Nach links gerichtet — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-1	\$59
Nach rechts gerichtet — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-2	\$59



Helms Wundsperrer

SKU **RM-HLR-11-1**

PREIS **\$109 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Helms Retractor	11 cm Gesamtlänge, 2 glatte stumpfe Valven, Schraubsperr	\$109
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$109



Henahan Retractor

SKU **RM-HNHR-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
17 cm (approx. 6.7") — Größe 2 Stumpfes Blatt	RM-HNHR-1-1	\$44
20 cm (approx. 7.9") — Größe 2 Stumpfes Blatt	RM-HNHR-1-2	\$49




Henner Endaural Retractor

SKU **RM-HER-475-1**

PREIS **\$189 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
4 1/2 in (11.4 cm)	RM-HER-475-1-1	\$179
4 3/4 in (12.06 cm) — Standard	RM-HER-475-1-2	\$189



House Hand Retractor

SKU **RM-HHR-6IN-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
House Hand Retractor	Länge 6" (15.24 cm), doppelendige Klingen 5x16 mm & 9x25 mm	\$69
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$69



Jackson Tracheal-Retraktor

SKU **RM-JTR-14-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Jackson Tracheal-Retraktor	14 cm Gesamtlänge, 8.0 mm abgewinkelte scharfe Spitze, Flachgriff	\$29
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$29



Jackson Tracheal Retractor-Double Ended

SKU **RM-JTR-DE-17-1**

PREIS **\$39 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Jackson Tracheal Retractor-Double Ended	17 cm Gesamtlänge, schlanke, gebogene doppelendige Blätter	\$39
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$39



Jansen Mastoid-Retraktor

SKU **RM-JMR-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
3"	RM-JMR-1-1	\$69
3 ¼"	RM-JMR-1-2	\$74
3 ½"	RM-JMR-1-3	\$79
4"	RM-JMR-1-4	\$84
4 ¼"	RM-JMR-1-5	\$89
4 ½"	RM-JMR-1-6	\$94



Jolls Friedman Selbsthaltender Wundspreizer

SKU **RM-JFSRR-1**

PREIS **\$94 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Jolls Friedman Selbsthaltender Wundspreizer	Abmessungen / Details: 6" (15.24 cm) Länge, gefensterter gebogener Rücken, Schraubverschluss	\$94
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Individuelle Transportverpackung	\$94



Kreidler Weichteil-Retraktor

SKU **RM-KSTR-21-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Kreidler Weichteil-Retraktor	Abmessungen / Details: 21 cm Gesamtlänge, 5 x 20 mm breites Blatt · Enthaltene Menge: 1	\$44
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelne Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$44




Lahey Thyroid Retractor

SKU **RM-LTR-203-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Lahey Thyroid Retractor	Maße / Details: 20.3 cm (8") Gesamtlänge, 25 mm rechtwinkliges Blatt mit Kante · Enthaltene Menge: 1	\$49
Schutzhülle / Box	Maße / Details: Individuelle Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$49



Levasseur Merrill Retractor

SKU **RM-LMR-25-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Levasseur Merrill Retractor	Abmessungen / Details: 25 cm Gesamtlänge, 12.5 / 27 mm Osteotomie-Rinnenblatt · Enthaltene Menge: 1	\$69
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelverpackung für den Transport · Enthaltene Menge: 1	\$69




Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic

SKU **RM-LMR-FO-1**

PREIS **\$139 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic	Abmessungen / Details: 25 cm Länge, 12,5 / 27 mm Blatt, Glasfaserlichtbündel · Enthaltene Menge: 1
1	Universal-Lichtleitkabel-Adapter	Abmessungen / Details: Anschluss an Standard-OP-Lichtleitkabel · Enthaltene Menge: 1
1	Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Standard-Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1



Lippen- und Wangenretraktor

SKU **RM-LCR-26-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Lippen- und Wangenretraktor	Maße / Details: 26 cm Gesamtlänge, gebogenes atraumatisches Blatt, Flachgriff · Enthaltene Menge: 1	\$49
Schutzhülle / Box	Maße / Details: Einzelverpackung für den Transport · Enthaltene Menge: 1	\$49



Lothrop Uvula-Retraktor

SKU **RM-LUR-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
17 cm	RM-LUR-1-1	\$44
25 cm	RM-LUR-1-2	\$49



Love Uvula Retractor

SKU **RM-LUR-17-1**

PREIS **\$59 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
18 mm Blattbreite	RM-LUR-17-1-1	\$59
20 mm breites Blatt	RM-LUR-17-1-2	\$64



Luer S Trachea-Retraktor

SKU **RM-LSTR-1**

PREIS **\$24 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
10 cm	RM-LSTR-1-1	\$24
13 cm	RM-LSTR-1-2	\$29
14 cm	RM-LSTR-1-3	\$34



Lukens Tracheal-Retraktor

SKU **RM-LTR-634-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Lukens Tracheal-Retraktor	Abmessungen / Details: 6 ¾" (17.1 cm) Länge, 10 mm gebogenes & 7 mm winkeliges Doppelblatt · Enthaltene Menge: 1	\$79
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Individuelle Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$79



Mandibular-Channel-Retractor

SKU **RM-MCR-17-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Mandibular-Channel-Retractor	Abmessungen / Details: 17 cm Gesamtlänge, 8 mm breites Rinnenblatt · Enthaltene Menge: 1	\$29
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Individuelle Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$29



Martin-Simplex Wangen- und Lippenhalter

SKU **RM-MSCLR-1**

PREIS **\$24 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
10 cm	RM-MSCLR-1-1	\$24
4 ½ inches / 11 cm	RM-MSCLR-1-2	\$29




McBurney Thyroid Retractor

SKU **RM-MTR-19-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Standard — 7.5 in, 16x10 mm Blatt	RM-MTR-19-1-1	\$49



McCabe Antral Retractor

SKU **RM-MAR-658-1**

PREIS **\$99 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Standard — 6 5/8 in	RM-MAR-658-1-1	\$99



Medial Ramus & Orbital Rim Retractor

SKU **RM-MRORR-29-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Medial Ramus & Orbital Rim Retractor	Abmessungen / Details: 29 cm Gesamtlänge, anatomisch gebogenes kraniofaziales Blatt · Enthaltene Menge: 1	\$49
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelne Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$49



Medial Ramus Retractor

SKU **RM-MRR-195-1**

PREIS **\$99 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Modellvariante Links	Gesamtlänge: 19.5 cm · Primäre klinische Rolle: Medialer Weichteilschutz bei linksseitigen sagittalen Spaltosteotomien · Preis (USD): \$99.00
1	Modellvariante Rechts	Gesamtlänge: 19.5 cm · Primäre klinische Rolle: Medialer Weichteilschutz bei rechtsseitigen sagittalen Spaltosteotomien · Preis (USD): \$99.00
1	Schutzhülle / Box	Gesamtlänge: Standard-Transportverpackung · Primäre klinische Rolle: — · Preis (USD): Inbegriffen



Millard Cottle Retractor mit Fingerring

SKU **RM-MCRFR-1**

PREIS **\$24 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Millard Cottle Retractor mit Fingerring	5.5 cm Länge, 5 x 12 mm scharfes 2-Zinken-Blatt, Fingerring	\$24
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$24



Minnesota Retractor

SKU **RM-MNR-55-1**

PREIS **\$39 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Standardmodell (ohne Absaugung)	RM-MNR-55-1-1	\$39
Mit Saugrohr	RM-MNR-55-1-2	\$49



Mollison Anterior Pillar Retractor

SKU **RM-MAPR-22-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Mollison Anterior Pillar Retractor	22 cm Gesamtlänge, zwei 10 mm schmale Valven, abgewinkelter Griff	\$44
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$44



Mollison Retractor

SKU **RM-MLR-155-1**

PREIS **\$99 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Mollison Retractor	15.5 cm Gesamtlänge, 4x4 scharfe Zähne, Rastersperre	\$99
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$99



Mukoperiost-Retraktor

SKU **RM-MPR-ORAL-1**

PREIS **\$54 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Mukoperiost-Retraktor	Handgehaltener intraoraler Retraktor, gebogenes atraumatisches Blatt, Flachgriff	\$54
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$54



Nasenhaut-Retraktor

SKU **RM-NSR-6IN-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Nasenhaut-Retraktor	6" (15 cm) Gesamtlänge, 16 mm breite gebogene Valv, ergonomischer Griff	\$44
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$44




Neivert Messer- und Führungshaken

SKU **RM-NKGR-1**

PREIS **\$39 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Klein — 6 3/4 in	RM-NKGR-1-1	\$39
Standard — 7 3/4 in	RM-NKGR-1-2	\$44



Obwegeser Alveolar-Retraktor

SKU **RM-OAR-22-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Obwegeser Alveolar-Retraktor	22 cm Gesamtlänge, gekerbte gebogene Alveolarklinge	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49



Obwegeser Kinn-Retraktor

SKU **RM-OCR-16-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Obwegeser Kinn-Retraktor	16 cm Gesamtlänge, gebogenes Sattelblatt für das Kinn	\$44
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung	\$44



Obwegeser Mandibular Channel Retractor

SKU **RM-OMCR-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
8 mm Arbeitskanal	RM-OMCR-1-1	\$44
10 mm Kanalkanüle	RM-OMCR-1-2	\$49




Obwegeser Mandibular Rim Retractor

SKU **RM-OMRR-20-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Obwegeser Mandibular Rim Retractor	20 cm Gesamtlänge, gebogenes Hakenblatt für den Unterkieferrand	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49




Obwegeser Nasenspina-Retraktor

SKU **RM-ONSR-22-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Obwegeser Nasenspina-Retraktor	22 cm Gesamtlänge, gekerbtes Nasenspina-Blatt	\$49
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$49



Obwegeser Ramus Wundhaken

SKU **RM-ORR-22-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Obwegeser Ramus Wundhaken	22 cm Gesamtlänge, anatomisch gebogenes Ramus-Blatt	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49




Obwegeser Weichteil-Retraktor

SKU **RM-OSTR-1**

PREIS **\$39 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Obwegeser Weichteil-Retraktor	8 ¾" (22.2 cm) Gesamtlänge	\$39
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$39



Orringer Wangenhalter

SKU **RM-OCR-4IN-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Orringer Cheek Retractor	4" (10.16 cm) Länge, 3" (8 cm) Breite, selbsthaltender Federdraht	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49




Paparella-Weitlaner Wundsperrer, selbsthaltend

SKU **RM-PWSRR-5IN-1**

PREIS **\$89 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Paparella-Weitlaner Wundsperrer, selbsthaltend	5" (12.7 cm) Gesamtlänge, 2x2 Zinken (13 mm), 33 mm Spreizung, Sperrklinke	\$89
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$89



Petri Pterygoid Intra Oral Retractor

SKU **RM-PPIOR-23-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Petri Pterygoid Intra Oral Retractor	23 cm Gesamtlänge, 25,5 mm breite Pterygoid-Klinge	\$79
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$79



Petri Pterygoid Intra Oral Retractor With Fiber Optic

SKU **RM-PPIOR-FO-23-1**

PREIS **\$149 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Petri Pterygoid Intra Oral Retractor With Fiber Optic	23 cm Länge, 25,5 mm breites Blatt, Glasfaser-Lichtbündel
1	Universal-Lichtleiteradapter	Anschluss für Standard-OP-Lichtkabel
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung



Piriform Rim Retractor

SKU **RM-PRR-17-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Klein — 17 cm	RM-PRR-17-1-1	\$44
Standard — 18.5 cm, 45x7 mm Blatt	RM-PRR-17-1-2	\$49



Plester Wundsperrer, selbsthaltend

SKU **RM-PSRR-109-1**

PREIS **\$109 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Abnehmbares Standard-Modell — 4", 5" (ca. 11 cm), halbscharfe feine Zinken, Links oder Rechts massives Blatt	RM-PSRR-109-1-1	\$109
Extra feines 2:2 Zinken-Modell — 11 cm oder 13 cm, asymmetrische 2×2 extra feine Zinken-Anordnung	RM-PSRR-109-1-2	\$109
Asymmetrisch 3-zinkig Links-Modell — 13 cm, 3 halbscharfe Zinken links mit glattem Blatt rechts	RM-PSRR-109-1-3	\$109



Ramus-Retraktor

SKU **RM-RR-MAX-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Klein — 17 cm, 11/15×70 mm Blatt	RM-RR-MAX-1-1	\$59
Standard — 22 cm, 11×70 mm Blatt	RM-RR-MAX-1-2	\$69
Groß — 22 cm, 12/22×70 mm Blatt	RM-RR-MAX-1-3	\$79



Reich Condyle Retractor

SKU **RM-RCR-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
18 cm Gesamtlänge — 80° oder 110° Profil	RM-RCR-1-1	\$49
19 cm Gesamtlänge — 80° oder 110° Profil	RM-RCR-1-2	\$59



Sailer Nasenrücken-Retraktor

SKU **RM-SNBR-235-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Sailer Nasenrücken-Retraktor	23.5 cm Gesamtlänge, 15-20 mm x 50 mm gebogene Valv	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49



Sailer Nasal-Spine-Retractor

SKU **RM-SNSR-49-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Sailer Nasal-Spine-Retractor	Handgehaltener Retraktor mit gekerbtem Nasenspina-Blatt, Flachgriff	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49



Sailer Weichteilretraktor

SKU **RM-SSTR-15-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Klein — 15 cm, 7x25 mm Blatt	RM-SSTR-15-1-1	\$39
Standard — 15 cm, 10x35 mm Blatt	RM-SSTR-15-1-2	\$44
Mittel-Groß — 15 cm, 12x55 mm blade	RM-SSTR-15-1-3	\$49
Groß — 15 cm, 14x70 mm Blatt	RM-SSTR-15-1-4	\$54
X-Large — 15 cm, 16x80 mm Blatt	RM-SSTR-15-1-5	\$59



Salzburg Condylar Neck Retractor

SKU **RM-SCNR-225-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Rechtsseitiges Modell — 22.5 cm Länge, rechts gebogene Kondylenhals-Valve	RM-SCNR-225-1-1	\$49
Modell für linke Seite — 22.5 cm Länge, links gebogenes Kondylenhals-Blatt	RM-SCNR-225-1-2	\$49



Salzburg Mandibular-Rim-Retractor

SKU **RM-SMRR-23-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Salzburg Mandibular-Rim-Retractor	23 cm Gesamtlänge, gebogenes Mandibular-Rim-Blatt	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49



Salzburg Weichteil-Retractor

SKU **RM-SSTR-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
13 cm Variante — Einendiges glattes Blatt	RM-SSTR-1-1	\$44
14 cm Variante — Einendiges glattes Blatt	RM-SSTR-1-2	\$49



Schuknecht Fisch Sperrer

SKU **RM-SFR-13-1**

PREIS **\$114 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
2 Zähne (2:2 Anordnung) — 13 cm Länge, halb-scharfe 2:2 Zinken, abnehmbar	RM-SFR-13-1-1	\$114
3 Zähne (3:3 Anordnung) — 13 cm Länge, halbscharfe 3:3 Zinken, abnehmbar	RM-SFR-13-1-2	\$124




Shea Retractor With Fiber Optic Guide

SKU **RM-SRFOG-22-1**

PREIS **\$139 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Shea Retractor With Fiber Optic Guide	22 cm Länge, 14.5 mm breite Klinge, integriertes Lichtbündel
1	Universal-Lichtkabeladapter	Zum Anschluss an Standard-OP-Glasfaserkabel
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung



Sheen Nasenhaken Abgewinkelt

SKU **RM-SNRA-65-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Sheen Nasenhaken Abgewinkelt	6 ½" (165 mm) Gesamtlänge, 10 mm massive Valvula, abgewinkelter Schaft	\$49
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$49



Sigmoid Notch Wundhaken

SKU **RM-SNR-22-1**

PREIS **\$64 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Sigmoid Notch Wundhaken	22 cm Gesamtlänge, 9,5 / 16 mm konkaves Blatt, vollständig gebogene Spitze	\$64
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$64




Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide

SKU **RM-SNRFOG-22-1**

PREIS **\$139 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide	22 cm Länge, 9,5 / 16 mm Klinge, Glasfaserkanal
1	Universal-Lichtkabeladapter	Anschluss an Standard-OP-Glasfaserkabel
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung



Sistrunk Wundhaken

SKU **RM-STR-153-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Sistrunk Wundhaken	15.3 cm Gesamtlänge, ⅜" (9.5 mm) doppelseitige Blätter, Flachgriff	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49



Snitman Selbsthaltender Endeural-Retraktor

SKU **RM-SSER-108-1**

PREIS **\$99 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Snitman Selbsthaltender Endeural-Retraktor	10.8 cm Gesamtlänge, 3x3 scharfe Zinken, Rastenanretterung	\$99
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$99



Sternberg Double Ended Retractor

SKU **RM-SDER-1**

PREIS **\$24 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
14 cm Standard — U-förmige gegenüberliegende Drahtenden	RM-SDER-1-1	\$24
37 cm Macro-Reach — U-förmige, gegenüberliegende Drahtenden	RM-SDER-1-2	\$34



Swivel Ring Nasal Retractor

SKU **RM-SRNR-11-1**

PREIS **\$59 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Swivel Ring Nasal Retractor	11 cm Gesamtlänge, 8 mm breites Blatt, 360° Schwenkring	\$59
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung	\$59



Terry Nasal Retractor

SKU **RM-TNR-6IN-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Terry Nasal Retractor	6" (152 mm) Gesamtlänge, 5 x 46 mm Blatt, ergonomischer Griff	\$44
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$44



Tessier Biegbare Bandretractor

SKU **RM-TMRR-22-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Schmales Blatt — 22 cm length, schmale biegsame Spatel — Exploration des Orbitabodens, medialer Kanthuszugang, pädiatrische Kraniaofazialchirurgie	RM-TMRR-22-1-1	\$44
Mittleres Blatt — 22 cm length, mittlere biegsame Spatel — Standardmäßige Freilegung des Orbitabodenrandes, Jochbogen- und Oberkieferosteotomien	RM-TMRR-22-1-2	\$44
Breites Blatt — 22 cm length, breiter biegsamer Spatel — Zur breiten Stirnlappen-Elevation, koronaler Zugang und Bulbosschutz	RM-TMRR-22-1-3	\$44
3er-Set-Paket — Kombiniert Schmal, Mittel & Breit — Komplettes biegsames kraniaofaziales Tray-Set für alle Gesichtsknochen-Korridore	RM-TMRR-22-1-4	\$94



Tracheal-Haken/Retraktor

SKU **RM-THR-6IN-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Standard — 6 in, 15.2 cm	RM-THR-6IN-1-1	\$29
Groß — 7 in, 18 cm	RM-THR-6IN-1-2	\$34
X-Large — 7.5 in, 19 cm	RM-THR-6IN-1-3	\$39



Wassmund Weichteil-Retraktor

SKU **RM-WSTR-21-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Wassmund Weichteil-Retraktor	21 cm Gesamtlänge, 33 x 20 mm glatte Klinge, Flachgriff	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49



Williger Wundhaken

SKU **RM-WLR-13-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Williger Retractor (3 Prongs) — 13 cm	RM-WLR-13-1-1	\$79
Williger Retractor (4 Prongs) — 13 cm	RM-WLR-13-1-2	\$89



Wullstein Weitlaner Wundspreizer, selbsthaltend

SKU **RM-WWSRR-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Kompakt (4", 4 ¼", 4 ½") — Gerade / Gebogen; 2x2 oder 2x3 Zinken	RM-WWSRR-1-1	\$44
Intermediär (5 ⅞", 5.5", 6", 6 ½") — Gerade / Gebogen; 2x3, 3x3 oder 3x4 Zinken	RM-WWSRR-1-2	\$59
Verlängert (8", 9 ½", 10") — Gerade / Gebogen; 3x3 oder 3x4 Zinken	RM-WWSRR-1-3	\$79



FK Retractor (Feyh-Kastenbauer)

SKU **RM-FK-1**

PREIS **\$4,999 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	FK-WO TORS Grundrahmen mit Adapter	Hauptrahmen-Baugruppe
1	Adapter für FK-WO TORS Grundrahmen	Montage-Verbindungsadapter
1	Adapter für Tumorfasszange oder Absaugrohr	Zusatzinstrumenten-Montageadapter
1	Lichtclip	Seitliche Kabelverbindung
2	Wangenhalter	Gebogenes Profil
1	Rauchabsaugrohr	4.0 x 170 mm
10 Stück	Zahnschutz	Latexfrei, nicht autoklavierbar
1	Mandibula-Valve	11 cm
1	Larynx-Valve	17 cm, konkav
1	Zungenspatel	Gebogen
1	Zungenspatel	Gebogen, rechts offen
1	Zungenspatel	Gebogen, links offen
1	TORS-Valve nach Weinstein-O'Malley	Standard TORS-Profil
2	Kleine TORS-Valve, Links	Kompakte linke Konfiguration
2	Kleine TORS-Valve, Rechts	Kompakte rechte Konfiguration
1	Sterilisationscontainer	Formtablett für FK-WO TORS Set





Anderson Bear Claw Retraktor

SKU **RM-ABCR-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
3 spitze Krallen, 4 ¾" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-1	\$49
5 scharfe Krallen, 4 ¾" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-2	\$59



Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Retraktor

SKU **RM-BFLR-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Retraktor	8" (20.3 cm) Länge, 5,2 cm fenstriertes Blatt	\$79
Schutzhülle / Box	Einzeltransportverpackung	\$79



Biggs Face-Lift-Retractor, mit Glasfaserbeleuchtung

SKU **RM-BFLR-FO-1**

PREIS **\$99 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Biggs Face-Lift-Retractor, mit Glasfaserbeleuchtung	9" (229 mm) Länge, 52 mm Blatt, Glasfaserbündel
1	Universal-Lichtleitkabel-Adapter	Kompatibel mit Storz, Olympus, Wolf, ACMI Anschlüssen
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung



Biggs Mammoplastik-Wundhaken schmal

SKU **RM-BMRN-1**

PREIS **\$89 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Biggs Mammoplastik-Wundhaken schmal	6" (15.2 cm) Länge, 3 cm schmale, gebogene Klinge	\$89
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$89



Biggs Mammaplasty Retractor standard

SKU **RM-BMRS-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Biggs Mammaplasty Retractor standard	8" (20.3 cm) Länge, 50.0 mm breites Blatt	\$69
Schutzhülle / Box	Einzeltransportverpackung	\$69



Biggs Mammaplasty Retractor, Fiber Optics

SKU **RM-BMRFO-1**

PREIS **\$239 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Biggs Mammaplasty Retractor, Fiber Optics	50 mm fenestriertes Blatt, Lichtleiter, Absaugrohr
1	Universal-Lichtkabelanschluss	Anschluss an Standard-OP-Glasfaserkabel
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung



Blair Finger Wundhaken

SKU **RM-BFR-1**

PREIS **\$94 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
4 Zinken, stumpfes Ende	RM-BFR-1-1	\$94
4 Zinken, spitzes Ende	RM-BFR-1-2	\$94



Breast Engler Retractor

SKU **RM-BER-OPT-1**

PREIS **\$139 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Breast Engler Retractor	65 x 12 mm Blatt mit integriertem Glasfaserbündel
1	Universal-Lichtkabeladapter	Anschluss an Standard-OP-Lichtkabel
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung



Clodius Orbital-Retraktor

SKU **RM-COR-1**

PREIS **\$24 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Clodius Orbital-Retraktor	Handgehaltener Periorbital- und Blepharoplastik-Retraktor	\$24
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$24



Koronaler Brauenlift-Wundhaken

SKU **RM-CBLR-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Koronaler Brauenlift-Wundhaken	7 ¾" (18.4 cm) Länge, 70.0 mm Rechenkopf, 7 scharfe Zinken	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49



Curtin Haut- und Geweberetraktor

SKU **RM-CSTR-SKIN-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Curtin Haut- und Geweberetraktor	14 cm Gesamtlänge, 15,0 mm breiter Kopf, 6 scharfe Zinken	\$49
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$49



Daniel Endoskopischer Stirnnerv-Retraktor

SKU **RM-DEFNR-1**

PREIS **\$54 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor	9 ¾" (17 cm) Reichweite, linksgebogenes Spitzenprofil	\$54
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$54



Desmarres Lidhalter

SKU **RM-DER-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Standardkonfiguration — 5 ½" (14 cm) Länge, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)-Sattelblatt — Routine-Lidrektion und Bulbusschutz	RM-DER-1-1	\$49
Isolierte Konfiguration — 5 ½" (14 cm) Länge, dielektrische Polymerbeschichtung — Elektroschirurgische Sicherheit bei Kauterisation und Radiofrequenz-Schnitten	RM-DER-1-2	\$79



EMORY Endo-Plastic Retractor

SKU **RM-EEPR-1**

PREIS **\$309 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
EMORY Endo-Plastic Retractor	10" (254 mm) Länge, 1" (25.4 mm) Spitze, 10 mm Optikkanal	\$309
Schutzhülle / Box	Einzeltransportverpackung	\$309





Epstein Breast Retractor

SKU **RM-EBR-1**

PREIS **\$244 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
90 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-1	\$204
110 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-2	\$214
140 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-3	\$224
150 x 25 mm (L x B)	RM-EBR-1-4	\$234
150 x 30 mm (L x B)	RM-EBR-1-5	\$244
150 x 36 mm (L x B)	RM-EBR-1-6	\$254
160 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-7	\$264
180 x 25 mm (L x B)	RM-EBR-1-8	\$274
190 x 36 mm (L x B)	RM-EBR-1-9	\$284
220 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-10	\$294




Ferreira breast augmentation Retractor

SKU **RM-FBAR-1**

PREIS **\$99 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Ferreira breast augmentation Retractor	5 1/2" (130 mm) Griff, 25 x 171 mm gebogenes, konisches Blatt	\$99
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$99






Ferreira Brustvergrößerungs-Wundhaken - Glasfaser-Lichtleiter

SKU **RM-FBAR-FO-1**

PREIS **\$129 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Ferreira Brustvergrößerungs-Wundhaken - Glasfaser-Lichtleiter	5 1/8" Länge, 25 x 171 mm gebogenes Blatt, Glasfaserbündel
1	Universal-Lichtkabeladapter	Anschluss für Standard-OP-Lichtkabel
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung



Ferreira Face Lift Retractor

SKU **RM-FFLR-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Ferreira Face Lift Retractor	4 1/4" (108 mm) Gesamtlänge, 22 mm breites gebogenes Blatt	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49



Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor

SKU **RM-FFOFLR-1**

PREIS **\$99 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor	4 1/4" (108 mm) Länge, 22 mm Blatt, Glasfaserbündel
1	Universal-Lichtkabeladapter	Anschluss an Standard-OP-Lichtkabel
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung



Freeman Face Lift Wundhaken

SKU **RM-FFLR-SERIES-1**

PREIS **\$62 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
20 mm - 22 mm — Gerade	RM-FFLR-SERIES-1-1	\$62
20 mm - 22 mm — Stark gebogen	RM-FFLR-SERIES-1-2	\$64
35 mm - 36 mm — Gerade	RM-FFLR-SERIES-1-3	\$66
35 mm - 36 mm — Stark gebogen	RM-FFLR-SERIES-1-4	\$68
37 mm - 38 mm — Gerade	RM-FFLR-SERIES-1-5	\$70
37 mm - 38 mm — Stark gebogen	RM-FFLR-SERIES-1-6	\$72



Freeman Wundhaken für Hautlappen

SKU **RM-FFR-8-1**

PREIS **\$19 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
½" (12 mm) Breit — Gebogen oder Gerade	RM-FFR-8-1-1	\$19
1" (24 mm) breit — Gebogen oder gerade	RM-FFR-8-1-2	\$24



Freeman Flap Retractor With Fiber Optic Illumination

SKU **RM-FFR-FO-1**

PREIS **\$89 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
13 mm breites Blatt — 8" Gesamtlänge, 13 mm Blatt, Fiberglas-Lichtleiter	RM-FFR-FO-1-1	\$89
25 mm breite Valva — 8" Gesamtlänge, 25 mm Blatt, Kaltlichtaufsatz	RM-FFR-FO-1-2	\$94



Freeman Mini Rake Retractor

SKU **RM-FMRR-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Freeman Mini Rake Retractor	4 ¾" (12.0 cm) Länge, 1" breiter Kopf, 4 scharfe Zinken — 1	\$44
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung — 1	\$44



Freeman Rake Retractor

SKU **RM-FRR-7-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
22 mm Breiter Rechen — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-1	\$44
38 mm Rechen-Haken — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-2	\$49



Gonzalez Gluteal L-Shaped Wundhaken

SKU **RM-GGLR-1**

PREIS **\$39 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGLR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGLR-1-2	\$44



Gonzalez Gluteal S-Shaped Wundhaken

SKU **RM-GGSR-1**

PREIS **\$39 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGSR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGSR-1-2	\$44



Gorney Rake Retractor

SKU **RM-GRR-3IN-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
3 in (7.5 cm), 38 mm breit — Standard	RM-GRR-3IN-1-1	\$49
4 1/4 in (10.8 cm), 38 mm breit	RM-GRR-3IN-1-2	\$59



Hayes Hand Retractors

SKU **RM-HHR-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
5 1/4" (13.3 cm)	RM-HHR-1-1	\$49
5 1/2" (14.0 cm)	RM-HHR-1-2	\$59
6 1/4" (15.9 cm)	RM-HHR-1-3	\$69



Hoyos Distal Retractor

SKU **RM-HDR-1**

PREIS **\$349 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
7.5 cm Kurze Variante — 7.5 cm (ca. 3.0")	RM-HDR-1-1	\$349
15.0 cm Lange Variante — 15.0 cm (approx. 6.0")	RM-HDR-1-2	\$399



Hoyos Proximal Retractor

SKU **RM-HPR-20-1**

PREIS **\$499 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Hoyos Proximal Retractor	20 cm Gesamtlänge, TC-integrierter Griff, proximal gekrümmtes Blatt	\$499
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$499



Hoyos Remora Retractor

SKU **RM-HRR-1**

PREIS **\$499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Hoyos Remora Retractor	Gebogenes Blatt mit Zahnung, integriertes Glasfaserbündel, Saugrohr
1	Universal-Lichtleiteradapter	Anschluss an Standard-OP-Lichtquellen
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung



Kasden Double Ended delicate retractor

SKU **RM-KDEDR-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Kasden Double Ended delicate retractor	Abmessungen / Details: 6 ½" (16.5 cm) Gesamtlänge, duale feine Valven, Aluminiumgriff	\$29
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelverpackung für den Transport	\$29



Kawamoto isolierter Wundhaken, doppelseitig

SKU **RM-KDEIR-1**

PREIS **\$34 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Kawamoto isolierter Wundhaken, doppelseitig	Abmessungen / Details: 6" (152 mm) Länge, 14 x 16 mm L-förmige isolierte Blätter	\$34
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelne Transportverpackung	\$34



Knapp Tränensack-Retraktor

SKU **RM-KLSR-1**

PREIS **\$39 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	1 Zinke (Einzelhaken)	Verfügbare Breiten: 5,0 mm · Schaft & Spitzen: Starr oder Flexibel (Scharf / Stumpf) · Preis (USD): \$39.00 - \$49.00
1	2 Zinken	Verfügbare Breiten: 5,0 mm oder 6,0 mm · Schaft & Spitzen: Starr oder Flexibel (Scharf / Stumpf) · Preis (USD): \$39.00 - \$49.00
1	3 Zinken	Verfügbare Breiten: 6,0 mm oder 8,0 mm · Schaft & Spitzen: Starr oder Flexibel (Scharf / Stumpf) · Preis (USD): \$39.00 - \$49.00
1	4 Zinken	Verfügbare Breiten: 6,0 mm oder 8,0 mm · Schaft & Spitzen: Starr oder Flexibel (Scharf / Stumpf) · Preis (USD): \$39.00 - \$49.00
1	Schutzhülle / Box	Verfügbare Breiten: Standard-Transportverpackung · Schaft & Spitzen: — · Preis (USD): Inklusive




Knapp Wundspreizer, selbsthaltend

SKU **RM-KSRR-10-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Knapp Wundspreizer, selbsthaltend	Abmessungen / Details: 10 cm Gesamtlänge, 26 mm Breite, 4x4 Zinken (gerade/abgewinkelt, scharf/stumpf) · Klinische Rolle: Selbsthaltende Exposition des Tränensacks und bei Mikroinzisionen · Preis (USD): \$79.00	\$79
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Standard-Transportverpackung · Klinische Rolle: — · Preis (USD): Inbegriffen	\$79



Logan Wundspreizer

SKU **RM-LWS-4CM-1**

PREIS **\$199 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Untere Führungsschiene	Hauptchassis, das als Führung für die Erweiterung der Wundränder dient
1	Gleitarm-Halterung	Bewegliche Komponente, die horizontal entlang der Schiene justiert wird
2	Schraubjustier-Mechanismen	Präzisionsfeststellschrauben zum Verschieben und Sichern der Arme
2	Zinkenförmige Spreizspitzen	Rutschfeste Backenenden mit 3 x 3 scharfen, nach außen gebogenen Zähnen
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung



Marx Mammaretraktor

SKU **RM-MBR-27-1**

PREIS **\$119 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Marx Breast Retractor	Abmessungen / Details: 27 cm Gesamtlänge, 30 x 125 mm gebogenes Blatt · Enthaltene Menge: 1	\$119
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Individuelle Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$119



Maxwell Flap Retractor

SKU **RM-MFR-4IN-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
22 mm breite Ausführung	RM-MFR-4IN-1-1	\$29
38 mm breite Ausführung	RM-MFR-4IN-1-2	\$34



Meyering Wundhaken/Hauthäkchen

SKU **RM-MSHR-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
16 cm (approx. 6.3")	RM-MSHR-1-1	\$44
22.86 cm (9.0")	RM-MSHR-1-2	\$49



Miller Rake Retractor

SKU **RM-MRR-514-1**

PREIS **\$39 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Stumpfes Spitzenprofil	Abmessungen / Details: 5 ¼" Länge, 15 mm Breite, 9 stumpfe Zinken · Klinische Hauptrolle: Sicheres Anheben von Hautlappen ohne Punktionsrisiko · Preis (USD): \$39.00
1	Scharfes Spitzenprofil	Abmessungen / Details: 5 ¼" Länge, 15 mm Breite, 9 scharfe Zinken · Klinische Hauptrolle: Sicherer, rutschfester Halt an dichter Dermis und fibröser Faszie · Preis (USD): \$39.00
1	Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Standard-Transportverpackung · Klinische Hauptrolle: — · Preis (USD): Inbegriffen



Moberg Hautretractor

SKU **RM-MSR-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
17 cm Variante	RM-MSR-1-1	\$44
18 cm Variante	RM-MSR-1-2	\$49



Ragnell-Davis Wundhaken doppelseitig

SKU **RM-RDDR-49-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
2,5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Flach / Rund)	RM-RDDR-49-1-1	\$49
3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm (Flach / Rund)	RM-RDDR-49-1-2	\$49
4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Flach / Rund)	RM-RDDR-49-1-3	\$49



Ring Breast Retractor mit Kaltlichtbeleuchtung

SKU **RM-RBR-FO-339-1**

PREIS **\$339 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Ring Breast Retractor mit Kaltlichtbeleuchtung	Manueller Brust-Retraktor, Ring-Valve, integriertes Lichtbündel
1	Universal-Lichtleitkabel-Adapter	Anschluss an Standard-OP-Glasfaserkabel
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung



Rollet Retractor

SKU **RM-RLR-5IN-1**

PREIS **\$39 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Standard — 13 cm, 4 scharfe Zinken, 4.5 mm Spitze	RM-RLR-5IN-1-1	\$39
Groß — 13.5 cm, 4-zinkig, 7.0 mm Spitze	RM-RLR-5IN-1-2	\$44



Saldanha-Solz Abdominal-Retraktor

SKU **RM-SSAR-235-1**

PREIS **\$199 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Saldanha-Solz Abdominal-Retraktor	23.5 cm Gesamtlänge, gewebeoptimiertes gebogenes Blatt	\$199
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$199




Sculpo Endoscopic Retractor

SKU **RM-SER-180-1**

PREIS **\$229 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Sculpo Endoscopic Retractor	180 x 25 mm Klinge, Arretierhahn, vergoldeter Griff
1	Optikkanal-Feststellschraube	Integriert 5 mm oder 10 mm Endoskope sicher
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung



Sisson Wundhaken

SKU **RM-SSR-105-1**

PREIS **\$84 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Sisson Wundhaken	10.5 cm Gesamtlänge, 1x1 scharfer Zinkenhook, Flachgriff	\$84
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$84



Spring Wire Retractor

SKU **RM-SWR-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
8.6 cm - 8.9 cm — 1x1, 3x3, oder 4x4 Zinken	RM-SWR-1-1	\$44
11.5 cm - 13.0 cm — 1x1, 3x3 oder 4x4 Zinken	RM-SWR-1-2	\$48
22.8 cm Makro — 1x1, 3x3 oder 4x4 Zinken	RM-SWR-1-3	\$60



Talei Necklift Retractor "Benetrator 2"

SKU **RM-TNRB2-9IN-1**

PREIS **\$159 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Talei Necklift Retractor "Benetrator 2"	9" (22.86 cm) Gesamtlänge, breites gebogenes Blatt, integrierter Absaugkanal	\$159
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$159



Talei Necklift Retractor Narrow "Le Petit Benetrator"

SKU **RM-TNR-9IN-1**

PREIS **\$159 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Talei Necklift Retractor Narrow "Le Petit Benetrator"	9" (22.86 cm) Gesamtlänge, ultraschmal gebogenes Blatt, Flachgriff	\$159
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$159



Tebbetts Breast Retractor

SKU **RM-TBR-64-1**

PREIS **\$64 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
9 cm x 24 mm — Mit Zähnen oder Ohne Zähne — Inframammärer Zugang, periareoläre Taschendissection	RM-TBR-64-1-1	\$64
15 cm x 24 mm — Mit Zähnen oder Ohne Zähne — Zur Präparation tiefer subpektoraler Taschen und transaxillären Brustaugmentation	RM-TBR-64-1-2	\$64



Tebbetts Double-Ended Breast Retractor

SKU **RM-TDEBR-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
23 cm Reichweite — 37x70 mm langes Blatt / 22x54 mm kurzes Blatt — Standardmäßige inframammäre Augmentation und periareoläre Taschendissection	RM-TDEBR-1-1	\$69
31 cm (12.25") Reichweite — 37x70 mm langes Blatt / 22x54 mm kurzes Blatt — Tiefe subpektorale Taschenbildung, transaxilläre Augmentation und Revisionsmammoplastik	RM-TDEBR-1-2	\$89




Tebbetts Glasfaser-Brustvergrößerungs-Wundhaken

SKU **RM-TFOBAR-1**

PREIS **\$259 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Ohne Lichtquelle — 13 wählbare Größen (Mit/Ohne Zähne) — Universeller Glasfaserkabel-Adapter (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBAR-1-1	\$259
Mit kabelloser LED-Quelle — 13 wählbare Größen (Mit/Ohne Zähne) — Kabellose batteriebetriebene LED-Lichteinheit (AA-Batterie, gassterilisierbar)	RM-TFOBAR-1-2	\$335



Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation Retractor, Doppelgriff

SKU **RM-TFOBARDH-1**

PREIS **\$259 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Ohne Lichtquelle — 13 wählbare Größen (Mit/Ohne Zähne) — Universeller Glasfaserkabel-Adapter (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBARDH-1-1	\$259
Mit kabelloser LED-Quelle — 13 wählbare Größen (Mit/Ohne Zähne) — Kabellose batteriebetriebene LED-Lichteinheit (AA-Batterie, gassterilisierbar)	RM-TFOBARDH-1-2	\$335



Tebbetts Spatula Brust-Wundhaken

SKU **RM-TSBR-125-1**

PREIS **\$89 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
25 mm breit × 185 mm lang — 12 ½" (31.5 cm) — Standard-Präparation der subpektoralen Tasche und inframammärer Zugang bei Erwachsenen	RM-TSBR-125-1-1	\$89
38 mm breit × 190 mm lang — 12 ½" (31.5 cm) — Breite Pektoralismuskel-Verdrängung und große rekonstruktive Taschen	RM-TSBR-125-1-2	\$99



Tupper's Universal Hand Retractor

SKU **RM-TUHR-1**

PREIS **\$699 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Handtisch	Zentrale Operationsfläche
2	Erhöhte Kettenhalter	Rahmenstützen für den Umfang
2	Kettenhalterhaken	Fixierte Befestigungspunkte
2	Gleithaken für Kettenhalter	Verstellbare Befestigungspunkte
4	Kugelketten mit Haut-Haken	21 cm
6	Kugelketten zur Arm-/Handgelenkfixierung	26 cm
1 Set	Gummibänder	5 Stück



Vickers Low Profile Retractor

SKU **RM-VLPR-SERIES-1**

PREIS **\$199 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
2x2 stumpfe Zinken	RM-VLPR-SERIES-1-A	\$199
3x3 Zinken, stumpf	RM-VLPR-SERIES-1-B	\$219
Massive Blätter (glatte Fläche)	RM-VLPR-SERIES-1-C	\$199



Yancoskie Abdominoplasty Retractor

SKU **RM-YAR-75-1**

PREIS **\$99 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Yancoskie Abdominoplasty Retractor	7 1/2" (19.0 cm) Länge, 152 mm breiter Haken, 6 scharfe In-Line-Zinken	\$99
Schutzhülle / Box	Einzelne Versandverpackung	\$99





Yancoskie Coronal Lift Retractor

SKU **RM-YCLR-9IN-1**

PREIS **\$119 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Yancoskie Coronal Lift Retractor	9" (22.9 cm) Gesamtlänge, 150 mm breiter Rechen, 6 counterbalance sharp prongs	\$119
Schutzhülle / Box	Einzeltransportverpackung	\$119




Bookwalter Handchirurgie-Retraktorsystem

SKU **RM-BHSRS-1**

PREIS **\$999 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Mini-Bookwalter Valve, Einfachhaken	Standard Mini — scharfe oder stumpfe Spitze
2	Mini-Bookwalter Valve, Doppelhaken	Standard Mini — scharfe oder stumpfe Spitze
2	Mini-Bookwalter Valve, Dreifachhaken	Standard Mini — scharfe oder stumpfe Spitze
2	Mini-Bookwalter Valve, Vierfachhaken	Standard Mini — scharfe oder stumpfe Spitze
1	Mini-Bookwalter Drehschraubratsche	Standard Mini
4	Mini-Bookwalter Kippratschenmechanismus	Standard Mini
1	Mini-Bookwalter Spreizring	7" (17,5 cm)
1	Sterilisationscontainer	Schutzgehäuse





Hoyos Retractor System

SKU **RM-HRS-1**

PREIS **\$1,999 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Hoyos Distal Retractor Short	Kurze distale Retraktionsvalve für den Zugang nahe der Inzision
1	Hoyos Distal Retractor Long	Lange distale Retraktionsvalve für eine tiefere Gewebereichweite
1	Hoyos Proximal Retractor Long	Lange proximale Retraktionsvalve zur Elevation der proximalen Begrenzung
1	Remora Retractor	Spezialisierte Traktionsvalve zur Minimierung des Verrutschens
1	Interlocking Support Rod	Verbindet die Retraktorarme mit dem Hauptrahmen
1	Table Clamp for Hoyos Retractor System	Verankert die vertikale Säule an der OP-Tischschiene
1	Hoyos Horizontal Extension Bar	Erweitert den Rahmen horizontal über das Operationsfeld
1	Hoyos Vertical Post	Vertikale Hauptsäule zur Unterstützung des Montagerahmens





Allison Lungenspatel

SKU **RM-ALR-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Säugling / Pädiatrie — 20 mm x 23 cm	RM-ALR-1-1	\$79
Pediatric Compact — 30 mm x 11 cm	RM-ALR-1-2	\$89
Standard — 40 mm x 25.5 cm	RM-ALR-1-3	\$99
Erwachsene, mittlere Größe — 42 mm x 29 cm	RM-ALR-1-4	\$109
Erwachsene Breit — 54 mm x 31 cm	RM-ALR-1-5	\$119
Erwachsene, extrabreit — 65 mm x 31 cm	RM-ALR-1-6	\$129



Baby-Haight Rippenspreizer

SKU **RM-BHRS-52-1**

PREIS **\$289 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Ultra-miniaturisierter linearer Expansionsrahmen	Mikrogeschlitzte Gleitschiene, optimiert für neonatale chirurgische Parameter
2	Abnehmbare gefensterte Lateralvalven (Paar 1)	9 mm x 10 mm Mini-Gewebeschäufeln zur Begrenzung von Drucknekrosen
2	Abnehmbare gefensterte Lateralvalven (Paar 2)	9 mm x 20 mm Mini-Gewebeschäufeln für tiefere Korridore bei Säuglingen
1	Integrierte Feinwindungs-Schraubsperr	Flache Rändelschraube zur schrittweisen Breitenkontrolle
2	Ergonomische Mikro-Forceps-Verlängerungsarme	Stromlinienförmige, leichte Griffprofile mit glatten Außenkanten
1	Schutzbehälter / Box	Standard-Transportverpackung




Bailey Rippenspreizer / Rippenspreizer

SKU **RM-BRC-1**

PREIS **\$159 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Bailey Rib Contractor	20 cm Gesamtlänge, mechanischer Kompressor mit Klauenspitzen	\$159
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$159



Bugge Takedown I.M.A Mammaria-Sperrer

SKU **RM-BTIMAR-499-1**

PREIS **\$499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Bugge Takedown I.M.A Retractor-Chassis	Mechanische Hebeschiene mit 110 mm Spreizweite
1 Paar	Kern-Seitenblätter	40 mm x 100 mm konturierte Sternum-Hebeblätter
1 Set	Integrierte Arbeitsblätter	40 mm x 150 mm erweiterte Arbeitsend-Baugruppe
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung



Burford Rippenspreizer

SKU **RM-BRS-SERIES-1**

PREIS **\$359 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Option 3 (Kompakte Spreizung) — 200 mm maximum spread — 1 Paar 47x62 mm + 1 Paar 65x62 mm Valven	RM-BRS-SERIES-1-1	\$359
Option 1 (Mittlere Spreizung) — 260 mm maximum spread — 1 Paar 47x62 mm + 1 Paar 65x62 mm Valven	RM-BRS-SERIES-1-2	\$379
Option 2 (Maximale Spreizung) — 300 mm maximum spread — 1 Paar 47x62 mm + 1 Paar 65x62 mm Valven	RM-BRS-SERIES-1-3	\$399



Castaneda Rippenspreizer

SKU **RM-CRS-SERIES-1**

PREIS **\$309 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Option 1 — 10.5 mm x 32 mm — 65 mm maximum spread — Neonatale Thorakotomie, Aortenisthmusstenose-Korrektur, PDA-Ligation bei Säuglingen	RM-CRS-SERIES-1-1	\$309
Option 2 — 12.0 mm x 45 mm — 70 mm maximum spread — Kongenitale Herzfehlerkorrektur bei Säuglingen, Spaltung von Gefäßringen	RM-CRS-SERIES-1-2	\$329
Option 3 — 15.0 mm x 60 mm — 120 mm maximum spread — Thorakotomie bei Kindern und Jugendlichen, Anlage von Lungenshunts	RM-CRS-SERIES-1-3	\$349



Castaneda Sternalsperrer

SKU **RM-CSR-1**

PREIS **\$374 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Neugeborenen-Profil	RM-CSR-1-1	\$374
Säuglingsprofil	RM-CSR-1-2	\$384
Profil für Erwachsene	RM-CSR-1-3	\$389



Cooley Atrium-Retraktor

SKU **RM-CAR-1**

PREIS **\$64 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Kleines Modell	RM-CAR-1-1	\$64
Mittleres Modell	RM-CAR-1-2	\$69
Großes Modell	RM-CAR-1-3	\$74




Cooley Rippenspreizer

SKU **RM-CRS-SERIES-2**

PREIS **\$319 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Säuglingsprofil — 12 mm × 16 mm — 95 mm maximale Spreizung — Neonataler und infantiler Thoraxzugang, kongenitale Herzchirurgie	RM-CRS-SERIES-2-1	\$319
Pediatric Profile — 15 mm × 30 mm — 140 mm maximale Spreizweite — Pädiatrische Herzeingriffe und Thorakotomie	RM-CRS-SERIES-2-2	\$329
Standard-Erwachsenenprofil — 21 mm × 44 mm — 150 mm maximale Spreizweite — Standard Thorakotomie bei Erwachsenen, Lobektomie und Lungenresektion	RM-CRS-SERIES-2-3	\$339
Großes Erwachsenenprofil — 35 mm × 50 mm — 200 mm maximale Spreizung — Bariatrische Thoraxchirurgie, tiefe mediastinale Expositionen	RM-CRS-SERIES-2-4	\$349



Cooley Sternal Retractor

SKU **RM-CSR-STD-1**

PREIS **\$354 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Profil für Kinder — 145.0 mm x 140.0 mm x 21.0 mm x 45.0 mm	RM-CSR-STD-1-1	\$354
Profil für Erwachsene — 200.0 mm x 180.0 mm x 32.0 mm x 50.0 mm	RM-CSR-STD-1-2	\$364
Extra großes Profil — 178.0 mm x 152.0 mm x 102.0 mm x 29.0 mm	RM-CSR-STD-1-3	\$374



Cooley Sternotomy Retractor

SKU **RM-CSTR-PED-1**

PREIS **\$359 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Neugeborenen-Profil — 85.0 mm x 55.0 mm x 16.0 mm x 14.0 mm	RM-CSTR-PED-1-1	\$359
Pediatric Profile — 115.0 mm x 80.0 mm x 30.0 mm x 15.0 mm	RM-CSTR-PED-1-2	\$369




Coryllos Retractors

SKU **RM-COR-THOR-1**

PREIS **\$99 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
22 mm x 82 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-1	\$99
43 mm x 108 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-2	\$109
65 mm x 115 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-3	\$119



Crawford Aorta-Retraktor

SKU **RM-CAR-VASC-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Kleines Modell — 19 cm length, 15.0 mm Blatt	RM-CAR-VASC-1-1	\$44
Großes Modell — 19 cm Länge, 15.0 mm Valve	RM-CAR-VASC-1-2	\$49



Cushing Venenhaken

SKU **RM-CVR-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
20.3 cm (approx. 8.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-1	\$49
22.8 cm (approx. 9.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-2	\$52
24.2 cm (approx. 9.5") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-3	\$55
25.5 cm (ca. 10.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-4	\$58
30.5 cm (approx. 12.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-5	\$61
35.5 cm (approx. 14.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-6	\$64
40.0 cm (ca. 15.75") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-7	\$67



Darling Popliteal Sperrer, selbsthaltend

SKU **RM-DPSRR-1**

PREIS **\$109 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Option A — 54 mm x 25 mm Links / 76 mm x 38 mm Rechts — Tiefe Freilegung der A. poplitea mit lateraler Muskelverdrängung	RM-DPSRR-1-1	\$109
Option B — 76 mm x 38 mm Links / 54 mm x 25 mm Rechts — Tiefe Freilegung der A. poplitea mit medialer Muskelverdrängung	RM-DPSRR-1-2	\$109



DeBakey Retractor

SKU **RM-DBR-15-1**

PREIS **\$72 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
DeBakey Retractor	15.3 cm Gesamtlänge, 1x1 scharfe Zinken	\$72
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$72



DeBakey Rippenspreizer

SKU **RM-DRS-SET-1**

PREIS **\$449 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Hochbelastbarer paralleler Gleitschienenrahmen	Gleitschiene für die lineare strukturelle Knochenspreizung (150 mm oder 200 mm)
6 (3 Paare)	Abnehmbare hakenartige laterale Valven	3 Paare austauschbarer Valven mit rutschfesten, gebogenen Kanten
1	Integrierte Feststellschraube	Manueller Verriegelungsbolzen zur Minimierung der Ermüdung des Anwenders
2	Ergonomische Verlängerungsarme	Leichte Griffe mit glatten atraumatischen Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung





Expanded Vascular Lobster Retractor

SKU **RM-EVLR-1**

PREIS **\$2,999 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
6	Lobster Retractor-Klammer	—
1	Lobster Tischklammer mit vertikaler Säule & Rahmenkupplung	—
1	Lobster Gelenkarm	—
1	Lobster Rahmen	—
2	Lobster Mayo Gelenk-Valve	2¾" x 2"
1	Lobster Mayo Gelenk-Valve	3¾" x 2"
1	Lobster Deaver Gelenk-Valve	2¾" x 4½"
1	Lobster Harrington Sweetheart-Valve	2" x 5"
1	Lobster biegsame Gelenk-Valve (perforiert)	2" x 6½"
1	Lobster biegsame Gelenk-Valve (perforiert)	3" x 6½"
1	Lobster Fence Gelenk-Valve	4" x 6"
2	Lobster Nieren-Gelenk-Valve	1" x 6"
1	Lobster Splanchnikus-Gelenk-Valve	2" x 4½"
1	Lobster Splanchnikus-Gelenk-Valve	2" x 6"
1	Sterilisationsbox	—



Finochietto (Modif) Rippensperrer

SKU **RM-FMR-299-1**

PREIS **\$299 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Schlanker horizontaler Schienenrahmen	Flache Gleitschiene für tiefe manuelle Weitung (120 mm Spreizweite)
2 (Fixiertes Paar)	Fixierte gebogene Valven	14 mm x 15 mm gefensterter lateraler Valven, an Rippenkonturen angepasst
1	Rändelschrauben-Arretierung	Feststellgetriebe zur Sicherung der optimalen chirurgischen Retraktion
2	Ergonomische Armverlängerungen	Leichte Spreizgriffe zur Reduzierung der Anwenderermüdung
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung





Finochietto Rippensperrer

SKU **RM-FRS-SERIES-1**

PREIS **\$329 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Paralleler Führungsschienenrahmen	Lineares Fahrgestell zum Aufgleiten und Spreizen von Knochenstrukturen
2 (Festes Paar)	Fest abgewinkelte Valven	Knochenfassende laterale Blöcke mit kreisförmigen Fensterungen
1	Integrierte Feststellschraube	Manuelle strukturelle Arretierung zur sicheren Fixierung der Rahmenspreizung
2	Ergonomische Branchenverlängerungen	Leichtgewichtige Griffe, optimiert zur Vermeidung von Ermüdungserscheinungen
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung



Finochietto-Baby Rippenspreizer

SKU **RM-FBRS-100-1**

PREIS **\$299 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Parallele Führungsschiene	Miniatur-Schienensystem für sanftes Aufgleiten in beengten pädiatrischen Operationsfeldern
2 (Festes Paar)	Feste, gewinkelte Valven	31 mm x 31 mm knochenfassende Lateralblöcke mit kreisförmigen Fensterungen
1	Integrierte Feststellschraube	Manueller Verschlussmechanismus zur sicheren Arretierung der Spreizung
2	Ergonomische Auslegerarme	Ultraleichte strukturierte Haltegriffe mit glatten Kanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung




Finochietto-Infant Rippensperrer

SKU **RM-FIRS-SERIES-1**

PREIS **\$319 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Filigranes horizontales Schienengestell	Kompaktes Gleitschienen-Layout, optimiert für die Säuglingsthorakotomie
2 (Fixiertes Paar)	Fixierte, abgewinkelte Valven	14x15 mm oder 15x15 mm fensterförmige Seitenmodule
1	Feststellschraube	Manuelle Sicherheitsverriegelung zur Fixierung der Spreizung und Entlastung
2	Ergonomische, konische Zangenarme	Leichte, strukturierte Griffe mit vollständig glatten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung



French Pattern I.M.A Sternal-Retractor

SKU **RM-FPIMASR-429-1**

PREIS **\$429 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Hauptgleitschiene	Laterales Chassis zur Führung und Spreizung thorakaler Strukturen
1	Breite Sternalblatt-Komponente	100 mm x 20 mm glattes Flachblatt zur Sternal-Kraftverteilung
2	Asymmetrische Sternalkrallenblätter	Duale gebogene Traktionshaken mit 28 mm oder 32 mm Krallentiefe
3	Spezielle Blatt-Feststellschrauben	Unabhängige Verriegelungsmechanismen zur Fixierung jeder Klinge
2	Ergonomische Retraktorarme	Leichte, stromlinienförmige Haltearme mit glatten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung



French Pattern I.M.A. Sternalsperrer für Ministernotomie

SKU **RM-FPMS-429-1**

PREIS **\$429 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Low-Profile Mittellinien-Gleitrahmen	Miniatursierte Führungsschiene, optimiert für Ministernotomie-Zugänge
1	Miniaturs-Sternalvalvula-Komponente	30 mm x 20 mm glatte rechteckige Platte zur Kraftverteilung an der Knochenwand
2	Mikro-Sternal-Krallenvalvulen	Duale gebogene Fixierungshaken mit 43 mm oder 50 mm tiefen Arbeitsenden
3	Integrierte manuelle Valvulen-Schraubverschlüsse	Schnellverschluss-Gewindebaugruppen zur Sicherung der individuellen Öffnungseinstellungen
2	Stromlinienförmige Auslegerarme	Leichtes Chassis-Layout mit vollständig glatten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standardmäßige Transportverpackung



Haight Rippenspreizer

SKU **RM-HRS-329-1**

PREIS **\$329 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Horizontaler Gleitholm	Gleichchassis zur manuellen strukturellen Weitung während der Thorakotomie
2 (Festes Paar)	Festgewinkelte Valven	30 mm x 30 mm knochenhaltende Seitenplatten mit Gewebefensterungen
1	Gewindespindelsperre	Mechanische Arretierung für stabilen Halt auf der gewählten Retraktionsstufe
2	Ergonomische Retraktorarme	Leichtbauprofile mit vollständig glatten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung



Henly Retractor Mittelvalva

SKU **RM-HRCB-1**

PREIS **\$48 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
19 mm lang × 15 mm breit — Standard Henly-Schaftaufnahme	RM-HRCB-1-1	\$48
25 mm lang × 15 mm breit — Standard Henly-Schaftaufnahme	RM-HRCB-1-2	\$50
32 mm lang × 15 mm breit — Standard Henly-Schaftmontage	RM-HRCB-1-3	\$52
76 mm lang × 15 mm breit — Standard Henly Schaftaufnahme	RM-HRCB-1-4	\$54



Henly Retractor Frame

SKU **RM-HRF-6CM-1**

PREIS **\$124 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Henly Retractor Frame	6 cm Spreizkapazität, Fingerring-Sperrchassis, Mittelvalvenaufnahme	\$124
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$124



Leaflet Retractor

SKU **RM-LFR-22-1**

PREIS **\$49 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	5.0 mm Breites Blatt	Gesamtlänge: 22 cm · Primäre klinische Rolle: Pädiatrische Herzklappenchirurgie, Kommissurotomie und Inspektion der Aortenkuspis · Preis (USD): \$49.00
1	8.0 mm Breites Blatt	Gesamtlänge: 22 cm · Primäre klinische Rolle: Mitralklappenretraktion bei Erwachsenen und Freilegung der subvalvulären Sehnenfäden · Preis (USD): \$49.00
1	Schutzhülle / Box	Gesamtlänge: Standard-Transportverpackung · Primäre klinische Rolle: — · Preis (USD): Inklusive




McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift

SKU **RM-MMSR-1**

PREIS **\$699 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Chest Spreader Dual Bars	Modifizierter 5-Zoll-Hauptrahmen zur Sternalspreizung
1	Split Universal Clamp	Spezialisierte Montageklemme zur Sicherung von Rahmenzubehör
1	Universal Clamp	Mehrzweck-Klemmblock zur Komponentenintegration
1	Main Bracket	Hauptmontagehalterung zur Unterstützung zusätzlicher Retraktorarme
1	Tube Holder	Sichert chirurgische Schläuche innerhalb des Operationsfeldes
1	Right Angle Transverse Bar	Strukturelle Querstange zur Positionierung von Hilfsretraktorelementen
1	Large Wire Basket Retractor (Malleable)	Breiter, biegsamer Drahtkorb zur schonenden Gewebeverdrängung
2	Small Wire Basket Retractor (Malleable)	Kompakte, biegsame Drahtkörbe für die gezielte Geweberetraktion



Mercedes Thoracic Retractor

SKU **RM-MTR-SERIES-1**

PREIS **\$329 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Robuster halbkreisförmiger Schienenrahmen	Übersetzte Mechanik zur Bereitstellung von mechanischem Drehmoment
4 (2 Paare)	Abnehmbare, hakenförmige Lateralvalven	2 Paare austauschbare fenstrierte Valven (48×68 mm oder 70×75 mm)
1	Zentrales Schraubstellrad	Manueller Sperrmechanismus zur Sicherung der Konfiguration und Entlastung der Hände
2	Ergonomische Retraktionsarme	Leichtbau-Griffrahmen mit glatten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung






Mitralklappen-Sperrer

SKU **RM-MVR-1**

PREIS **\$899 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Hauptbügel	Strukturelle Hauptkomponente des Retraktorsystems
1	Cooley Sternumsperrer	Komponente zur Sternumretraktion
1	Seitenarm	Bietet zusätzliche strukturelle Unterstützung und Positionierung
3	Universalklemme	Verbindet und sichert kompatible Komponenten innerhalb des Systems
1	Trikuspidalvalve	Valvenoption für die herzchirurgische Exposition
1	Große Retraktorvalve	Größere Valvenoption zur Geweberetraktion
3	Kleine Retraktorvalve	Kleinere Valvenoptionen zur Geweberetraktion
1	Sterilisationscontainer	Organisiert und schützt das komplette Set während Lagerung und Aufbereitung



Morse Rippenperrerr

SKU **RM-MRS-SERIES-1**

PREIS **\$239 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Option A — 22 × 27 mm / 200 mm Spread	RM-MRS-SERIES-1-A	\$239
Option B — 30 × 28 mm / 210 mm Spreizweite	RM-MRS-SERIES-1-B	\$259
Option C — 42 × 28 mm / 210 mm Spreizweite	RM-MRS-SERIES-1-C	\$279
Option D — 55 × 28 mm / 210 mm Spreizweite	RM-MRS-SERIES-1-D	\$299





Morse-Favaloro Rippensperrer

SKU **RM-MFRS-160-1**

PREIS **\$269 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Parallele Gleitschienen-Rahmenkonstruktion	Leichte Führungsschiene aus Aluminium, die als Expansionschassis dient
4 (2 Paare)	Bewegliche abgewinkelte laterale Valven	17 mm x 22 mm große, vierfach verstellbare Blätter, die sich den Rippen anpassen
1	Gewindeschraubverschluss	Integrierter Arretierbolzen zur Fixierung der Valven bei optimaler Retraktion
2	Ergonomische Retraktionsschenkel	Konische Aluminium-Griffschenkel mit glatten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung



Parsonnet Epikardial-Retraktor

SKU **RM-PER-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Extra klein	RM-PER-1-1	\$44
Klein	RM-PER-1-2	\$49
Mittel	RM-PER-1-3	\$54
Groß	RM-PER-1-4	\$59



Ross Aortic Valve Retractor

SKU **RM-RAVR-25-1**

PREIS **\$89 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Größe #1 — 5/8" x 5/8" (approx. 16 x 16 mm)	RM-RAVR-25-1-1	\$89
Größe #2 — 1/2" x 7/8" (approx. 13 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-2	\$89
Größe #3 — 3/4" x 1" (approx. 19 x 25 mm)	RM-RAVR-25-1-3	\$89
Größe #4 — 3/4" x 1 1/8" (approx. 19 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-4	\$89
Größe #5 — 1 1/8" x 1 1/8" (approx. 29 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-5	\$89
Größe #6 — 1 3/8" x 7/8" (approx. 35 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-6	\$89



Sachs Venenhaken

SKU **RM-SVR-22-1**

PREIS **\$54 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Modell mit glatter Valve — 22 cm Länge, glatte gebogene Valve	RM-SVR-22-1-1	\$54
Modell mit gezahntem Blatt — 22 cm Länge, gezahnte Blattkante	RM-SVR-22-1-2	\$54
Scharfes Hakenmodell — 22 cm length, scharf gebogener Haken	RM-SVR-22-1-3	\$54



Semb Lungen- und Muskelretractor

SKU **RM-SLMR-89-1**

PREIS **\$89 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
25.5 cm ergonomisches Modell — 25.5 cm mit ergonomischem Griff	RM-SLMR-89-1-1	\$89
25.0 cm Flachgriff-Modell — 25.0 cm mit Flachgriff	RM-SLMR-89-1-2	\$89



ThoraGate Rib Up Retractor-System

SKU **RM-TRURS-1**

PREIS **\$1,499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	ThoraGate Rib Up Retractor	Hauptrahmen für den Thoraxsperrer und Elevationsbaugruppe
1	Flexarm	Artikulierender Tragarm zur Positionierung der Retraktorelemente
1	Saug-Stabilisierungsfuß	Basiseinheit zur Unterstützung des mechanischen Systemgleichgewichts
2	Untere Valven (verschiedene Größen)	Austauschbare Valven für den unteren Rippeneingriff
3	Obere Valven (verschiedene Größen)	Austauschbare Valven für die obere Rippen-Elevation



Tuffier Rippensperrer

SKU **RM-TRS-160-1**

PREIS **\$299 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Horizontaler Gleitschienenrahmen	Parallele Führungsschiene für strukturelle Spreizung unter Druck
2 (festes Paar)	Feste breite laterale Valven	45 mm x 45 mm abgewinkelte Flächen mit Innenzahnung für Knochenhalt
1	Manuelle Feststellschraube	Gewindesperre zur Sicherung der Spreizung und Entlastung der Hand
2	Ergonomische Branchenverlängerungen	Stromlinienförmige, leichte Griffschaft-Konstruktion mit glatten Kanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung




Valve XS Retractor System

SKU **RM-VXRS-1**

PREIS **\$999 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Valve XS Retractor System für lateralen Zugang	Doppelgelenk-Konfiguration
1	Einzelvalve mit Ball-Snap-Verschluss	53 x 36 mm
1	Zubehör für lateralen Rippenretractor (biegsam)	60 x 35 mm
1	Valve XS Verbindungsklemme Typ B	Strukturklemme
1	Retraktionsstab	9" (230 mm)
1	Retraktor für MICS CABG	Spezialkomponente
1	Einsetzinstrument für Atrium-Lift Retraktorvalven	Spezielles Applikationswerkzeug
1	Einzelvalve	30 x 35 mm
1	Einzelvalve	40 x 35 mm
1	Einzelvalve	50 x 35 mm
1	Einzelvalve	60 x 35 mm
1	Einzelvalve	70 x 35 mm
1	Sterilisationsbox	Lagerungsbehälter





Vascular Lobster System

SKU **RM-VLS-1**

PREIS **\$2,699 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Lobster Frame	—
1	Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame	—
8	Lobster Retractor Clamp	—
2	Lobster Mayo Swivel Retractor	¾" x 2"
1	Lobster Mayo Swivel Retractor	3½" x 2"
1	Lobster Fence Swivel Retractor	4" x 6"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" x 4½"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" x 6"
2	Lobster Renal Swivel Retractor	1" x 6"
1	Lobster Deaver Swivel Retractor	¾" x 4½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	2" x 6½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	3" x 6½"
1	Lobster Harrington Sweetheart Retractor	2" x 5"
1	Sterilization Box	—



Willauer-Deaver Retractor


SKU **RM-WDR-395-1**

PREIS **\$99 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
25 mm breite Valva — 25 mm breit x 108 mm Arbeitsfläche	RM-WDR-395-1-1	\$99
50 mm breites Blatt — 50 mm breit x 108 mm Arbeitsfläche	RM-WDR-395-1-2	\$149






Wylie Renal Vein Retractor

SKU **RM-WRVR-1**

PREIS **\$89 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
11 ¾" (29.85 cm) — Glattes, gebogenes Gefäßblatt	RM-WRVR-1-1	\$89
12.0" (30.48 cm) — glatt gebogenes Gefäßblatt	RM-WRVR-1-2	\$94
12 ½" (31.75 cm) — glatt gebogenes Gefäßblatt	RM-WRVR-1-3	\$99
12 ¾" (32.39 cm) — glatt gebogenes Gefäßblatt	RM-WRVR-1-4	\$104
13.0" (33.02 cm) — Glattes, gebogenes Gefäßblatt	RM-WRVR-1-5	\$109



Rultract Retractor System

SKU **RM-RRS-1**

PREIS **\$1,499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Spline-Tip, Doppelgelenkstativ/Klemme	Dient als primäre Montageschnittstelle und Klemmenverstellung
1	Hakenbaugruppe mit Snap-Clip	Fasst und hält chirurgisches Gewebe mittels Snap-Clip-Befestigung
1	Spline-Aufsatzstativ	Verbindet den oberen Rahmenabschnitt und stabilisiert die Stativbaugruppe



Bookwalter IMA Retraktorsystem

SKU **RM-BIRS-1**

PREIS **\$1,499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Vertikaler Verlängerungsstab	12" (30 cm)
1	Säulenkupplung	Standard
1	Horizontalstab	Standard
2	IMA-Ratschenmechanismus	Micro-Twist (< 1 mm)
1	IMA-Querstab	12" (30 cm)
2	IMA-Retraktorvalven	Standard IMA-Profil
1	Sterilisationscontainer	Schutzgehäuse



Breisky Vaginal-Retraktor

SKU **RM-BVR-1**

PREIS **\$89 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	100 mm × 25 mm — 28 cm bis 36 cm	Oberflächliche Vaginal- und Introitusexposition — \$89.00
1	100 mm × 35 mm / 40 mm — 28 cm bis 36 cm	Breites Halten der vorderen/hinteren Vaginalwand — \$89.00
1	130 mm × 20 mm / 30 mm — 28 cm bis 36 cm	Intermediäre Exposition des Scheidengewölbes — \$94.00
1	130 mm × 40 mm — 28 cm bis 36 cm	Tiefe Beckenbodenrekonstruktion — \$94.00
1	140 mm × 35 mm — 28 cm bis 36 cm	Zervikaler Zugang bei vaginaler Hysterektomie — \$99.00
1	160 mm × 20 mm / 35 mm — 28 cm bis 36 cm	Tiefer Gewölbezugang bei paröser Anatomie — \$99.00
1	180 mm × 25 mm — 28 cm bis 36 cm	Maximal tiefer Becken- und Apikalzugang — \$104.00
1	Schutzhülle / Box	Standardverpackung — Inklusive



Delee Universal Retractor

SKU **RM-DUR-1**

PREIS **\$129 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Delee Universal Retractor	24 cm Gesamtlänge, 50 × 70 mm gebogenes Blatt	\$129
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$129





Doyen Vaginal-Spekulum

SKU **RM-DVR-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Doyen Vaginal-Spekulum	Manuelles breitblättriges Vaginal-Spekulum mit Ringgriff	\$79
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung	\$79



Eastman Vaginalspekulum

SKU **RM-EVR-1**

PREIS **\$59 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
76 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-1	\$59
88 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-2	\$62
101 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-3	\$64



Guttman Geburtshilfe-Retraktor

SKU **RM-GOR-1**

PREIS **\$94 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
7.5 cm Blattverlängerung — 50 mm × 70 mm Basis mit 7.5 cm Verlängerung	RM-GOR-1-1	\$94
11.0 cm Blattverlängerung — 50 mm × 70 mm Basis mit 11 cm Verlängerung	RM-GOR-1-2	\$99



Heaney Hysterektomie-Retraktor

SKU **RM-HEHR-1**

PREIS **\$84 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
44 mm x 25 mm — 17 cm oder 27 cm	RM-HEHR-1-1	\$84
70 mm x 25 mm — 17 cm oder 27 cm	RM-HEHR-1-2	\$84
73 mm x 28.5 mm — 17 cm oder 27 cm	RM-HEHR-1-3	\$89
114 mm x 25 mm — 17 cm oder 27 cm	RM-HEHR-1-4	\$89



Heaney Simon Vaginal-Retraktor

SKU **RM-HSVR-1**

PREIS **\$139 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
27.0 cm (10.6") — kleine, mittlere, große Profile	RM-HSVR-1-1	\$139
29.2 cm (11.5") — kleine, mittlere, große Profile	RM-HSVR-1-2	\$149




Jackson Vaginalretraktor

SKU **RM-JVR-1**

PREIS **\$44 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
75 mm x 38 mm	RM-JVR-1-1	\$44
90 mm x 38 mm	RM-JVR-1-2	\$49
100 mm x 38 mm	RM-JVR-1-3	\$54



Kelly Sims Vaginal-Retraktor

SKU **RM-KSVR-1**

PREIS **\$84 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
18 cm	RM-KSVR-1-1	\$84
20 cm	RM-KSVR-1-2	\$89
23 cm	RM-KSVR-1-3	\$94
26 cm	RM-KSVR-1-4	\$99



Kristeller Vaginal-Retraktor

SKU **RM-KVR-1**

PREIS **\$44 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Schmale Blätter (75×10, 110×14, 110×17 mm)	Verfügbare Längen: 18 cm oder 22 cm · Klinischer Einsatz: Pädiatrie, Nullipara und enge Vaginalkanäle · Preis (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Mittlere Blätter (75×23, 80×25, 115×23 mm)	Verfügbare Längen: 18 cm oder 22 cm · Klinischer Einsatz: Standard-Vaginaluntersuchungen und kleinere Becken-OPs · Preis (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Breite/Tiefe Blätter (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm)	Verfügbare Längen: 18 cm oder 22 cm · Klinischer Einsatz: Tiefe Beckenbodenrekonstruktionen und vaginale Hysterektomien · Preis (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Schutzhülle / Box	Verfügbare Längen: Standard-Transportverpackung · Klinischer Einsatz: — · Preis (USD): Inklusive



Laterales ebonisiertes Vaginal-Spekulum

SKU **RM-LEVR-63-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Laterales ebonisiertes Vaginal-Spekulum	Abmessungen / Details: 6.3 cm Größenparameter, lasersicheres ebonisiertes Blatt · Enthaltene Menge: 1	\$79
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelverpackung für den Transport · Enthaltene Menge: 1	\$79



Lateral, nicht leitender Vaginal-Retraktor

SKU **RM-LNCVR-63-1**

PREIS **\$69 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Offenes Schaftprofil	Blattbreite: 6.3 cm · Klinische Hauptrolle: Erhöhte intraoperative Instrumentenfreiheit bei LEEP/LLETZ · Preis (USD): \$69.00
1	Geschlossenes verlängertes Schaftprofil	Blattbreite: 6.3 cm · Klinische Hauptrolle: Optimierte laterale Verdrängung der Vaginalschleimhaut und Laserablation · Preis (USD): \$69.00
1	Schutzhülle / Box	Blattbreite: Standard-Transportverpackung · Klinische Hauptrolle: — · Preis (USD): Inklusive



Lateral-Wall Vaginal Retractor

SKU **RM-LWVR-1**

PREIS **\$109 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
23 cm	RM-LWVR-1-1	\$109
26 cm	RM-LWVR-1-2	\$114
28 cm	RM-LWVR-1-3	\$119



Lone Star Retractor (Gynäkologie & Urologie für Männer)

SKU **RM-LSR-GMU-1**

PREIS **\$399 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Kleiner Ring — 16.6 cm x 16.2 cm (Gynäkologie/Urologie)	RM-LSR-GMU-1-1	\$384
Standardring — 25.3 cm x 11.3 cm (Gynäkologie/Urologie)	RM-LSR-GMU-1-2	\$399
Großer Ring — 32.5 cm x 18.3 cm (Gynäkologie/Urologie)	RM-LSR-GMU-1-3	\$414



O'Sullivan-O'Conner Vaginal-Retraktor

SKU **RM-OSVR-28-1**

PREIS **\$399 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Haupt-Retraktorrahmen-Chassis	Abmessungen (Länge × Breite): 28 cm Rahmen (gebogen oder oval) · Menge: 1 Rahmen · Preis (USD): Im Set enthalten (\$399.00)
1	Kleine austauschbare Valve	Abmessungen (Länge × Breite): 1.3 cm × 4.7 cm stumpfe Valve · Menge: 1 Valve · Preis (USD): Im Set enthalten
1	Mittlere austauschbare Valve	Abmessungen (Länge × Breite): 3.8 cm × 8.9 cm stumpfe Valve · Menge: 1 Valve · Preis (USD): Im Set enthalten
1	Große austauschbare Valve	Abmessungen (Länge × Breite): 4.4 cm × 8.9 cm stumpfe Valve · Menge: 1 Valve · Preis (USD): Im Set enthalten
1	Schutzverpackung / Transportbox	Abmessungen (Länge × Breite): Standard-Transportverpackung · Menge: 1 Box · Preis (USD): Im Set enthalten



Pelvic Retractor Blunt

SKU **RM-PRB-105-1**

PREIS **\$89 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Pelvic Retractor Blunt	Länge 10 1/2" (26.67 cm), 1" breites massives stumpfes Blatt	\$89
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$89



Isolierter Redundant Nonconductive Wall Retractor

SKU **RM-RNWR-7IN-1**

PREIS **\$99 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Mittel — 7 in, 9.0×2.0 cm blade	RM-RNWR-7IN-1-1	\$99
Groß — 7 in, 9.0×2.5 cm Blatt	RM-RNWR-7IN-1-2	\$109
X-Large — 7 in, 9.0×3.0 cm Blatt	RM-RNWR-7IN-1-3	\$119



Redundant Wall Retractor

SKU **RM-RWR-18-1**

PREIS **\$89 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Mittel — 18 cm, 5.7×2.2 cm blade	RM-RWR-18-1-1	\$89
Groß — 18 cm, 7.0×2.2 cm Blatt	RM-RWR-18-1-2	\$99
X-Large — 18 cm, 10.8×3.0 cm Blatt	RM-RWR-18-1-3	\$109



Rigby Selbsthaltender Vaginalspreizer

SKU **RM-RSRVR-18-1**

PREIS **\$69 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Rigby Selbsthaltender Vaginalspreizer	18 cm Gesamtlänge, 63,5 mm tiefe glatte Valven, Rastersperre	\$69
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$69



Sims Vaginal-Retraktor

SKU **RM-SVR-19-1**

PREIS **\$91 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
63.5 mm × 25 mm — Poliert oder Ebonisiert	RM-SVR-19-1-1	\$91
76.0 mm × 32 mm — Poliert oder Ebonisiert	RM-SVR-19-1-2	\$93
82.5 mm × 32 mm — Poliert oder Ebonisiert	RM-SVR-19-1-3	\$95
82.5 mm × 38 mm — Poliert oder Ebonisiert	RM-SVR-19-1-4	\$97
89.0 mm × 41 mm — Poliert oder Ebonisiert	RM-SVR-19-1-5	\$99



Sims Vaginal-Retraktor — Hohlgriff

SKU **RM-SVRHGH-23-1**

PREIS **\$89 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
70 mm x 25 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-1	\$89
76 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-2	\$94
90 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-3	\$99



St. Marks Pelvic Retractor

SKU **RM-SMPR-1**

PREIS **\$79 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
11 ½" Variante mit Lippe — 11 ½" (29.2 cm)	RM-SMPR-1-1	\$79
13" Variante mit Lippe — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-2	\$84
13" Variante ohne Lippe — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-3	\$89






Bookwalter GYN Retractor System

SKU **RM-BGRS-1**

PREIS **\$1,699 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Stativstange	12" (30 cm)
1	Stativkupplung	Standard
1	Horizontalarm	Standard
4	Kippratschen-Mechanismen	Multi-Winkel
1	Perinealring mit Kerben	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Laterale Vaginalvalven	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Posteriore Vaginalvalve	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Sterilisationscontainer	Schutzgehäuse




Bookwalter GYN Magrina Beckenchirurgie-Retraktorsystem

SKU **RM-BGMPRS-1**

PREIS **\$1,499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Field Post (Stativsäule)	12" (30 cm)
1	Post Coupler (Kupplung)	Standard
1	Horizontale Flex-Bar	Standard, mehrgelenkig
1	Perinealring mit Kerben	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
4	Rotierende Kippratsche	Standard mit Ringarretierung
2	Vaginale Lateral-Valven	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Vaginale Posterior-Valve	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Sterilisationsbox	Schutzbehälter





Bookwalter StrongArm GYN-Chirurgiesystem

SKU **RM-BSAGYN5-1**

PREIS **\$1,599 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	StrongArm Plus (Top Mount) mit Schienenkloben	Gelenkig / Tischschienen-kompatibel
4	Selbsthaltende Neigungsratsche	Standard-Multiwinkel
1	Perinealring mit Einkerbungen	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Vaginale Lateralvalven	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Vaginale Posteriorvalve	1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Sterilisationsbehälter	Schutzgehäuse




Bookwalter Perineal Surgery Retractor

SKU **RM-BPRS-1**

PREIS **\$2,199 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Haltestab	12" (30 cm)
2	Gelenkkloben	Standard
1	Horizontale Stange	Standard
1	Vertikale Verlängerungsstange	12" (30 cm)
5	Kipp-Ratschenmechanismen	Standard Multi-Winkel
1	Halbkreissegmente	8½" Durchmesser (21.6 cm)
1	Perinealring mit Kerben	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Vaginale posteriore Valven	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
2	Biegsame Valven	½" × 4" (1.3 × 10.2 cm)
2	Biegsame Valven	¾" × 4" (1.9 × 10.2 cm)
2	Biegsame Valven	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Sterilisationsbehälter	Schutzgehäuse





Verstellbarer Mayfield-Adapter

SKU **RM-AMA-1**

PREIS **\$1,199 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Verstellbarer Mayfield-Adapter	Bietet eine sichere Montageplattform für Mayfield-Kopfhalterungssysteme an OP-Tischen ohne integrierte Aufnahmebohrungen
2	Verstellbare Endhalterungen	Fixieren den Adapter an den Seitenschiene des OP-Tisches und passen sich verschiedenen Tischbreiten an
Mehrere	Montagebohrungen	Ermöglichen die laterale Einstellung und flexible Positionierung der Schädelklemmen-Basiseinheit



Adson Cerebellum Wundsperrer

SKU **RM-ACR-1**

PREIS **\$159 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Klein — 6.5 in, 22 mm tief	RM-ACR-1-1	\$149
Standard — 7.5 in, 22 mm tief	RM-ACR-1-2	\$159
Groß — 9.5 in, 22 mm tief	RM-ACR-1-3	\$174



Adson selbsthaltender Zerebellar-Retraktor

SKU **RM-ASCR-1**

PREIS **\$199 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Klein — 6.5 in, 4x4 Zinken	RM-ASCR-1-1	\$189
Standard — 7.5 in, 4x4 Zinken	RM-ASCR-1-2	\$199
Groß — 9.5 in, 4x4-zinkig	RM-ASCR-1-3	\$214



Anderson-Adson selbsthaltender Kleinhirnspreizer

SKU **RM-AASCR-1**

PREIS **\$199 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Klein — 6.5 in, 4x4 scharfe Zinken	RM-AASCR-1-1	\$189
Standard — 7.5 in (19 cm), 4x4 scharfe Zinken, 13 mm Tiefe	RM-AASCR-1-2	\$199
Groß — 9.5 in, 4x4-zinkig scharf	RM-AASCR-1-3	\$214



Budde Halo Retractor

SKU **RM-BHR-1**

PREIS **\$2,499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Halo Ring	Doppelt klappbares, kreisförmiges Design
3	Halo Flex Arm	9 in (229 mm)
2	Budde Halo Support Bracket	Hochleistungs-Befestigungsklammern
2	Budde Halo Support Rod	5/16 in Durchmesser
1	Budde Halo Pattie Tray	Integrierte perforierte Schale
1	Budde Halo Mini Vise	Klemmblock aus Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)
2	Budde Curved Retractors	Konische Hirnspatel
2	TEW Micro Retractor Blades	Mikro-Blätter aus Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)
2	Halo Adjustment Wrenches	System-Arretierungswerkzeuge
1	Sterilization Box	Perforiertes Ordnungssieb






Contour Wundspreizer für die Kopfhaut, selbsthaltend

SKU **RM-CSRSR-1**

PREIS **\$99 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
3×4 Zinken, stumpf	RM-CSRSR-1-1	\$99
3×4 Zinken, scharf	RM-CSRSR-1-2	\$99



Cushing Decompressions-Retraktor

SKU **RM-CDR-215-1**

PREIS **\$59 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Cushing Decompressions-Retraktor	21.5 cm Länge, 13 x 19 mm fenstrierte Sattelvalva	\$59
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$59



Dandy Nervhäkchen

SKU **RM-DNR-20-1**

PREIS **\$25 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Gerade — 20 cm Gesamtlänge, gerader stumpfer Haken — Direkte Hirnnervenexploration und Wurzelmobilisation	RM-DNR-20-1-1	\$25
Abgewinkelt Rechts Gebogen — 20 cm Gesamtlänge, rechts gebogener Haken — Navigation der rechtsseitigen lateralen Rezessus und Schädelbasisnerven	RM-DNR-20-1-2	\$25
Abgewinkelt Links Gebogen — 20 cm Gesamtlänge, links gebogener Haken — Navigation der linksseitigen lateralen Rezessus und Schädelbasisnerven	RM-DNR-20-1-3	\$25




Greenberg Retractor Kit

SKU **RM-GRK-1**

PREIS **\$3,499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Greenberg Retractor Primärklemmen	Standard-Passform für Kopfklemmen (6 in / 152 mm) – arretiert direkt an Mayfield- oder starren Kopfhaltersystemen
4	Greenberg Retractor Sekundärklemmen	Standard-Stangenpassung (12 in / 305 mm) – verbindet Primär- und Sekundärstangen zum Aufbau des Außenrahmens
4	Greenberg Retractor Gelenkarme, lang	Länge 9.5 in (241 mm) – artikulierende Friktionsarme zur Aufnahme und Positionierung der Retraktorvalven
1	Greenberg Retractor Handauflage	Länge 10 in (254 mm) – ergonomische Stützplattform zur Stabilisierung der Chirurgenhände
1	Greenberg Retractor Watteplattenschale	6.75 in x 3 in (172 mm x 76 mm) – Montage am Rahmen zur Aufnahme von kochsalzgetränkten Cottonoids/Patties
1	Greenberg Retractor Sterilisationssieb	17 in x 10 in x 2.375 in – perforierte, robuste Organisationsbox
1	Greenberg biegsame, konische Retraktorvalve	9 in, Breite ¼ in x ¾ in (6 x 19 mm) – extra breite Valve für großflächige kortikale Retraktion
1	Greenberg biegsame, konische Retraktorvalve	9 in, Breite 5/32 in x ¾ in (4 x 16 mm) – mittlere Breite für lobäre und subtemporale Exposition
1	Greenberg biegsame, konische Retraktorvalve	9 in, Breite ¾ in x ½ in (3 x 13 mm) – Standard-Valve für tiefen interhemisphärischen oder zisternalen Zugang
1	Greenberg biegsame, konische Retraktorvalve	9 in, Breite 3/32 in x ¾ in (2.4 x 9.5 mm) – fein konische Valve für schmale Wege an der Schädelbasis
1	Greenberg biegsame, konische Retraktorvalve	9 in, Breite 1/16 in x ¾ in (1.6 x 6 mm) – Mikro-Valve für die filigrane Retraktion von Nerven und Gefäßen




Greenberg Simplicity Retractor

SKU **RM-GSR-1**

PREIS **\$2,499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Greenberg Primary Bar	6" (15 cm) – starre Einpunkt-Verankerung am Schädelklemmenpfosten
1	Greenberg Floating Secondary Bar	12" (30 cm) – fokussierte Sekundärschiene zur Montage von Gelenkarmen
4	Greenberg Long Retractor Arms	9.5" (24 cm) – Mehrachsen-Gelenkarme für präzisen Valvenhalt
1	Greenberg Hand Rest	10" (25 cm) – verstellbare Unterarmstützplattform
1	Greenberg Pattie Tray	3" x 6¾" (7.5 x 16.8 cm) – Montage am Rahmen zur Ablage von Watteplatten und Instrumenten
1	Kompakte Sterilisationsbox	Maßgefertigtes Layout – kompakter, perforierter Organizer und Sterilisationsbehälter
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x ¼" x ¾" – extrabreite Valve für umfassenden kortikalen Schutz
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 5/32" x ¾" – mittelbreite Valve für die lobäre Retraktion
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x ¼" x ½" – Standard-Valve für tiefen interhemisphärischen Zugang
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 3/32" x ¾" – fein konisch zulaufende Valve für enge zisternale Wege
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 1/16" x ¾" – Mikro-Valve für die filigrane Nerven- und Gefäßseparation





Hoer Nervenretractor

SKU **RM-HNR-22-1**

PREIS **\$24 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Hoer Nervenretractor	22 cm Gesamtlänge, gebogene atraumatische Nervenspitze	\$24
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$24



Leyla Retractor

SKU **RM-LR-1**

PREIS **\$1,199 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Fixierbasis für zwei flexible Arme	Zentraler Montageblock, der beide flexiblen Arme am Haltestab verankert
2	Flexible Arme	Mehrgelenkige Friktionsarme, die für eine präzise Positionierung um 360 Grad beweglich sind
2	Halterungen für flache Hirnspatel	Endseitige Montageadapter zur Verbindung der Spatel mit den flexiblen Armen
1	Kugelgelenk für Tischfixierung	Mehrachsiges Gelenk, das eine flexible Anwinkelung des Haltestabs an der Tischschiene ermöglicht
1	Haltestab für Fixierung	Massive Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)stange, die das System über die OP-Abdeckebene hebt
1	Kupplungskopf	Hochleistungs-Klemmblock zur Arretierung des Haltestabs an den Seitenschiene des OP-Tisches
2	Halter für flache Hirnspatel	Präzisions-Spannmechanismen zum sicheren Greifen flacher/flexibler Hirnspatel
1	Aufbewahrungskoffer aus Holz	Passgenaue Schutzbox für sichere Lagerung, Transport und Bestandskontrolle





Mayfield Headrest

SKU **RM-MHR-1**

PREIS **\$699 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Modell für Erwachsene	RM-MHR-1-A	\$699
Pädiatrisches Modell	RM-MHR-1-P	\$799



Mayfield Skull Clamp

SKU **RM-MSC-1**

PREIS **\$2,499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Standard Mayfield Skull Clamp System	Bietet rigide Schädel-fixierung und stabile Kopfpositionierung während der Operation
2	Zusätzliche Schädel-Pins	Ersatz-Fixierungspins für Eingriffe bei Erwachsenen oder in der Pädiatrie
1	Aluminium-Sterilisationsbox mit Silikonmatte	Schützt, organisiert, lagert und sterilisiert das komplette System



Miskimon Cerebellar Retractor

SKU **RM-MCR-19-1**

PREIS **\$139 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Miskimon Cerebellar Retractor	Abmessungen / Details: 19 cm Gesamtlänge, 7x7 nach außen gebogene scharfe Zähne, Ratschensperre · Enthaltene Menge: 1	\$139
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelne Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$139





Oldberg Wundhaken

SKU **RM-OR-21-1**

PREIS **\$49 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
13.0 mm breites Blatt	RM-OR-21-1-1	\$49
15.0 mm Breite Valvula	RM-OR-21-1-2	\$49
19.0 mm Blattbreite	RM-OR-21-1-3	\$49



Scoville Nervenhook

SKU **RM-SNR-165-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Scoville Nervenhook	16.5 cm Gesamtlänge, konturierte abgewinkelte Spitze, schlanker Schaft	\$29
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$29



Smithwick Nerve Retractor

SKU **RM-SNR-29-1**

PREIS **\$29 USD**

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS
Klein — 17 cm, gebogener stumpfer Haken	RM-SNR-29-1-1	\$29
Mittel — 21 cm, gebogener stumpfer Haken	RM-SNR-29-1-2	\$29
Standard — 29 cm, gebogener stumpfer Haken	RM-SNR-29-1-3	\$29




Greenberg Retractor

SKU **RM-GR-1**

PREIS **\$3,999 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Primärstäbe	6" (15 cm) — zur direkten Montage an starren Schädelklemmenposten
4	Schwimmende Sekundärstäbe	12" (30 cm) — erweitert den äußeren Stützperimeter um die Kraniotomie
4	Lange Retraktor-Flexarme	9,5" (24 cm) — mehrgelenkige Reibungsarme zur Valvenpositionierung
2	Handauflagen	10" (25 cm) — physische Unterarmstütze zur Reduzierung der Chirurgenermüdung
1	Konische Retraktorvalve	¼" bis ¾" (6 mm bis 19 mm) — extra breite Valve für großflächige kortikale Retraktion
1	Konische Retraktorvalve	5/32" bis ¾" (4 mm bis 16 mm) — mittlere Valve für lobären und subtemporalen Zugang
1	Konische Retraktorvalve	⅛" bis ½" (3 mm bis 12,5 mm) — Standardvalve für tiefe interhemisphärische Korridore
1	Konische Retraktorvalve	3/32" bis ⅝" (2,4 mm bis 9 mm) — fein konische Valve für schmale Schädelbasispfade
1	Konische Retraktorvalve	1/16" bis ¼" (1,5 mm bis 6 mm) — Mikrovalve für delikate nervale/vaskuläre Retraktion
1	Aluminium-Pattie-Schale	3" × 6¼" (7,5 cm × 16,8 cm) — rahmenmontiert zur Organisation von Neuro-Patties
1	Sterilisationssieb	17" × 10" × 2½" (43 cm × 25 cm × 6,3 cm) — robustes, perforiertes Ordnungssieb



Sugita Mehrzweck-Kopfframe

SKU **RM-SMH-SET-1**

PREIS **\$4,999 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Smart Fix C-Halter	Starres C-Klammer-Chassis, das den Basisrahmen mit dem Operationstisch verbindet
1	Smart Fix Gelenk	Gelenkiger Verbindungsblock einschließlich 2 spezieller Befestigungsschrauben
1	Smart Fix Stopperhülse	Verriegelungsführungshülse, die axiale Rahmenverschiebung verhindert
1 Set	Smart Fix Kopfstift, Standard	Konischer Schädelfixierungsstift für Standard-Kraniotomien bei Erwachsenen
1 Set	Smart Fix Kopfstift, Lang	Verlängerter Schädelfixierungsstift für dicke Schädelknochenprofile
1	Flexible Basiseinheit	Mehrgelenkige Artikulationsbasis, die Tischbefestigungen verbindet
1	Rahmeneinheit	Halbrunder Hauptstruktur-Bogen, der 360° Zubehörfestigung ermöglicht
1 Set	Feder-Skalpschellen-Reraktoren	Elastische Spannungsskalpschellen-Reraktoren für hämostatischen Halt
1	Federhaken-Versteller	Spannungs-Wählmechanismus zur Steuerung der Zugkraft des Skalpschellen
1 Set	Retractor Slide Adjustor II	Präzisions-Mikro-Vorschub-Gleithalterung für Hirnspatel
1	Handauflage (Zentral)	Ergonomischer Unterarm- und Handgelenkstabilisator für den Mikrochirurgen
1	Handauflage R	Rechte anatomische Unterarmstütze
1	Handauflage L	Linke anatomische Unterarmstütze
1	Verstellbare Handauflage mit Dom-Schraube	Gelenkige Handauflage mit sphärischer Dom-Verriegelung
1	Verstellbare Handauflage mit Schieber	Longitudinale verschiebbare Handauflage für variable Operationswinkel
1	Instrumentenablage	Sterile Ablageschale für Saugrohre und Mikroinstrumente
1	Watteplatte	Ablagefläche für neurochirurgische Tupfer und Wattebäusche
1	Watteplatten-Versteller	Gelenkiger Positionierungsarm für die Wattebäusche-Plattform
1	Unterlochbefestigung	Zusätzliche Montagehalterung für periphere Hirnretractoren
1	Sterilisationsbox	Maßgeschneiderter Transportcontainer aus Aluminium/Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) zur Organisation





Judd-Masson Self Retaining Retractor

SKU **RM-JMSR-399-1**

PREIS **\$399 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Hochbelastbarer selbsthaltender Basisrahmen	Mehrpunkt-Chassis für breite 3D-Sichtbarkeit
2	Feststehende flache Seitenvalven	69 mm tiefe, nach außen gerichtete Segmente mit schützenden 90-Grad-Fensterungen
1	Verstellbare Mittelvalven-Komponente	Massive Flachvalve zur sicheren Anpassung an innere Organstrukturen
1	Doppel-Ratschenarretierung	Duale mechanische Arretierclips zur Steuerung der Expansion beider Valvensysteme
2	Ergonomische Retraktorarme	Leichtgewichtige, strukturierte Griffe mit gewbeschonenden Kanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung



Turner-Warwick Urologie-Retraktor

SKU **RM-TWUR-549-1**

PREIS **\$549 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltender kreisförmiger Basisrahmen	Starrer 180 mm x 140 mm Ringrahmen für 360-Grad-Sichtbarkeit
6	Verstellbare Krallenblätter mit gebogenen Doppelspitzen	13 mm x 14 mm multidirektionale Retraktionsblätter für fibröses Gewebe
6	Schnellschiebe-Arretierstifte	Geschlitzte manuelle Verschlüsse zur sicheren Fixierung der Gewebespannung
2	Ergonomische Retraktor-Greifarme	Leichte, strukturierte Griffrahmen mit glatt geschmiedeten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung





Urology Lobster Expanded Retractor

SKU **RM-ULER-1**

PREIS **\$3,499 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
8	Lobster Retraktorklemme	—
1	Lobster Tischklemme mit Vertikalsäule & Rahmenkupplung	—
1	Lobster Gelenkarm	—
1	Lobster Rahmen	—
2	Lobster Mayo Schwenkretractor	2" × 2"
2	Lobster Mayo Schwenkretractor	2¾" × 2"
1	Lobster Deaver Schwenkretractor	2¾" × 4½"
1	Lobster Deaver Schwenkretractor	1½" × 6"
1	Lobster Harrington Sweetheart Retraktor	2" × 5"
1	Lobster Harrington Retraktor	2.5" × 6"
1	Lobster biegsamer Schwenkretractor (perforiert)	2" × 6½"
1	Lobster biegsamer Schwenkretractor (perforiert)	3" × 6½"
1	Lobster Marshall biegsamer Blasenretractor, schwenkbar	3" × 6"
1	Lobster Fence Schwenkretractor	4" × 6"
1	Lobster Splanchnikus Schwenkretractor	2" × 4½"
1	Sterilisationsbox	—




Bookwalter Urology Retractor System

SKU **RM-BURS-1**

PREIS **\$2,399 USD**

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Stativstab	12" (30.5 cm)
1	Stabkupplung	Standard
1	Horizontaler Flexarm	1" Durchmesser (2.5 cm)
8	Neigbare Ratschenmechanismen	Mehrwinkel
1	Segmentierter Ring	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Segmentierter Ring	8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm)
1	Biegsame Valve	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Biegsame Valve	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
2	Kelly-Valven	1" × 2½" (2.5 × 6.4 cm)
1	Kelly-Valve	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
2	Kelly-Valven	2" × 2½" (5.1 × 6.4 cm)
3	Vaginal-Lateral-Valven	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Renal Wylie Valve	1" × 7" (2.5 × 17.8 cm)
1	Sterilisationsbox	Schutzbehälter



BESTELLUNG & SUPPORT

So bestellen Sie bei Retractor Maker

Bestellung & Zahlung

- Senden Sie uns Ihre Liste mit Artikelnummern, Größen, Mengen und Lieferland über das Angebotsformular, per E-Mail oder WhatsApp.
- Wir bestätigen Konfiguration, Preis, Lieferzeit und Versand schriftlich in einem Angebot.
- Die Zahlung erfolgt im Voraus per Banküberweisung auf unser Firmenkonto. Kredit- und Debitkartenzahlung kann auf Kundenwunsch eingerichtet werden.

Lieferzeiten

- Auf Lager: Versand innerhalb von 5 Werktagen, danach ca. 7 Tage weltweite Lieferung.
- Nachbestellung: 17-20 Werktagen Fertigung, danach ca. 9 Tage weltweite Lieferung.

Muster bestellen

- Muster sind für Distributoren, Krankenhäuser und medizinische Lieferanten verfügbar, die unsere Instrumente für größere Abnahmen prüfen.
- Senden Sie uns die benötigten Artikelnummern und Mengen; wir erstellen ein Angebot für Muster und Versand in Ihr Land. Muster vom Lager werden innerhalb von 5 Werktagen versandt.

Pflege & Sterilisation

- Reinigen Sie die Instrumente direkt nach dem Gebrauch, spülen und trocknen Sie sie vollständig und prüfen Sie Klingen, Zähne und Rasten.
- Edelstahl-Reraktoren eignen sich für die Dampfsterilisation (Autoklav); befolgen Sie den validierten Zyklus Ihrer Einrichtung.
- Bewahren Sie die Instrumente an einem sauberen, trockenen Ort in Trays oder Halterungen auf, die Klingen und Spitzen schützen.

Ausführliche Anleitungen finden Sie unter retractormanufacturer.com: Bestellung & Zahlung, Muster bestellen sowie Pflege & Sterilisation.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest