



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Gelpi Profundo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Gelpi Profundo

SKU RM-DGR-SERIES-1

\$68 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
3 ½" - 4 ½" — Aguda, Roma, Aguda angulada, 90°, Ángulo recto — Cirugía menor superficial, mano y exposición pediátrica	RM-DGR-SERIES-1-1	\$68
5 ½" - 6 ¾" — Agudo, Romo, Agudo angulado, 90°, Ángulo recto — Acceso a tejidos blandos intermedios, plástica y cervical	RM-DGR-SERIES-1-2	\$74
7 ½" - 7 ¾" — Agudo, Romo, Agudo Angulado, 90°, Ángulo Recto — Laminectomía lumbar estándar y retracción articular	RM-DGR-SERIES-1-3	\$84
9 ¼" - 12" — Agudo, Romo, Agudo Angulado, 90°, Ángulo Recto — Pelviana de cavidad profunda, bariátrica y fusión espinal multinivel	RM-DGR-SERIES-1-4	\$94

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Gelpi Profundo es un instrumento quirúrgico autoestático esencial, diseñado específicamente para proporcionar una retracción de tejidos confiable a múltiples profundidades en una amplia variedad de especialidades quirúrgicas. Fabricado con puntas curvadas hacia afuera que se anclan firmemente en los bordes de la herida, este separador permite a los equipos quirúrgicos lograr un acceso operatorio amplio, eliminando la fatiga manual del asistente.

Diseñado para adaptarse a cada profundidad anatómica y escenario clínico, la serie del Separador Gelpi Profundo presenta una extensa matriz de opciones personalizables. Los cirujanos pueden elegir entre diez longitudes totales: 3 ½" (\$68), 4 ½" (\$72), 5 ½" (\$76), 6 ½" (\$74), 6 ¾" (\$80), 7 ½" (\$84), 7 ¾" (\$88), 9 ¼" (\$94), 11" (\$102) y 12" (\$109). Las puntas de trabajo y los brazos están disponibles en Puntas Agudas, Puntas Romas, Puntas Agudas Anguladas, Angulados a 90 Grados y Brazos en Ángulo Recto. Su cremallera de precisión con anillos de fijación se bloquea firmemente bajo la contratensión del tejido.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de calidad médica premium con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Gelpi Profundo para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los quirófanos de todo el mundo una rigidez mecánica excepcional, una acción de cremallera suave y durabilidad de por vida.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest