



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор венечного отрезка по Hargis с цепью

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор венечного отростка по Hargis с цепью

SKU RM-HCRWC-1

\$49 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Ретрактор венечного отростка по Hargis	Общая длина 19 см, лопатка с выемкой — 1
1	Интегрированная ретракционная цепь	Усиленная цепь из нержавеющей стали 20 см — 1
1	Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор венечного отростка по Hargis с цепью представляет собой специализированный челюстно-лицевой инструмент, разработанный для обеспечения надежной и стабильной экспозиции венечного отростка и восходящей ветви нижней челюсти во время ортогнатических операций. Анатомический клювовидный наконечник с выемкой плотно фиксируется за передний край венечного отростка, безопасно отодвигая сухожилие височной мышцы от линии сагиттального распила и костных пил.

Данная конфигурация Hargis Coronoid Retractor With Chain длиной 19 см (\$49) дополнена усиленной цепью длиной 20 см, рассчитанной на значительные операционные нагрузки. Цепной механизм позволяет крепить стандартные хирургические грузы или использовать драпировку для создания постоянной гравитационной тяги, что устраняет усталость рук ассистента и освобождает операционное поле. Изогнутая форма лопатки точно повторяет контуры ветви челюсти, не травмируя глубокие отделы слизистой оболочки рта.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатиновым покрытием, инструмент Retractor Maker выдерживает многократные циклы стерилизации, обеспечивая

челюстно-лицевым хирургам исключительную коррозионную стойкость, механическую стабильность и долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest