



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Balfour USA Wundspreizer, selbsthaltend

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Balfour USA Wundspreizer, selbsthaltend

SKU RM-BUSRR-1

\$399 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
4 Sets (insgesamt 8 Valven)	Seitenvalven	65 mm, 85 mm, 105 mm und 155 mm tief
1	Balfour-Mittelvalve	70 mm breit × 70 mm tief
1	Gerade Mittelvalve	70 mm breit × 100 mm tief
1	Balfour-Rahmen	Zentraler Tragrahmen mit Feststellschraube

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Balfour USA Wundspreizer ist eine international anerkannte Plattform für die abdominale Chirurgie, entwickelt für die zuverlässige, freihändige Exposition von Weichteilgewebe bei explorativen Laparotomien und Beckenoperationen. Durch einen starren Gleitrahmen mit Zahnstangenantrieb fixiert dieses Instrument bilaterale Wundränder mittels mechanischer Gegentraction, was OP-Assistenten entlastet und eine stabile Sicht gewährleistet.

Das Balfour USA Set ist für umfassende prozedurale Flexibilität konzipiert und verfügt über eine modulare Architektur. Das System umfasst einen soliden Balfour-Rahmen, vier Paare lateraler Valven (65 mm, 85 mm, 105 mm und 155 mm tief) für schlanke bis bariatrische Bauchwände, eine 70 × 70 mm Balfour-Mittelvalve sowie eine 70 × 100 mm gerade Mittelvalve für die tiefe Blasen- und Viszeralretraktion.

Geschmiedet aus nicht-magnetischem, medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Finish, liefert Retractor Maker den Balfour USA Wundspreizer unsteril und voll autoklavierbar in einer schützenden Einzelverpackung, was chirurgischen Zentren höchste Zuverlässigkeit und vollständige Sterilisationskompatibilität bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest