



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Costal DeBakey

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Costal DeBakey

SKU RM-DRS-SET-1

\$449 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura de Trilho de Expansão Paralela de Alta Resistência	Trilho deslizante que proporciona alargamento ósseo estrutural linear (150 mm ou 200 mm)
6 (3 Pares)	Lâminas Laterais Destacáveis Estilo Gancho	3 pares de lâminas intercambiáveis com bordas curvas antiderrapantes
1	Trava de Parafuso de Tensão Integrada	Parafuso de bloqueio de rotação manual para minimizar a fadiga do usuário
2	Braços Extensores Ergonômicos	Cabos leves com bordas externas lisas e atraumáticas
1	Caixa / Armazenamento Protetor	Embalagem de transporte padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Costal DeBakey é um sistema de retração cirúrgica cardiotorácica de elite, desenvolvido especificamente para proporcionar a separação segura e expansiva das costelas e o deslocamento da parede torácica durante procedimentos pulmonares de grande porte e cirurgias de coração aberto. Projetado com um trilho deslizante de expansão paralela ultra-rígido, este instrumento permite que os cirurgiões alarguem o espaço intercostal com linearidade mecânica suave, distribuindo as cargas nos tecidos uniformemente para evitar fraturas de costelas e compressão do feixe neurovascular.

Construído conforme especificações clínicas rigorosas, este conjunto completo do Afastador Costal DeBakey (\$449) apresenta uma estrutura de trilho de expansão paralela robusta, proporcionando o alargamento ósseo estrutural linear em limites de expansão máxima de 150 mm ou 200 mm. Fabricado artesanalmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o sistema modular é fornecido com 6

lâminas laterais destacáveis (3 pares de lâminas intercambiáveis com bordas curvas antiderrapantes) e 2 braços extensores ergonômicos com bordas externas lisas e atraumáticas. Seu parafuso de trava de tensão integrado com parafuso de bloqueio manual elimina a fadiga manual do assistente ao manter a contração rígida automaticamente.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Costal DeBakey para suportar cargas mecânicas imensas e repetidos ciclos de autoclave hospitalar, fornecendo a centros cirúrgicos cardiovasculares, unidades de trauma torácico e suítes de transplante em todo o mundo uma confiabilidade estrutural inabalável, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest