



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

絶縁型側方膣壁レトラクター (Lateral Nonconductive Vaginal Retractor)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines



絶縁型側方腔壁レトラクター (Lateral Nonconductive Vaginal Retractor)

SKU RM-LNCVR-63-1

\$69 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	オープンシャンクプロファイル	ブレード幅: 6.3 cm ・ 主な臨床的役割: LEEP/LLETZ中の術中器具クリアランスの向上 ・ 価格 (USD): \$69.00
1	クローズ型長シャンクプロファイル	ブレード幅: 6.3 cm ・ 主な臨床的役割: 側方腔粘膜の変位およびレーザー焼灼の効率化 ・ 価格 (USD): \$69.00
1	保護スリーブ / ボックス	ブレード幅: 標準輸送用パッケージ ・ 主な臨床的役割: — ・ 価格 (USD): 含む

製品詳細

Lateral Nonconductive Vaginal Retractorは、ループ電気切除術（LEEP）やレーザー焼灼術において、安全な側方腔壁の圧排を提供するために専用設計された婦人科手術用器具です。高完全性の非導電性誘電体ポリマー層でコーティングされており、浮遊電流や熱伝導による繊細な腔組織の損傷を防ぎます。

本モデルは標準構成として幅6.3 cmのブレード（\$69）を採用しています。術者は、器具の操作性を高めるオープンシャンク、または挿入をスムーズにするクローズ型長シャンクのいずれかを選択してカスタマイズ可能です。表面プロファイルは、高度に研磨された操作部と、劣化することなく高周波電磁手術の切断・凝固に耐えうる特殊絶縁作業層を組み合わせています。

プレミアムなドイツ製サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、露出した金属部には反射を抑えたサテン仕上げを施しています。Retractor Makerは、厳格な臨床的許容誤差に基づいて本製品を製造しており、世界中の手術室や婦人科クリニックに、優れた衛生状態、高い誘電抵抗、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest