



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Tebbetts Double-Ended Breast Retractor (テベッツ両頭式乳腺レトラクター)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines

Donald Cameron



Tebbetts Double-Ended Breast Retractor (テベッツ両頭式乳腺レトラクター)

SKU RM-TDEBR-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
23 cm リーチレイアウト — 37×70 mm ロングブレード / 22×54 mm ショートブレード — 標準的乳房下溝からの豊胸および乳輪周囲ポケット剥離	RM-TDEBR-1-1	\$69
31 cm (12.25") Reach — 37×70 mm ロングブレード / 22×54 mm ショートブレード — 深部大胸筋下ポケット作成、腋窩アプローチ豊胸術、および乳房再建術用	RM-TDEBR-1-2	\$89

製品詳細

Tebbetts Double-Ended Breast Retractorは、乳房増大術や再建術において、多用途かつ多層的な組織の挙上とポケットの術野確保を目的として特別に設計された、美容外科用両頭式レトラクターです。両端に異なる2つの湾曲ブレードを備えており、形成外科医は器具を持ち替えることなく、浅層の切開創の牽引から深層の大胸筋下ポケットの展開までスムーズに移行できます。

優れた手術操作性を実現するため、このTebbetts Double-Ended Breast Retractorは、長時間の症例でも操作性と触覚的なグリッ制御を最大限に高める特殊な金メッキハンドルを採用しています。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を手作業で加工し、標準的なアクセス用の 23 cm リーチ (\$69) と、深部ポケットの視覚化に適した 31 cm (12.25 inches) の延長リーチ (\$89) の2種類の全長で展開されています。両頭ブレードの寸法は、一端に 37 mm 幅 × 70 mm 長のロングブレード、もう一端に 22 mm 幅 × 54 mm 長のショートブレードを配し、いずれも血管損傷を防ぐ滑らかなアトラウマティック仕様の縁取りが施されています。

ブレード部分には反射を抑えたサテンマット仕上げを施し、エレガントな金メッキハンドルを備えた Retractor Maker 製の Tebbetts Double-Ended Breast Retractor は、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうる優れた耐食性と構造的剛性を備えています。世界中の美容・形成外科センターに対し、卓越した臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest