



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

小児用 Deaver 鉤

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



小児用 Deaver 鉤

SKU RM-PDR-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
17.5 cm (6.9")	RM-PDR-1-1	\$69
20.0 cm (7.9")	RM-PDR-1-2	\$74
22.0 cm (8.7")	RM-PDR-1-3	\$79

製品詳細

Retractor Maker の小児用 Deaver 鉤は、小児外科、泌尿器科、胸部外科の手術において、安全かつ愛護的に臓器や腹壁を圧排するために特別に設計された小児専用手術器具です。小さな解剖学的腔に合わせて小型化されており、脆弱な乳児の肝葉、脾臓、腸管、および骨盤内構造を、臓器の挫傷や漿膜損傷を引き起こすことなく保持することができます。

適応範囲の広い製品ラインナップとして、3つの全長モデルをご用意しています。新生児・乳児用の 17.5 cm (\$69)、小児用の 20.0 cm (\$74)、そして思春期の外科手術に適した 22.0 cm (\$79) です。最高品質の外科プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、ブレード幅は 8 mm、10 mm、12 mm の3種類から選択可能です。湾曲したフック状のブレード形状は滑らかで丸みを帯びた愛護的エッジを採用しており、人間工学に基づいたフラットハンドルは、術者に安定した手動レバレッジを提供します。

反射防止のサテンマット仕上げが施された本製品は、頻繁な滅菌処理やオートクレーブの繰り返しに耐えうる、非滅菌・再滅菌可能な手術室用デバイスとして製造されています。世界中の小児外科センターやこども病院に対し、優れた耐久性、耐食性、および完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest