



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Mão Universal Tupper's

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Mão Universal Tupper's

SKU RM-TUHR-1

\$699 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Mesa de Mão	Superfície operatória central
2	Suportes de Corrente Elevados	Suportes perimetrais da estrutura
2	Ganchos Suportes de Corrente	Pontos de fixação fixos
2	Ganchos Suportes de Corrente Deslizantes	Pontos de fixação ajustáveis
4	Correntes de Esferas com Ganchos de Pele	21 cm
6	Correntes de Esferas para Fixação de Braço/Punho	26 cm
1 Conjunto	Elásticos	5 unidades

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Mão Universal Tupper's é uma plataforma de afastamento cirúrgico aclamada internacionalmente, projetada para fornecer posicionamento preciso, mãos-livres e afastamento tecidual multidirecional durante procedimentos microcirúrgicos e de mão delicados. Ao ancorar a mão e os dedos do paciente a uma mesa operatória central via tensão elástica e de correntes de esferas, este sistema libera os assistentes cirúrgicos enquanto estabelece um campo microcirúrgico desobstruído.

Projetado para total adaptabilidade processual, este conjunto de Afastador de Mão Universal Tupper's apresenta uma mesa de mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) sólido, dois suportes de corrente perimetrais elevados, dois ganchos suportes de corrente fixos e dois ganchos suportes de corrente deslizantes que travam em qualquer lugar ao longo da estrutura. O conjunto inclui quatro correntes de esferas de 21 cm equipadas com ganchos de pele afiados, seis correntes de esferas de 26 cm para imobilização de punho e braço, e um conjunto de 5 unidades de elásticos de grau médico para contração digital elástica.

Fabricado inteiramente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico não magnético com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador de Mão Universal Tupper's não estéril e totalmente autoclavável dentro de uma caixa de embalagem protetora individual, entregando excepcional durabilidade clínica para centros de trauma de mão e reconstrutivos em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest