



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Kelly avec poignée ergonomique

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Kelly avec poignée ergonomique

SKU RM-KLR-GH-1

\$94 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	38 mm de long × 51 mm de large	Longueurs disponibles : 24 cm ou 26 cm · Poignées : Hollow Grip ou Lightweight Grip · Prix (USD) : \$94.00 / \$99.00
1	51 mm de long × 63 mm de large	Longueurs disponibles : 24 cm ou 26 cm · Poignées : Hollow Grip ou Lightweight Grip · Prix (USD) : \$94.00 / \$99.00
1	63 mm de long × 76 mm de large	Longueurs disponibles : 24 cm ou 26 cm · Poignées : Hollow Grip ou Lightweight Grip · Prix (USD) : \$94.00 / \$99.00
1	76 mm de long × 89 mm de large	Longueurs disponibles : 24 cm ou 26 cm · Poignées : Hollow Grip ou Lightweight Grip · Prix (USD) : \$94.00 / \$99.00
1	89 mm de long × 76 mm de large	Longueurs disponibles : 24 cm ou 26 cm · Poignées : Hollow Grip ou Lightweight Grip · Prix (USD) : \$94.00 / \$99.00
1	Étui de protection / Boîte	Longueurs disponibles : Emballage de transport standard · Poignées : — · Prix (USD) : Inclus

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Kelly avec poignée ergonomique représente une évolution ergonomique avancée de l'écarteur abdominal profond traditionnel, conçu spécifiquement pour combiner l'exposition des tissus profonds et la réduction de la fatigue de l'utilisateur. Doté d'une poignée profilée, cet instrument permet aux assistants

opératoires d'exercer une contre-traction continue et ferme sur les muscles denses et les viscères tout en prévenant les crampes manuelles lors des interventions prolongées.

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), cette série Kelly Retractor-Grip Handle offre un assortiment de longueurs, de largeurs et de configurations de poignées via le menu de commande personnalisée. Les chirurgiens peuvent choisir entre une poignée creuse (Hollow Grip) ou une poignée légère (Lightweight Grip), associées à des longueurs totales de 24 cm (\$94) ou 26 cm (\$99). La gamme propose cinq dimensions de lames : 38 × 51 mm, 51 × 63 mm, 63 × 76 mm, 76 × 89 mm et 89 × 76 mm, chacune se terminant par un rebord arrondi pour éviter le glissement des tissus.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique le Kelly Retractor-Grip Handle pour résister à une traction mécanique élevée et aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux blocs opératoires de chirurgie générale, gynécologique et orthopédique une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une compatibilité totale avec l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest