



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Набор принадлежностей для малых разрезов

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Набор принадлежностей для малых разрезов

SKU RM-SIAS-1

\$449 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Крючок Gelpi	Стандартный тонкий профиль
1	Зеркало Kelly	1" × 1½" (2.5 × 3.8 см)
1	Зеркало Kelly	1" × 2½" (2.5 × 6.3 см)
1	Малое круглое цельное кольцо	Внутренний диаметр 8.5" (21.3 см)
1	Стерилизационный бокс	Специализированный органайзер для хранения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Набор принадлежностей для малых разрезов представляет собой дополнительный комплект для хирургических бригад, которые уже используют систему ретракторов Bookwalter General Surgery и работают в условиях ограниченного операционного поля. Данный набор не является автономной системой — он полностью совместим с системами Bookwalter General Surgery и стандартными компонентами типа Bookwalter.

Комплект содержит крючок Gelpi со стандартным тонким профилем для точной фиксации в узких ранах, а также зеркала Kelly размером 1" × 1½" (2.5 × 3.8 см) и 1" × 2½" (2.5 × 6.3 см) для неглубокой ретракции на двух уровнях. Малое круглое цельное кольцо с внутренним диаметром 8.5" (21.3 см) обеспечивает компактную раму, не загромождающую область малого разреза.

Все компоненты изготовлены из немагнитной хирургической нержавеющей стали и поставляются в специальном стерилизационном боксе. Набор принадлежностей для малых разрезов поставляется нестерильным, является многоразовым, полностью автоклавируемым и перед использованием должен

быть очищен и простерилизован в соответствии с утвержденными процедурами вашего учреждения.

Retractor Maker производит и поставляет данный набор напрямую из Сиалкота, Пакистан. Набор для малых разрезов изготавливается, инспектируется и поставляется непосредственно компанией Retractor Maker.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest