



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Arnett Le Fort 上唇レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Arnett Le Fort 上唇 レトラクター

SKU RM-ALFULR-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Arnett Le Fort 上唇レトラクター	顎顔面上唇術野確保器具	\$49
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$49

製品詳細

Arnett Le Fort 上唇レトラクターは、顎矯正手術および顔面再建手術において、上唇および上顎前庭組織を非侵襲的に挙上するために開発された顎顔面外科専用のレトラクターです。顔面骨格前面にスムーズに適合する設計により、繊細な口唇周囲の軟部組織を保護しながら、上顎骨への明確な術野を確保します。

頭蓋顎顔面手術に特化したこの Arnett Le Fort 上唇レトラクターは、幅広で解剖学的な曲線を持つブレードを特徴としており、オシレーティングソー、ロータリーバー、固定スクリューから上唇を安全に隔離・保持します。角度のついたシャंकと人間工学に基づいたハンドルは、術者に安定したレバレッジと疲労の少ない操作性を提供し、骨切り中の視線を妨げない位置で手を保持することが可能です。

眩しさを抑えるサテンマット仕上げの医療用サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用しており、Retractor Maker は繰り返しの滅菌サイクルに耐えうる耐久性を実現しています。口腔外科、顎顔面外科、形成外科において、中顔面骨切り術に不可欠な器具です。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest