



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Strandell Stille Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Strandell Stille Retractor

SKU RM-SSR-17-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Strandell Stille Retractor	17 cm Gesamtlänge, 6 × 15 mm gebogene Klinge (scharf oder stumpf)	\$44
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$44

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Strandell Stille Retractor ist ein spezialisierter handgehaltener chirurgischer Retraktor, der gezielt für die sichere, atraumatische Weichteilverdrängung und Wundrandexposition bei plastischen, handchirurgischen und allgemein-chirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Dank der gebogenen, gewebeadaptierten Klinge ermöglicht dieses Instrument chirurgischen Assistenten das Ausüben eines gleichmäßigen manuellen Gegenzugs an empfindlichen Hauträndern und Faszien-schichten, ohne lokale Drucknekrosen zu verursachen.

Diese dedizierte Konfiguration des Strandell Stille Retractor ist auf hohe Leistungsfähigkeit und dauerhafte Korrosionsbeständigkeit ausgelegt und weist eine Gesamtlänge von 17 cm (\$44) auf. Die aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Klinge verfügt über eine flache Geometrie mit einer gewebeadaptierten Krümmung von 6 mm Breite × 15 mm Länge. Die verfügbaren Gewebeschnittstellen umfassen scharfe und stumpfe Parameter mit präzisen gezahnten Profilen, um einen sicheren, rutschfreien Halt an den Inzisionsrändern zu gewährleisten. Der ergonomische Flachgriff sorgt für eine ermüdungsfreie, manuelle Griffstabilität.

Retractor Maker fertigt den Strandell Stille Retractor mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, um wiederholten Autoklavierzyklen standzuhalten. Damit bietet er Zentren für plastische Chirurgie, Handtraumazentren und Operationssälen weltweit außergewöhnliche strukturelle Integrität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Sterilisierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest