



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Paparella-Weitlaner Wundsperrer, selbsthaltend

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Paparella-Weitla ner Wundsperrer, selbsthaltend

SKU RM-PWSRR-5IN-1

\$89 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Paparella-Weitlaner Wundsperrer, selbsthaltend	5" (12.7 cm) Gesamtlänge, 2x2 Zinken (13 mm), 33 mm Spreizung, Sperrklinke	\$89
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$89

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Paparella-Weitlaner Wundsperrer ist ein spezialisiertes otologisches und mikrochirurgisches Instrument, das speziell für die stabile, freihändige Retraktion von Weichteilgewebe und Periost in engen chirurgischen Korridoren entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem versetzten, flachen Fingerring-Chassis hält dieses Instrument postaurikuläre und Kopfhaut-Inzisionen unter mechanischer Spannung offen, wodurch die Ermüdung der Assistentenhände vermieden und ein freies Sichtfeld unter dem Operationsmikroskop gewährleistet wird.

Konfiguriert für eine optimale Sicht, weist dieser Paparella-Weitlaner Wundsperrer eine Gesamtlänge von 5 inches (12.7 cm, \$89) auf. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügen die Arbeitsenden über eine asymmetrische 2x2 Zinken-Anordnung mit einer Zinkenlänge von 13.0 mm und einer maximalen Spreizfähigkeit von 33.0 mm. Die Produktlinie bietet Optionen zur Gewebefassung, einschließlich scharfer Zinken für festen Halt in zäherem Gewebe oder stumpfer Zinken für die atraumatische Manipulation von Weichteilen. Die zuverlässige Sperrklinke hält die Spannung während Bohrvorgängen sicher aufrecht.

Gefertigt mit einem blendfreien seidenmatten Finish, stellt Retractor Maker den Paparella-Weitlaner Wundsperrer so her, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Langlebigkeit für HNO- und neurochirurgische Abteilungen weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest