



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Tedan Phantom CS-1600 頸椎牽引器セット

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tedan Phantom CS-1600 頸椎牽引器 セット

SKU RM-TPCS1600-SET-1

\$2,899 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
10組（合計20枚のブレード）	鈍端牽引器ブレード	長さ30 mmから75 mmまで（5 mm刻み）
6組（合計12枚のブレード）	微細鈍端牽引器ブレード	長さ35 mmから60 mmまで（5 mm刻み）
8枚のブレード	長歯付き牽引器ブレード	長さ30 mmから65 mmまで（5 mm刻み）
1組（合計2枚のブレード）	パドルブレード	標準的な多方向牽引フレーム互換性
2本のハンドル	サイドローディング牽引器ハンドル	迅速なモジュラーブレード交換のための人間工学に基づいたツイストリリース設計
1個のゲージ	色分けされた深度ゲージ	迅速な軟部組織深度測定のために校正済み
1個のアセンブリ	ドライバーハンドル付きツイストドリル	牽引ネジ用の手動スタータービットアセンブリ
1個のガイド	デュアルドリルガイド	椎体牽引ネジ間の正確な平行間隔を確保するため
1個のガイド	シングルドリルガイド	独立した、またはモジュラー式の牽引ネジ配置用
1個のビット	ツイストドリルビット	牽引ネジパイロットドリリング専用交換ビット
2個のドライバー	牽引スクリュードライバー	カスパースタイルのピン用の確実なグリップの手動取り付けドライバー

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1個のツール	キャリパー測定ツール	椎間高とインプラントギャップの許容差を確認するための精密ゲージ
1個のツール	ガード付きボーンタンブ	6 mm × 10 mm プロファイルのデュアルエンド外科用シーティングツール
1個のコンテナ	滅菌ボックス	頑丈なカスタムフィット整理外科用トレイ

製品詳細

Tedan Phantom CS-1600 頸椎牽引器セットは、前頸椎椎間板切除術および固定術（ACDF）中の安全で非外傷性の軟部組織変位と椎体間牽引を提供するために特別に設計された、国際的に認められた包括的な前頸椎外科用牽引器および牽引システムです。クイックコネクト式サイドローディングハンドルと薄型ブレード形状で設計されたこのシステムは、脊椎外科医が気管、食道、頸動脈鞘をきれいに牽引し、透視画像や顕微鏡視野を妨げることなく、椎間腔までの妨げられない視覚通路を維持することを可能にします。

臨床フレームワーク仕様に基づいて構築されたこのTedan Phantom CS-1600 頸椎牽引器セットの完全なシステム（2,899ドル）は、頑丈なカスタムフィット滅菌コンテナに収納された広範な器具セットを備えています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされたモジュラーブレード在庫には、30 mm から 75 mm までの鈍端牽引器ブレード 10 組（合計 20 枚）、35 mm から 60 mm までの微細鈍端ブレード 6 組（合計 12 枚）、30 mm から 65 mm までの長歯付きブレード 8 枚、および多方向パドルブレード 1 組が含まれます。セットには、人間工学に基づいたツイストリリース式サイドローディングハンドル 2 本、色分けされた深度ゲージ、手動ツイストドリルスタータービット、デュアルおよびシングルドリルガイド、交換用ドリルビット、牽引スクリュードドライバー 2 本、精密キャリパー測定ツール、および 6 mm × 10 mm のガード付きボーンタンブが含まれます。

反射防止サテンマット仕上げと色分けされた陽極酸化ブレードサイジングマーカーで鍛造された Retractor Maker は、Tedan Phantom CS-1600 頸椎牽引器セットを繰り返しの病院オートクレーブサイクルに耐えるように製造しており、世界中の神経外科病棟、整形外科脊椎センター、外科外傷治療室に、卓越した構造精度、耐食性、完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest