



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Adson-Cerebellum

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Adson-Cerebellum

SKU RM-ACR-1

\$159 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Pequeño — 6.5 in, 22 mm de profundidad	RM-ACR-1-1	\$149
Estándar — 7.5 in, 22 mm de profundidad	RM-ACR-1-2	\$159
Grande — 9.5 in, 22 mm de profundidad	RM-ACR-1-3	\$174

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Adson-Cerebellum es un instrumento quirúrgico estático esencial diseñado para proporcionar una retracción estable y manos libres del cuero cabelludo y los músculos durante procedimientos craneales de la fosa posterior. Al distribuir una contratracción continua a través de la musculatura suboccipital pesada, este retractor elimina la fatiga del asistente mientras establece un corredor operativo sin obstáculos para la intervención neuroquirúrgica.

Diseñado con ergonomía anatómica para el área craneal, este modelo de Adson-Cerebellum presenta una longitud total de 7 ½ pulgadas (19.05 cm) con un perfil de brazo angulado que se contornea cómodamente a la anatomía del paciente. Los extremos de trabajo están equipados con dientes afilados entrelazados que sujetan firmemente la musculatura profunda y la galea, mientras que el mecanismo de cremallera integrado se bloquea de forma segura en anchos de expansión variables para mantener la retracción bajo alta tensión muscular.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate no reflectante, Retractor Maker produce el separador Adson-Cerebellum bajo estrictas tolerancias clínicas, garantizando un acoplamiento suave de la cremallera, alta resistencia a la corrosión y compatibilidad total con autoclave para quirófanos de neurocirugía en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest