



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Golligher Wundspreizer, selbsthaltend

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Golligher Wundspreizer, selbsthaltend

SKU RM-GSRR-SET-1

\$299 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltendes Abdominal-Rahmenchassis	Mehrzweck-Strukturringrahmen für den tiefen chirurgischen Zugang
2	Abnehmbare massive Seitenvalven	Flache Seitenpaneele (51 mm oder 102 mm Tiefe)
2	Abnehmbare Zentralblätter	Leicht gebogene Blätter, konturiert für innere Organstrukturen (51 mm oder 102 mm)
3	Individuelle Schiebeschraubverschlüsse	Mechanische Ratschen-Arretierbolzen an jeder Valve zur Entlastung des Operators
2	Ergonomische Retraktionsarme	Leichtbauprofile mit glatten Umfangskanten
1	Schutzbehälter / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Golligher Wundspreizer ist ein international anerkanntes abdominelles und pelvisches chirurgisches Retraktorsystem, das speziell für eine expansive, multidirektionale Weichteil- und Viszeralverdrängung während kolorektaler, gastrointestinaler und tiefer Beckeneingriffe entwickelt wurde. Dank des artikulierten, kreisförmigen Rahmenchassis können Chirurgen mehrere massive Valven zirkulär positionieren, um die Bauchwand und Beckenorgane unter mechanischer Arretierung offen zu halten, ohne dass eine manuelle Assistenz erforderlich ist.

Dieses nach klinischen Spezifikationen gefertigte Golligher-Komplettset (\$299) verfügt über ein selbsthaltendes Abdominal-Chassis für den Zugang in der tiefen Allgemeinchirurgie. Das System wird aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigt und umfasst abnehmbare,

massive Seitenvalven mit spezialisierten Kanten zur Sicherung voluminöser Gewebeschichten sowie abnehmbare, leicht gebogene Zentralblätter zur schonenden Anpassung an innere Organstrukturen. Das System kann wahlweise mit einem flachen Sortiment (51 mm Arbeitstiefe) oder einem tiefen Sortiment (102 mm Arbeitstiefe) konfiguriert werden, die jeweils durch individuelle Schiebeschraubverschlüsse fixiert werden, um die Ermüdung des Anwenders zu verringern.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Golligher Wundspreizer so, dass er wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet kolorektalen Operationssälen, Traumazentren und Zentren für Beckenrekonstruktion weltweit außergewöhnliche strukturelle Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest