



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Meyerding Cilt Kancası/Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Meyering Cilt Kancası/Ekartörü

SKU RM-MSHR-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
16 cm (approx. 6.3")	RM-MSHR-1-1	\$44
22.86 cm (9.0")	RM-MSHR-1-2	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Meyering Cilt Kancası/Ekartörü, ince kutanöz traksiyon ile daha derin yumuşak doku deplasmanını tek bir gövdede birleştirmek üzere özel olarak tasarlanmış çok yönlü, çift uçlu bir cerrahi alettir. Yüksek prosedürel çeviklik için tasarlanan bu çift uçlu alet, cerrahi ekiplerin bir uçtaki ince kanca ile cilt kenarlarını temiz bir şekilde kaldırmasına ve ardından alet değiştirmeye gerek kalmadan diğer uçtaki masif ekartör ucuyla daha derin fasyal marjları tutmasına olanak tanır.

Tam prosedürel adaptasyon için üretilen bu Meyering Cilt Kancası/Ekartörü konfigürasyonu iki farklı uzunlukta sunulmaktadır: ince kozmetik prosedürler için kompakt 16 cm model (\$44) ve daha derin operasyon alanları için uzatılmış 22.86 cm model (\$49). Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen entegre çalışma uçları, 5.0 mm genişlik × 16.0 mm uzunluk profiline sahip bir Ekartör Ucu ve hassas doku kenarlarında kaymasız kavrama sağlayan 1 keskin dişli Cilt Kancası Ucu içerir. Dengeli merkezi sapı, yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansımaya önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Meyering Cilt Kancası/Ekartörü'nü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki plastik, rekonstrüktif ve genel cerrahi ünitelerine olağanüstü korozyon direnci, yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest