



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Campbell Sinir Kökü Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Campbell Sinir Kökü Ekartörü

SKU RM-CNRR-1

\$69 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Campbell Nerve Root Retractor	8 ¾" (22.2 cm) uzunluk, 10-10.5 mm geniş uç	\$69
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$69

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Campbell Sinir Kökü Ekartörü, lomber dekompresyon cerrahisi sırasında tek kal sakın ve çıkan sinir köklerinin güvenli, travmatik olmayan ekartasyonunu ve korunmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmış bir spinal cerrahi aletidir. Uzatılmış, ince shaftı sayesinde cerrahlara interlaminer alanda derin vizüalizasyon sağlarken, manuel aletlerin mikroskop görüş hattı dışında kalmasına olanak tanır.

Optimal sinir dokusu yönetimi için üretilen bu Campbell Sinir Kökü Ekartörü modeli, 8 ¾ inç (22.2 cm) toplam uzunluğa ve 10 mm ile 10.5 mm arasında değişen geniş bir uç profiline sahiptir. Odaksal basınç nekrozu riski taşıyan dar uçlu problemlerin aksine, bu geniş uçlu tasarım traksiyon kuvvetlerini nöral membranlara eşit olarak dağıtır ve sinir liflerini dönen burlardan, disk ronjurlarından ve interbody kafeslerden nazikçe uzaklaştırır. Ergonomik sapı, hassas diskektomi görevleri sırasında gelişmiş dokusal geri bildirim ve kaymaz kontrol sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli, birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten imal edilen Retractor Maker, Campbell Sinir Kökü Ekartörü'nü steril olmayan ve koruyucu ambalaj içinde tam otoklavlanabilir olarak sunarak dünya genelindeki spinal ve nöroşirürji ameliyathanelerine eşsiz hassasiyet ve korozyon direnci sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest