



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Greenberg Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023




SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Greenberg Retractor

SKU RM-GR-1

\$3,999 USD


KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Primärstäbe	6" (15 cm) — zur direkten Montage an starren Schädelklemmenpfosten
4	Schwimmende Sekundärstäbe	12" (30 cm) — erweitert den äußeren Stützperimeter um die Kraniotomie
4	Lange Retraktor-Flexarme	9,5" (24 cm) — mehrgelenkige Reibungsarme zur Valvenpositionierung
2	Handauflagen	10" (25 cm) — physische Unterarmstütze zur Reduzierung der Chirurgenermüdung
1	Konische Retraktorvalve	¼" bis ¾" (6 mm bis 19 mm) — extra breite Valve für großflächige kortikale Retraktion
1	Konische Retraktorvalve	5/32" bis 5/8" (4 mm bis 16 mm) — mittlere Valve für lobären und subtemporalen Zugang
1	Konische Retraktorvalve	1/8" bis 1/2" (3 mm bis 12,5 mm) — Standardvalve für tiefe interhemisphärische Korridore
1	Konische Retraktorvalve	3/32" bis 3/8" (2,4 mm bis 9 mm) — fein konische Valve für schmale Schädelbasispfade
1	Konische Retraktorvalve	1/16" bis 1/4" (1.5 mm bis 6 mm) — Mikrovalve für delikate nervale/vaskuläre Retraktion
1	Aluminium-Pattie-Schale	3" x 6¾" (7.5 cm x 16.8 cm) — rahmenmontiert zur Organisation von Neuro-Patties

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Sterilisationssieb	17" × 10" × 2½" (43 cm × 25 cm × 6.3 cm) — robustes, perforiertes Ordnungssieb

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Greenberg Retractor ist ein umfassendes neurochirurgisches Retraktorsystem, das weltweit für seine unübertroffene modulare Exposition und freihändige Stabilisierung bei tiefen intrakraniellen Eingriffen geschätzt wird. Durch die starre Klemmung an den Bolzen der Kopfklemme bildet dieses mehrstufige Retraktorsystem einen individuellen 3D-Arbeitsrahmen direkt am Kraniotomierand.

Das Greenberg Retractor Komplettsystem wurde zur Maximierung der mikrochirurgischen Präzision entwickelt und umfasst zwei 6-Zoll-Primärstäbe, vier 12-Zoll schwimmende Sekundärstäbe, vier 9,5-Zoll flexible Gelenkarme sowie zwei 10-Zoll ergonomische Handauflagen zur Ruhigstellung der Unterarme des Chirurgen. Das System ist mit fünf doppelseitigen, biegsamen, konischen Retraktorvalven (von 1,5 mm Mikrovalven bis zu 19 mm breiten kortikalen Valven) und einer integrierten, rahmenmontierten Aluminium-Pattie-Schale ausgestattet.

Gefertigt von Retractor Maker aus unmagnetischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in chirurgischer Qualität mit blendfreiem Satin-Finish, wird der Greenberg Retractor unsteril und voll autoklavierbar in einem speziellen 17" × 10" × 2½" perforierten Sterilisationssieb geliefert, um höchste chirurgische Sicherheit bei komplexen Schädeloperationen zu gewährleisten.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest