



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Balfour USA 自保持開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Balfour USA 自保持 開創器

SKU RM-BUSRR-1

\$399 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
4 套 (共 8 片)	側方葉片	深度分別為 65 mm、85 mm、105 mm 和 155 mm
1	Balfour 中心葉片	70 mm 寬 × 70 mm 深
1	直型中心葉片	70 mm 寬 × 100 mm 深
1	Balfour 框架	帶有鎖定拇指螺釘的中央結構支撐框架

製品詳細

Balfour USA 自保持開創器是國際認可的腹部外科開創平台，旨在剖腹探口術和盆腔手術中提供可靠的免手持軟組織暴露。通過使用剛性齒輪滑動框架，該儀器利用機械反向牽引力將雙側傷口邊緣鎖定，從而解放手術助手並保持穩定的視野。

該 Balfour USA 自保持開創器套裝採用可互換的模塊化架構，旨在滿足全面的手術靈活性。系統包括一個堅固的 Balfour 框架、四對側方葉片（深度分別為 65 mm、85 mm、105 mm 和 155 mm），以處理消瘦型和肥胖型的腹壁，以及一個 70 × 70 mm 的 Balfour 中心葉片和一個 70 × 100 mm 的直型中心葉片，用於深層膀胱和內臟牽引。

Retractor Maker 採用無磁性、醫療級手術不銹鋼鍛造而成，具有無反射的緞面處理，並以非無菌方式裝在單獨的保護盒中供應，可完全高壓滅菌，為手術中心提供卓越的可靠性和完整的滅菌兼容性。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest