



FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Richardson con Mango Ergonómico

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Richardson con Mango Ergonómico

SKU RM-RRGH-1

\$64 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
9 ½" (24.13 cm) — Mango hueco, Lamb o ligero	RM-RRGH-1-1	\$64
10.0" (25.40 cm) — Mango hueco, tipo Lamb o ligero	RM-RRGH-1-2	\$69
11.0" (27.94 cm) — Mango hueco, tipo Lamb o ligero	RM-RRGH-1-3	\$74

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Richardson con Mango Ergonómico es un perfeccionamiento ergonómico avanzado del clásico separador abdominal, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento muscular profundo y reducir la fatiga del usuario durante procedimientos abiertos mayores. Diseñado con una hoja cóncava alargada en ángulo recto que termina en un labio de retención suave, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos aplicar una contratracción continua en paredes abdominales densas y planos viscerales sin deslizamientos.

Construida para soportar la esterilización en autoclave de alta frecuencia manteniéndose completamente resistente a la corrosión, esta serie de Separador Richardson con Mango Ergonómico es altamente adaptable en tres longitudes totales: 9 ½ inches (24.13 cm, \$64), 10 inches (25.40 cm, \$69) y 11 inches (27.94 cm, \$74). Fabricados a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), los cirujanos pueden seleccionar entre tres perfiles de mango especializados: un mango de agarre hueco (Hollow Grip) construido con una estructura ligera para minimizar la tensión, un mango tipo Lamb moldeado ergonómicamente para un apoyo firme de la palma, o un mango de agarre ligero (Lightweight Grip). Su chasis equilibrado proporciona a los asistentes quirúrgicos una palanca manual libre de fatiga.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Richardson con Mango Ergonómico para soportar cargas mecánicas pesadas y ciclos repetidos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los quirófanos de cirugía general, ginecológica y ortopédica de todo el mundo una durabilidad clínica, resistencia a la corrosión y fiabilidad quirúrgica excepcionales.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest