



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Koronaler Brauenlift-Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Koronaler Brauenlift-Wundhaken

SKU RM-CBLR-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Koronaler Brauenlift-Wundhaken	7 ¼" (18.4 cm) Länge, 70.0 mm Rechenkopf, 7 scharfe Zinken	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Koronale Brauenlift-Wundhaken ist ein spezialisiertes Instrument für die plastische und rekonstruktive Gesichtschirurgie, das gezielt für eine kraftvolle, rutschfreie Gewebetraktion bei offenen koronaren Stirn- und Brauenlift-Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem 70.0 mm breiten Rechenkopf verteilt dieses Instrument den manuellen Gegenzug über eine große Galea-Fläche, was fokale Risse verhindert und die Visualisierung des Supraorbitalrandes optimiert.

Diese Konfiguration des Koronalen Brauenlift-Wundhakens ist für hohe Hebelkräfte ohne Verrutschen ausgelegt und weist eine Gesamtlänge von 7 ¼ inches (18.4 cm, \$49) auf. Das Arbeitsende verfügt über 7 scharfe, versetzte Zinken, die speziell dafür entwickelt wurden, die dichte, fibröse Kopfhaut, Galea und Frontalis-Muskulatur bei kontinuierlichem Zug sicher zu fixieren. Der abgewinkelte Schaft hält die Hand des Assistenten außerhalb der Sichtlinie, während der ergonomische Flachgriff eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung während der tiefen subperiostalen Tunnelierung ermöglicht.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, produziert Retractor Maker den Koronalen Brauenlift-Wundhaken so, dass er strengen Autoklavenzyklen standhält. Er bietet hohe Zugfestigkeit, außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Langlebigkeit für Zentren der kosmetischen und plastischen Gesichtschirurgie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest