



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Crile à double extrémité

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Crile à double extrémité

SKU RM-CRDE-RET-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Style #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16")	RM-CRDE-RET-1-1	\$29
Style #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"	RM-CRDE-RET-1-2	\$35

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Crile à double extrémité est un instrument chirurgical manuel essentiel, conçu spécifiquement pour assurer une exposition fiable des tissus mous et des berges de plaies à plusieurs profondeurs lors de procédures mineures de chirurgie générale, plastique et reconstructrice. Conçu avec deux lames distinctes à angle droit orientées de manière opposée sur un châssis compact unique, cet écarteur permet aux équipes chirurgicales de passer instantanément de la rétraction des tissus sous-cutanés superficiels à l'élévation fasciale plus profonde.

Conçu pour une agilité exceptionnelle dans les espaces chirurgicaux restreints, ce modèle d'écarteur de Crile présente une longueur totale de 4 ¼ pouces (10.8 cm). L'instrument est proposé en deux configurations standard : Style #1 (\$29), avec des lames de 11 mm × 3 mm (1/8" × 7/16") et 20 mm × 6 mm (1/4" × 13/16"), et Style #2 (\$35), avec des lames de 1/4" × 1/2" et 3/8" × 7/8". Les bords de lame lisses et arrondis préviennent les traumatismes tissulaires, tandis que la poignée centrale offre une prise en main sans fatigue pour les assistants opératoires.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Crile pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant une haute résistance à la corrosion, un excellent équilibre manuel et une durabilité clinique totale pour les cliniques externes et les blocs opératoires du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest