



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Greenberg Simplicity Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Петрактор Greenberg Simplicity Retractor

SKU RM-GSR-1

\$2,499 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Основная штанга Greenberg Primary Bar	6" (15 cm) — одноточечное жесткое крепление к стойке черепного зажима
1	Плавающая вторичная штанга Greenberg Floating Secondary Bar	12" (30 cm) — направляющая для установки гибких рычагов
4	Длинные рычаги ретрактора Greenberg Long Retractor Arms	9.5" (24 cm) — многоосные гибкие рычаги для точной фиксации шпателя
1	Опора для рук Greenberg Hand Rest	10" (25 cm) — регулируемая платформа для поддержки предплечья
1	Лоток для салфеток Greenberg Pattie Tray	3" x 6¾" (7.5 x 16.8 cm) — крепится на раму для хранения нейрохирургических салфеток и инструментов
1	Компактный стерилизационный бокс	Специальный ложемент — компактный перфорированный органайзер и контейнер для стерилизации
1	Пластичный конусообразный шпатель	9" x ¼" x ¾" — сверхширокий шпатель для обширной защиты коры
1	Пластичный конусообразный шпатель	9" x 5/32" x ⅝" — шпатель средней ширины для ретракции долей мозга
1	Пластичный конусообразный шпатель	9" x ⅛" x ½" — стандартный шпатель для глубокого межполушарного доступа

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Пластичный конусообразный шпатель	9" x 3/32" x 3/8" — узкий шпатель для тонких манипуляций в цистернах
1	Пластичный конусообразный шпатель	9" x 1/16" x 1/4" — микрошпатель для деликатного разделения нервов и сосудов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Greenberg Simplicity Retractor — это компактная нейрохирургическая система, предназначенная для быстрой установки и обеспечения беспрепятственного доступа при целевых краниальных вмешательствах. Идеально подходящая для процедур, требующих минимального загромождения операционного поля, эта система обеспечивает бескомпромиссную удерживающую способность при небольшом весе и компактности.

Оптимизированная для малых краниотомий и узких доступов, система Greenberg Simplicity Retractor включает одну 6-inch основную анкерную штангу, одну 12-inch плавающую вторичную штангу, четыре 9.5-inch многоосных гибких рычага и 10-inch эргономичную опору для рук. В комплект входит устанавливаемый на раму лоток для салфеток, а также пять двусторонних конусообразных пластичных шпателей (от микронаконечников 1.6 mm до широких лопастей 19 mm) для точного удержания коры и глубоких цистерн.

Полностью изготовленная из немагнитной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, система Greenberg Simplicity Retractor от Retractor Maker поставляется нестерильной и полностью автоклавируемой в специальном компактном перфорированном боксе, рассчитанном на многократные циклы стерилизации.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest