



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Meyerding

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Meyerding

SKU RM-MDR-18-1

\$99 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Extrémité de travail mousse	Longueur totale : 18 cm · Rôle clinique principal : Déplacement atraumatique du muscle paraspinal et maintien des tissus mous · Prix (USD) : \$99.00
1	Extrémité de travail pointue	Longueur totale : 18 cm · Rôle clinique principal : Engagement ferme dans les fascias fibreux denses et les insertions tendineuses · Prix (USD) : \$99.00
1	Extrémité de travail dentée	Longueur totale : 18 cm · Rôle clinique principal : Ancrage osseux antidérapant sur la lame et le bord facettaire · Prix (USD) : \$99.00
1	Extrémité de travail en forme de selle	Longueur totale : 18 cm · Rôle clinique principal : Maintien profilé des faisceaux musculaires et accès à la décompression rachidienne · Prix (USD) : \$99.00
1	Étui de protection / Boîte	Longueur totale : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Meyerding est un écarteur chirurgical orthopédique et rachidien de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction puissante et antidérapante des muscles paraspinal et des tissus mous lors des laminectomies, des discectomies et des reconstructions articulaires. Conçu avec une lame allongée à angle droit, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux d'appliquer une forte contre-traction manuelle contre les faisceaux musculaires denses, maintenant un couloir visuel dégagé vers la lame et les processus épineux.

Construite pour un levier chirurgical important, cette configuration de l'écarteur de Meyering présente une portée totale uniforme de 18 cm (\$99). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'ensemble de la poignée intègre une disposition à anneau unique avec un profil de crochet ergonomique qui confère aux assistants opératoires un bras de levier supérieur et une stabilisation de la main. Les chirurgiens peuvent choisir parmi quatre profils de lame distincts dans les menus de commande : mousse pour un déplacement atraumatique des muscles, pointu pour une prise fasciale ferme, denté pour un ancrage sécurisé sur les cortex osseux, ou en forme de selle pour épouser les marges des tissus paraspinal.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de Meyering pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux centres rachidiens, aux blocs de neurochirurgie et aux unités de traumatologie orthopédique du monde entier une rigidité structurelle inébranlable, une haute résistance à la corrosion et une durabilité clinique complète.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest