



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Cope à double extrémité

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Cope à double extrémité

SKU RM-CRDE-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Cope Retractor Double Ended	Longueur totale de 18 cm, lames doubles de 6.0 mm et 11.0 mm	\$29
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$29

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Écarteur de Cope à double extrémité est un instrument chirurgical manuel hautement fonctionnel, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction atraumatique des tissus mous et des berges de plaies dans un large éventail de spécialités cliniques. Conçu avec des dimensions de lames contrastées intégrées sur un châssis unique, cet écarteur permet aux équipes chirurgicales de passer instantanément des profondeurs tissulaires superficielles aux profondeurs intermédiaires sans changer d'instrument.

Conçu pour un contrôle manuel exceptionnel, cette configuration de l'Écarteur de Cope à double extrémité présente une longueur totale de 7 ⅞ pouces (18 cm, \$29). Ses extrémités actives intègrent une lame étroite de 6.0 mm de large à une extrémité pour une rétraction précise et localisée de la plaie, et une lame de 11.0 mm de large à l'extrémité opposée pour un déplacement plus large des muscles et des fascias. Les bords lisses et profilés de la lame assurent une traction tissulaire fiable tout en prévenant l'ischémie localisée ou les déchirures. Sa poignée centrale équilibrée offre une prise en main sans fatigue pour le personnel assistant.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker produit l'Écarteur de Cope à double extrémité pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux blocs de chirurgie générale, plastique et ORL une haute résistance à la corrosion et une durabilité fiable.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest