



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Fisch Retractor with Joint с шарнирным соединением

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширитель Fisch Retractor with Joint с шарнирным соединением

SKU RM-FRWJ-1

\$109 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
2 зубца справа / насечка слева — 17 cm	RM-FRWJ-1-1	\$109
2 зубца слева / насечка справа — 17 cm	RM-FRWJ-1-2	\$109

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Fisch Retractor with Joint является незаменимым инструментом в отохирургии и хирургии основания черепа, обеспечивающим стабильную фиксацию мягких тканей без участия рук при операциях на височной кости, сосцевидном отростке и подвисочной ямке. Благодаря регулируемому механическому шарниру ретрактор динамически адаптируется к неровностям контуров черепа, устраняя визуальные помехи и сохраняя жесткий микрохирургический коридор для высокоскоростного сверления.

Разработанный для высокоточных манипуляций в сложных анатомических зонах, данный Fisch Retractor with Joint имеет общую длину 17 cm (\$109). Рабочие части снабжены полуострыми зубцами в конфигурации 3:3 и доступны в асимметричных вариантах: 2 зубца справа в сочетании с мелкозубчатой пластиной слева, либо наоборот. Такая компоновка позволяет зубчатой бранше надежно фиксироваться в ретроаурикулярной надкостнице, в то время как противоположная пластина бережно удерживает лоскут слухового прохода без риска разрыва тканей.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, Fisch Retractor with Joint от Retractor Maker выдерживает многократные циклы стерилизации, обеспечивая отделения ЛОР-хирургии и нейрохирургии по всему миру превосходной механической стабильностью, коррозионной стойкостью и долговечностью при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest